

Устройство для стабилизации катетера

Внимательно прочитайте перед использованием

Рекомендации по безопасному и эффективному применению:

1. Только для однократного использования. Только по назначению врача.

2. Не стерилизовать повторно.

3. **STERILE** Стерилизовано с использованием оксида этилена. **⚠** Не использовать, если упаковка повреждена. Путь тока жидкости (при наличии) апиrogenный.

4. **REF** Код изделия, **LOT** номер серии и **i** информация о сроке годности см. на упаковке.

Запрещается модифицировать устройство STATLOCK или его компоненты. Процедуру должен проводить специально обученный персонал, знающий анатомические ориентиры, технику безопасности и возможные осложнения.

НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКСА

Содержимое: упаковка содержит систему устройства для стабилизации STATLOCK, а также может содержать (или не содержать) салфетку для подготовки кожи.

Показания к применению:

Устройство STATLOCK предназначено для стабилизации совместимых медицинских трубок и катетеров. Доступно несколько вариантов дизайна пластыря и фиксатора.

Выбирайте устройство STATLOCK в зависимости от фиксируемой трубки или катетера.

Противопоказания:

Наличие известной аллергии к лентам или клею. Наличие известной чувствительности к бензоину.

Предостережения и меры предосторожности:

1. Запрещается использовать устройство STATLOCK при возможной потере адгезии, например, если пациент находится в спутанном сознании, при потливости или плохом прилегании к коже, либо если устройство доступа не контролируется на ежедневной основе.
2. При наложении и снятии устройства STATLOCK соблюдайте общепринятые меры предосторожности в отношении крови и других жидкостей организма, а также процедуры инфекционного контроля.
3. **ЗАКРЕПИТЕ ШВАМИ ПЛАСТИНУ УСТРОЙСТВА STATLOCK К КОЖЕ ПРИ ЖЕЛАНИИ ИЛИ ЕСЛИ СОЧЕТАЕ НЕОБХОДИМЫМ.**
4. Избегайте контакта со спиртом или ацетоном, поскольку они могут ухудшить связывание компонентов и адгезию пластыря.
5. При наложении и снятии устройства STATLOCK следует минимизировать манипуляции с катетером/трубкой.
6. Для закрепления центральных венозных и артериальных катетеров следует использовать Люэровский разъем для устройства для стабилизации STATLOCK.
7. При использовании устройства для стабилизации STATLOCK обязательно накладывайте клейкую ленту на центральные венозные и артериальные катетеры в месте введения или возле него.
8. Очистите целевой участок кожи от масла и увлажнителя.
9. Регулярно проверяйте адгезию пластыря STATLOCK и положение катетера/трубки.
10. Установите устройство для стабилизации STATLOCK таким образом, чтобы стрелка указывала в направлении кончика катетера.
11. Устройство для стабилизации STATLOCK следует заменять не реже чем раз в 7 дней.

12. Оно является одноразовым устройством. Повторное использование или перепакетка могут создать риск инфекции пациента или оператора, нарушить структурную целостность и (или) ключевые характеристики материала и дизайна устройства, что может привести к поломке устройства, а также к повреждению, боли или смерти пациента.
13. Не стерилизовать повторно. После повторной стерилизации стерильность одноразового устройства не гарантируется, поскольку существует неопределенный пирогенный потенциал и возможность микробной контаминации, что может привести к инфекционным осложнениям. Повторная стерилизация может нарушить структурную целостность, ключевые характеристики материала и/или конструкции устройства, а также может привести к непредсказуемой потере функциональности и (или) поломке устройства.

При наложении и снятии устройства для стабилизации STATLOCK используйте асептические методы работы.

Подробную информацию см. на соответствующих иллюстрациях.

Расширенный набор: при его наличии заполните/промойте/подсоедините его согласно прилагаемым инструкциям.

Наложение устройства для стабилизации STATLOCK:

1. **ПОДГОТОВКА:** Для защиты кожи и лучшей адгезии очистите целевой участок от жира и влаги с помощью спирта, а затем обработайте средством для подготовки кожи. **ДАЙТЕ КОЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНУТЬ, ПОСКОЛЬКУ КОНТАКТ СО СПИРТОМ МОЖЕТ УХУДШИТЬ СВЯЗЫВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И АДГЕЗИЮ ПЛАСТЫРЯ. ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ ПЛАСТЫРЯ НА КОЖУ СНАЧАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ STATLOCK К КАТЕТЕРУ.**
2. **НАЖАТИЕ:** Перед наложением пластыря устройства STATLOCK на кожу зафиксорируйте трубку или катетер фиксатором STATLOCK.
3. **УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ:** Отклейте защитный бумажный слой устройства STATLOCK.
4. **РАЗМЕЩЕНИЕ:** Разместите устройство для стабилизации STATLOCK на целевом участке кожи по очереди каждую сторону.

Примечание:

- Пластырь устройства для стабилизации STATLOCK можно приклеить после рентгеноскопического подтверждения правильности размещения катетера/трубки.
- При смене повязки устройства для стабилизации STATLOCK накладывайте клейкую ленту на центральные венозные и артериальные катетеры для дополнительной фиксации.

Общая процедура снятия устройства для стабилизации STATLOCK:

Аккуратно снимите окружающую повязку путем стягивания и ушивания (если применимо).

1. **ОТСОЕДИНИТЕ** трубку/катетер от фиксатора устройства для стабилизации STATLOCK.
2. **РАСТВОРИТЕ** адгезивный слой устройства для стабилизации STATLOCK с помощью спиртового тампона, аккуратно приподнимая пластырь устройства для стабилизации STATLOCK.
3. **ЗАДОКУМЕНТИРУЙТЕ** смену повязки устройства для стабилизации STATLOCK в карте пациента.
4. **УТИЛИЗИРУЙТЕ** всё оборудование в соответствующие контейнеры.

Дополнительный набор

Показания к применению:

Для использования в качестве удлинения системы в/в подачи жидкостей. Входной Люэровский адаптер расширенного набора устройства для стабилизации STATLOCK специально разработан для закрепления расширенного набора при его использовании совместно с системой устройства STATLOCK.

Указания по эксплуатации:
Соблюдайте правила асептики.

1. Затяните все соединения.
2. Снимите защитные колпачки (A) согласно требованиям.
3. Соедините принимающий порт (B) с линией подачи жидкости или устройством и выполните заполнение/промывку.
4. Соедините входный порт (C) со втулкой катетера.
5. Откройте скользящий зажим (D) для свободного тока жидкости.
6. Протрите переднюю часть места инъекции и устройство SmartSite™ (при наличии) тампоном с предпочтительным антисептиком.

Общие меры предосторожности:

1. Избегайте попадания воздуха в набор. Протыкание трубки может стать причиной воздушной эмболии или утечки.
2. Избегайте контакта со спиртом, поскольку это может ухудшить связывание компонентов и адгезию пластыря.

Опции / меры предосторожности:

Безыгольный клапан (E) и Y-образный участок с безыгольным клапаном (F)

1. Соедините линию жидкости или устройство с центром клапана только с помощью Люэровских разъемов.
2. Не используйте тупоконечную канюлю или обычную иглу. Если необходимо использовать иглу, подключите адаптер PRN и используйте как стандартное место инъекции.

T-образный разъем (G)

Спорный кран (H)

1. Разместите ручку над портом, который необходимо закрыть.
 2. Откройте порт для подачи жидкости.
- Если доступный порт не используется, закройте его и наденьте колпачок. Стандартный Y-образный участок (I)

1. Используйте только с обычной иглой. Не используйте с тупоконечной канюлей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Трубка не содержит ДЭФФ или ПВХ
2. УТИЛИЗИРУЙТЕ использованный набор в соответствующий контейнер.



Bard и StatLock являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании C. R. Bard, Inc. или ее дочерних компаний.

Smartsite является товарным знаком компании Alaris Medical Systems.

© C. R. Bard, Inc, 2009 г. Все права защищены.

Собрано в Мексике

Смотрите описание использования StatLock в мультязычной инструкции

ПЕРЕВОДЫ

1. ФОРМЫ ПЛАСТЫРЯ
2. ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ (ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОЖИ)
3. КАТЕТЕР ЗАКРЕПЛЕН
4. ТЕХНИКА СНЯТИЯ (ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПИРТ)
5. ИЛИ
6. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС