

# StatLock® PICC Plus Stabilization Device

## Key Points to StatLock® PICC Plus Stabilization Device

### Usage:

- PREPARE TARGET AREA WITH SKIN PREP (may or may not be included) and ALLOW TO DRY COMPLETELY.
- Place suture holes in catheter wing over the StatLock® stabilization device posts (prior to pad adherence). Close lids, peel off paper backing, and place on target skin area.
- To remove, lift plastic lids one side at a time.
- REMOVE THE STATLOCK® STABILIZATION DEVICE ANCHOR PAD ADHESIVE WITH ALCOHOL.

### Read carefully before use.

### Safety and Efficacy Considerations:

The StatLock® stabilization device is for single use only, Rx only. Sterile only when included as a component in a sterile kit. This package does not maintain sterility; use once catheter package is opened. Discard if package is opened or damaged.

Do not alter the StatLock® stabilization device or components. Procedure must be performed by trained personnel with knowledge of anatomical landmarks, safe technique, and potential complications.

### Device Description/Intended Purpose:

StatLock® stabilization device is a stabilization device for compatible winged catheters.

### Contraindications:

Known tape or adhesive allergies.

 Caution: After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local, state, and federal laws and regulations.


### Warnings and Precautions




1. Do not use the StatLock® stabilization device where loss of adherence could occur, such as with a confused patient or nonadherent skin.
2. Observe universal blood and body fluid precautions and infection control procedures, during application and removal of the StatLock® stabilization device.
3. Avoid the StatLock® stabilization device contact with alcohol or acetone, both can weaken bonding of components and the StatLock® stabilization device pad adherence.

4. Minimize catheter/tube manipulation during application and removal of the StatLock® stabilization device.
5. Always apply adhesive strip to central venous catheters at or near insertion site during dressing change involving the StatLock® stabilization device.
6. Remove oil and moisturizer from targeted skin area.
7. The StatLock® stabilization device should be monitored and replaced in accordance with facility protocol.
8. Warning: Intended for single use. Do not reuse. Reuse and/or repackaging may create a risk of patient or user infection, compromise the structural integrity and/or essential material and design characteristics of the device, which may lead to device failure, and/or lead to injury, illness, or death of the patient.
9. Warning: Do not re-sterilize. The sterility of the single use device is not guaranteed following re-sterilization because of an indeterminable degree of potential pyrogenic or microbial contamination which may lead to infectious complications. Re-sterilization may compromise the structural integrity, essential material and/or design characteristics and may lead to an unpredictable loss of functionality and/or device failure.
10. Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Use aseptic technique for application and removal of the StatLock® stabilization device.

This product and packaging does not contain natural rubber latex or DEHP.





**Important:**

Use illustrated "stretch technique" when removing transparent dressing.

**Note:**

- The StatLock® Stabilization device pad can be adhered after confirmation of proper catheter/tube position.
- Apply adhesive strip to central venous catheters for added security during dressing changes involving the StatLock® stabilization device.

*Assembled in Mexico.*

*StatLock is a registered trademark of C.R. Bard, Inc.*

*Arrow is a registered trademark of Teleflex Incorporated or its affiliates.*

# Прылада для стабілізацыі StatLock PICC Plus

## Важныя моманты адносна карыстання прылады для стабілізацыі StatLock PICC Plus:

- Падръхтуйце мэтавы ўчастак з падръхтоўкай скуры на IM (можа уключачь гэта, так і не уключачь) і Дайце яму поўнасцю высахнуць.
- Размисціце адтуліны для хірургічнай ніткі ў крывацькі катэтара над пазіцыямі прылады для стабілізацыі StatLock (перед накладаннем пракладкі). Зачыніце накрываўкі, здыміце папяровую падлокі і змісціце на мэтавым участку скуры.
- Каб звіць, адначасова падыміце накрываўкі з дзвеух бакоў.
- ВЫДАЛІЙЦЕ КЛЕЙ АД ФІКСУЮЧАЙ ПРАКЛАДКІ ПРЫЛАДЫ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦЫІ STATLOCK З ДАЛАМОГІЙ СПІРТУ.

## Перад выкарыстаннем уважліва працытайце.

### Бяспека і аэнка эфекту́йнасці:

Прылада для стабілізацыі StatLock прызначана толькі для аднаразовага выкарыстання. Rx only. З'яўлещца стэрильная толькі, калі ўключана ў якасці камплемента ў стэрильны набор. Этая упакоўка не захоўвае стэрильнасць; выкарыстоўваецца, калі адкрыта упакоўка катэтара. Калі упакоўка адкрыта ці пашкоджана, утылізуіце.

Не замянійте прыладу для стабілізацыі StatLock або яе камплементы. Дадзеная працыда павінна выконвацца падрэзультатам персаналам, які добра ведае анатамічныя арэёніцы, блесчную методыку і магчымынні ўскладненні.

### Апісанне прылады/мэтава прызначэнне:

Прылада для стабілізацыі StatLock — гэта стабілізацыйная прылада для сумяшчальных крывацьвых катэтараў.

### Проціпаказанні:

Вядомыя алергіі на медыцынскую ленту ці клей.

 Увага! Пасля ўжывання гэты выраб можа быць патэнцыйна біялагічна небяспечным. Абыхоўдзіцеся з ім і ўтылізуіце яго згодна з усталіванай медыцынскай практикай і прынятага мясцовага і федэральнага заканадаўства.

### ⚠️ Папярэджанні і меры засцярогі

1. Не выкарыстоўвайце прыладу для стабілізацыі StatLock пры страце прыліплення, напрклад, калі паціент у зблытаным стане свядомасці, або пры непрыліпанні да скуры.

2. Прытрымлівайцеся ўсеагульных мер засцярогі пры працы з крываю і біялагічнымі вадкасцямі, а таксама працэдура баражбі з інфекцыямі падчас накладання і зняцця прылады для стабілізацыі StatLock.

3. Пазбягайце кантакт прылады для стабілізацыі StatLock са спірам або ацэтонам, абвода могуць аслабіць схвательне кампанентаў і прыліпанне пракладкі прылады для стабілізацыі StatLock.

4. Рабіце мінімальныя маніпуляцыі з катэтэрам/трубкай падчас накладання і зняцця прылады для стабілізацыі StatLock.

5. Заўсёды накладаіце ліпкую ленту на цэнтральны віноны катэтэр у месцы або побач з месцам увядзення падчас замены павязкі з далучэннем прылады для стабілізацыі StatLock.

6. Выдаліце тлушчу і вільгаць з мэтавага месца на скуры.

7. Нагляд і замена прылады для стабілізацыі StatLock павінны адбывацца ў адпаведнасці з пратаколам установы.


8. Папярэджанне: Прызначана для аднаразовага выкарыстання. Не ужываць пайторна. Паўторнае выкарыстанне /або перапакоўка можа стварыць ризыку інфікцыравання паціента або карыстальніка, парушыць структурную цэласнасць /або істотную характеристыкі матэрыялу і канструкцыі прылады, што можа прывесці да паломкі прылады /або да траўміравання, хваробы або смерці паціента.

9. Папярэджанне: Не стэрылізація пайторна. Стэрильнасць аднаразовых прылады не гарантуецца пасля пайторной стэрылізацыі з-за невызначальнай ступені патэнційнага пірагенетичнага або мікробнага заражэння, якое можа прывесці да інфекцыйных ускладненні. Паўторная стэрылізацыя можа парушыць структурную цэласнасць, істотную характеристыкі матэрыялу і канструкцыі прылады і прывесці да непрадказальнасці страты функцыянальнага стану і/або паломкі прылады.


10. Федэральны закон (ЗША) дазваляе продаж дадзенай прылады толькі ўрачу або па заказе ўрача.




Выкарыстоўвайце прыёмы асептыкі пры накладанні і зняцці прылады для стабілізацыі StatLock.

Гэты выраб і ўпакоўка не ўтрымліваюць натуральнаага каўчукавага латексу або ДЭГФ.



ФОРМЫ ПРАКЛАДАК





### Важна!

Калі знімаєце празрystую павязку, выкарыстоўвайце «тэхніку нацягвання», як паказана на малюнку.

### Задзела:

- Пракладка прылады для стабілізацыі StatLock можа быць наклеена пасля пацвяджэння правильнага размішчэння катэтра/трубкі.
- Накладзіце клейкую ленту на цэнтральны вінозны катэтэр для дадатковай аховы падчас замены павязкі з далучэннем прылады для стабілізацыі StatLock.

### Сабрана ў Мексіцы.

StatLock з'яўлівецца гандлёвым знакам кампаніі C. R. Bard, Inc.

Arrow з'яўлівецца гандлёвым знакам кампаніі Teleflex Incorporated і яе філіялаў.

# Изделие за стабилизиране StatLock PICC Plus

## Ключови точки за използването на изделие

### за стабилизиране StatLock PICC Plus:

- ПОДГОТВЕТЕ ПРИЦЕЛНАТА ОБЛАСТ С РАЗТВОР ЗА ПОДГОТВКА НА КОЖАТА (може да е включен или не) И ГО ОСТАВЕТЕ ДА ИЗСЪХНЕ НАПЪЛНО.
- Поставете отворите за конци в крилцето на катетра върху щифтовете на изделието за стабилизиране StatLock (преди прилепването на подложката). Затворете капачета, отлепете хартиеното гръбче и поставете върху прицелната област на кожата.
- ПРИ ПРЕМАХВАНЕ ПОДГРЪДНЕТЕ ПЛАСТИМАСОВИТЕ КАПАЧЕТА ЕДНО ПО ЕДНО.
- ОСТРАНЕНЕ ЛЕПИЛТО НА ФИКСИРАЩАТА ПОДЛОЖКА НА ИЗДЕЛИЕТО ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ STATLOCK Със спирт.

## Прочетете внимателно преди употреба.

### Съображения за безопасност и ефикасност:

Изделието за стабилизиране StatLock е само за еднократна употреба. Rx only. Стерилна самогато е включено като компонент в стерилният комплект. Тази опаковка не поддържа стерилност. Използвайте след отваряне на опаковката на комплекта катетър. Изхвърлете, ако опаковката е отворена или повредена.

Не изменявайте изделието за стабилизиране StatLock или компонентите. Процедурана трябва да се извърши от обучен персонал с познания за анатомичните структури, техника за безопасност и потенциалните усложнения.

### Описание на изделието/предназначение:

Изделието за стабилизиране StatLock е предназначено за съвместими катетри с крилца.

### Противопоказания:

Известни алергии към лепенки или лепила.

 **Внимание:** След употреба този продукт може да представлява потенциална биологична опасност. Боравете и изхвърлете в съответствие с претата медицинска практика и приложимите местни, щатски и федерални закони и регламенти.

### ⚠ Предупреждения и предпазни мерки


1. Не използвайте изделието за стабилизиране StatLock, където може да възникне загуба на прилепване, като например при дезориентиран пациент или неприлепваща кожа.

2. Спазвайте универсалните предпазни мерки за кръвта и телесните течности и процедурите за контрол на инфекциите по време на прилагане и отстраняване на изделието за стабилизиране StatLock.
3. Избягвайте контакт на изделието за стабилизиране StatLock със спирт или ацетон, тъй като могат да отслабят съвръзването на компонентите и прилепването на подложката на изделието за стабилизиране StatLock.
4. Минимизирайте манипулирането на катетъра/тръбичката по време на прилагане и отстраняване на изделието за стабилизиране StatLock.
5. Винаги поставяйте залепваща лента върху централните венозни катетри на или близо до мястото на въвеждане по време на смяна на превръзка с изделие за стабилизиране StatLock.
6. Отстранете маслата и овлажнятелите от прицелната област на кожата.
7. Изделието за стабилизиране StatLock трябва да се наблюдава и подменя в съответствие с протокола на здравното заведение.
8. Предупреждение: Предназначено за еднократна употреба. Да не се използва повторно. Повторната употреба и/или преопаковането може да създава рисък от инфекция за пациента или потребителя, да компрометира структурната цялост и/или основните характеристики на материала и дизайна на изделието, което може да доведе до повреда на изделието и/или да причини нараняване, заболяване или смърт на пациента.
9. Предупреждение: Да не се стерилизира повторно. Стерилността на изделието за еднократна употреба не е гарантирана след повторно стерилизиране поради неопределени степен на потенциално пирогенено или микробно замърсяване, което може да доведе до инфекционни усложнения. Повторното стерилизиране може да компрометира структурната цялост, основните характеристики на материала и/или дизайна и може да доведе до непредвидима загуба на функционалност и/или повреда на изделието.
10. Федералното законодателство (на САЩ) налага ограничението това изделие да се продава от или по поръчка на лекар.

Използвайте асептична техника за прилагане и отстраняване на изделието за стабилизиране StatLock.

Този продукт и опаковката не съдържат естествен каучуков латекс или DEHP.


**ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ**  
(използвайте подложка за подготовка на кожата)




**КАТЕТЪРЪТ Е ДОБРЕ ЗАКРЕПЕН**




**ТЕХНИКА ЗА ПРЕМАХВАНЕ**  
(използвайте спирт)




**ФОРМИ НА ПОДЛОЖКАТА**






1



3



2

### Важно:

Използвайте илюстрираната „техника на разтягане“, когато отстранявате прозрачната превръзка.

### Забележка:

- Подложката на изделието за стабилизиране StatLock може да бъде залепена след потвърдение за правилната позиция на катетъра/тробичката.
- Поставете залепваща лента върху централните венозни катетри за допълнителна сигурност по време на смяна на превръзка с изделието за стабилизиране StatLock.

*Съзлено в Мексико.*

*StatLock е регистрирана търговска марка на C. R. Bard, Inc.*

*Arrow е регистрирана търговска марка на Teleflex Incorporated или нейните филиали.*

# Uređaj za stabilizaciju StatLock PICC Plus

## Ključne napomene za upotrebu uređaja za stabilizaciju StatLock PICC Plus:

- PRIPREMETE CILJNO PODRUČJE S POMOĆU JASTUČIĆA ZA PRIPREMU KOŽE (može, ali ne mora biti uključen) I PUSTITE DA SE POSVE OSUŠI.
- Rupe u fiksacijskom kružcu katetera postavite preko izbočina na uređaju za stabilizaciju StatLock (prije lijepljenja jastučića). Postavite poklopce, odlijepite papirnatu podlogu i postavite na ciljno područje kože.
- Za uklanjanje podignite plastične poklopce prvo s jedne pa s druge strane.
- LJEPILO JASTUČIĆA UREĐAJA ZA STABILIZACIJU STATLOCK UKLONITE S POMOĆU ALKOHOLA.

## Pažljivo pročitajte prije upotrebe.

### Napomene u vezi sa sigurnosti i učinkovitosti:

Uređaj za stabilizaciju StatLock samo je za jednokratnu uporabu. Rx only. Sterilno samo kad je uključeno kao komponenta sterilnog kompleta. Ovo pakiranje ne održava sterilitet; upotrijebite čim se pakiranje kompleta katetera otvoriti. Odložite ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno.

Nemojte raditi nikakve preinake na uređaju za stabilizaciju StatLock ili komponentama. Postupak mora provoditi obučeno osoblje upoznato s anatomskim referentnim točkama, sigurnom tehnikom i mogućim komplikacijama.

### Opis/namjena uređaja:

Uredaj za stabilizaciju StatLock uređaj je za stabilizaciju za kompatibilne leptiraste katetere.

### Kontraindikacije:

Poznate alergije na ljepljivu traku ili ljepilo.

 Poziv na oprez: Ovaj proizvod nakon uporabe može biti biološki opasan. Rukujte s njime i odložite ga u skladu s priznatom medicinskom praksom i mjerodavnim lokalnim, državnim i federalnim zakonima i propisima.


### ⚠️ Upozorenja i mjere opreza




1. Nemojte upotrebljavati uređaj za stabilizaciju StatLock ako je moguće da dođe do gubitka pričinjanja, primjerice u slučaju pacijenta u konfuznom stanju ili kože koja ne podržava pričinjanje.
2. Poštujte univerzalne mjere opreza u pogledu krvi i tjelesnih tekućina i postupke kontrole infekcije pri postavljanju i uklanjanju uređaja za stabilizaciju StatLock.

3. Izbjegavajte kontakt uređaja za stabilizaciju StatLock s alkoholom i acetonom jer oboje može oslabiti povezanost komponenti te pričinjanje jastučića uređaja za stabilizaciju StatLock.
4. Manipulaciju kateterom/cijevi svedite na minimum pri postavljanju i uklanjanju uređaja za stabilizaciju StatLock.
5. Pri promjeni obloge koja uključuje uređaj za stabilizaciju StatLock uvijek postavite ljepljivu traku na središnji venski kateter, na mjesto umetanja ili u njegovoj blizini.
6. Ciljno područje kože očistite od ulja i kreme za vlaženje.
7. Uredaj za stabilizaciju StatLock potrebno je pratiti i mijenjati u skladu s protokolom ustanove.
8. Upozorenje: Namijenjeno za jednokratnu uporabu. Ne upotrebljavati višekratno. Ponovna uporaba i/ili ponovno pakiranje mogu dovesti do rizika od infekcije pacijenta ili korisnika, ugroziti cjelevitost strukture i/ili ključne karakteristike materijala i dizajna uređaja, što može dovesti do kvara uređaja i/ili ozlijede, bolesti ili smrti pacijenta.
9. Upozorenje: Ne sterilizirati ponovno. Sterilnost proizvoda za jednokratnu uporabu nije zajamčena nakon ponovne sterilizacije, zbog neutvrđene razine potencijalne kontaminacije pirogenima ili mikrobioma koja može dovesti do komplikacija koje uključuju infekciju. Ponovna sterilizacija može ugroziti cjelevitost strukture, ključne karakteristike materijala i/ili dizajna i može dovesti do nepredviđenog gubitka funkcionalnosti i/ili kvara uređaja.
10. Prema američkom saveznom zakonu prodaja ovog uređaja dopuštena je samo liječniku ili na njegov zahtjev.

Za postavljanje i uklanjanje uređaja za sterilizaciju StatLock upotrijebite aseptičku tehniku.

Ovaj proizvod i pakiranje ne sadrže lateks od prirodne gume ili DEHP.





### Važno:

Pri uklanjanju prozire obloge upotrijebite ilustriranu „tehniku rastezanja“.

### Napomena:

- Jastučić uredaja za stabilizaciju StatLock može se prilijepiti nakon potvrde pravilnog položaja katetera/cjevi.
- Radi veće sigurnosti pri promjenama obloge koje uključuju uredaj za stabilizaciju StatLock na središnji venski kateter postavite ljepljivu traku.

*Sastavljeno u Meksiku.*

*StatLock je registrirani žig društva C. R. Bard, Inc.*

*Arrow je registrirani žig društva Teleflex Incorporated ili njegovih povezanih društava.*

# Prostředek pro stabilizaci StatLock PICC Plus

## Klíčové body k používání prostředku pro stabilizaci

### StatLock PICC Plus:

- PŘIPRAVTE ČÍLOVOU OBLAST PŘÍPRAVKEM NA KŮŽI (může, ale nemusí být součástí balení) a NECHTE HO ÚPLNĚ ZASCHNOUT.
- Umístejte šíci otvory v křídélku katetu nad sloupky prostředku pro stabilizaci StatLock (před nalepením podložky). Zavřete víčka, odlepte papírovou podložku a přiložte prostředek na čílovou oblast pokožky.
- Pro odstranění prostředku postupně zvedněte plastové víčko na jedné a poté na druhé straně.
- LEPIDLO KOTVÍCÍ PODLOŽKY PROSTŘEDKU PRO STABILIZACI STATLOCK ODSTRÁŇTE ALKOHOLEM.

Před použitím si pozorně přečtěte tyto informace.

### Poznámky o bezpečnosti a účinnosti:

Prostředek pro stabilizaci StatLock je určený pouze k jednorázovému použití. Rx only. Sterilní, pouze pokud je součástí sterilní soupravy. Tento obal nezachovává sterilitu; použijte prostředek po otevření obalu soupravy katetu. Pokud je obal otevřený nebo poškozen, prostředek zlikvidujte.

Prostředek pro stabilizaci StatLock ani jeho součásti neupravujte. Zárok musí být prováděn vyškoleným personálem znalým anatomických poměrů, bezpečných metod a možných komplikací.

### Popis prostředku/určený účel:

Prostředek pro stabilizaci StatLock je stabilizační prostředek pro kompatibilní katety s křídélky.

### Kontraindikace:

Známé alergie na pásek nebo lepidlo.

**Upozornění:** Po použití může tento výrobek představovat potenciální biologické nebezpečí. Manipulujte s ním a zlikvidujte ho podle přijaté zdravotní praxe a platných místních, státních a federálních zákonů a předpisů.


### ⚠️ Varování a bezpečnostní opatření


1. Nepoužívejte prostředek pro stabilizaci StatLock v případech, kdy by mohlo dojít ke ztrátě přilnavosti, například u zmateného pacienta nebo na nepřilnavou kůži.

2. Při aplikaci a odstraňování prostředku pro stabilizaci StatLock dodržujte univerzální bezpečnostní opatření týkající se krve a tělních tekutin a postupy pro kontrolu infekce.
3. Zabraňte kontaktu prostředku pro stabilizaci StatLock s alkoholem nebo acetonom, protože obě tyto látky mohou oslavit spojení součástí a přilnavost podložky prostředku pro stabilizaci StatLock.
4. Při aplikaci a odstraňování prostředku pro stabilizaci StatLock manipulujte s katetrem/hadičkou co nejméně.
5. Při výměně krytí s prostředkem pro stabilizaci StatLock vždy přiložte lepicí pásek na centrální žilní katetu v místě zavedení nebo v jeho blízkosti.
6. Odstraňte z čílové pokožky maz a hydratační přípravky.
7. Prostředek pro stabilizaci StatLock je nutné monitorovat a měnit v souladu s protokolem zdravotnického zařízení.
8. Varování: Určeno pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně. Opakované použití a/nebo přebalení může způsobit riziko infekce pacienta nebo uživatele, narušit strukturální integritu a/nebo základní materiálové a konstrukční vlastnosti prostředku, což může vést k selhání prostředku a/nebo ke zranění, onemocnění či smrti pacienta.
9. Varování: Neprovádějte resterilizaci. Sterilita prostředku pro jedno použití není po resterilizaci zaručena z důvodu neurčitého stupně možné pyrogenní nebo mikrobiální kontaminace, která může vést k infekčním komplikacím. Resterilizace může narušit strukturální integritu, základní materiál a/nebo konstrukční vlastnosti a může vést k nepředvídatelné ztrátě funkčnosti a/nebo selhání prostředku.
10. Federální zákon USA povoluje prodej tohoto prostředku pouze lékaři nebo na lékařský předpis.


Při aplikaci a odstraňování prostředku pro stabilizaci StatLock používejte aseptickou techniku.

Tento výrobek a obal neobsahuje přírodní latex ani DEHP.






1



2



3

#### Důležité:

Při odstraňování průhledného krytí použijte ilustrovanou „techniku roztažení“.

#### Poznámka:

- Podložku prostředku pro stabilizaci StatLock lze přilepit po potvrzení správné polohy katetru/hadičky.
- Při výměně krytí s prostředkem pro stabilizaci StatLock přilepte lepicí pásek na centrální žilní kátr pro lepší bezpečnost.

*Sestaveno v Mexiku.*

*StatLock je registrovaná ochranná známka společnosti C. R. Bard, Inc.*

*Arrow je registrovaná ochranná známka společnosti Teleflex Incorporated nebo jejich přidružených společností.*

# StatLock PICC Plus-fiksering

## De vigtigste punkter for brug af

### StatLock PICC Plus-fiksering:

- FORBERED DET TILSIGTEDE OMRÅDE MED SKIN PREP (medfølger eventuelt) og LAD DET TØRRE HLT.
- Anbring suturhuller i katetervingen over StatLock-fikseringen holdflige (inden pudsen klæbes fast). Luk lægene, træk papirbagsiden af, og anbring på det tilsigtede hudområde.
- Fjern ved at åbne plastiklægenne en side ad gangen.
- FJERN KLÆBEMIDLET PÅ STATLOCK-FIKSERINGENS ANKERFORMEDE PUDE MED ALKOHOL.

## Læs omhyggeligt før brug.

### Oplysninger vedrørende sikkerhed og virkeevne:

StatLock-fikseringen kun til engangsbrug. Rx only. Kun steril, når den indgår som komponent i et sterilt sæt. Denne pakke opretholder ikke sterilitet; skal anvendes, når pakken med katetersættet er åbnet. Skal kasseres, hvis pakken er åbnet eller beskadiget.

Foretag ikke ændringer af StatLock-fikseringen eller dennes komponenter. Proceduren skal udføres af uddannet personale med kendskab til anatomiske kendtegn, sikker teknik og potentielle komplikationer.

### Produktbeskrivelse/erklæret formål:

StatLock-fikseringen er en fiksering til kompatible katetre med vinger.

### Kontraindikationer:

Kendte allergier over for tape eller klæbemiddel.

**Forsigtig:** Efter brug kan dette produkt udgøre en potentiel biologisk fare.  
Skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med accepteret medicinsk praksis og gældende lokale, regionale og statslige love og forordninger.

### ⚠️ Advarsler og forholdsregler

1. StatLock-fikseringen må ikke anvendes, hvor den kan miste sin klæbeevne, f.eks. med en forvirret patient eller ikke-klæbende hud.
2. Overhold generelle forholdsregler for blod og kropsvæsker samt procedurer for infektionskontrol under påføring og fjernelse af StatLock-fikseringen.

3. Undgå, at StatLock-fikseringen kommer i kontakt med alkohol eller acetone, da begge dele kan svække komponenternes binding og StatLock-fikseringspudens klæbeevne.


4. Begrens manipulation af kateter/slangen til det mindst mulige under påføring og fjernelse af StatLock-fikseringen.
5. Påfør altid klæbestrimmel på centrale venekatetre ved eller i nærheden af indføringsstedet under forbindingsskift, der involverer StatLock-fikseringen.
6. Fjern olie og fugtighedscreme fra det tilsigtede hudområde.
7. StatLock-fikseringen skal monitoreres og skiftes ud i overensstemmelse med institutionens protokol.
8. **Advarsel:** Beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges. Genbrug og/eller ompakning kan skabe risiko for infektion af patient eller bruger, kompromittere anordningens strukturelle integritet og/eller væsentlige egenskaber ved materiale og design, der kan føre til fejl i anordningen og/eller skader, sygdom eller patientens død.

9. **Advarsel:** Må ikke resteriliseres. På grund af en ubestemmelig grad af potentiel pyrogen eller mikrobiel forurening, som kan føre til infektionskomplikationer, er steriliteten af engangsudstyr ikke garanteret efter resterilisering. Resterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet, væsentlige egenskaber ved materialet og/eller designet og kan føre til et uforudsigeligt funktionstab og/eller fejl i anordningen.

10. Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun forhandles eller ordineres af en læge.

Brug aseptisk teknik til påføring og fjernelse af StatLock-fikseringen.

Dette produkt eller emballage indeholder ikke naturgummilatex eller DEHP.






KATETERET SAT  
SIKKERT FAST

EN TEKNIK TIL  
FJERNELSE  
(brug alkohol)

PUDEUDFORMNINGER





**Vigtigt:**

Brug den illustrerede "strækteknik" ved fjernelse af den gennemsigte forbinding.

**Bemærk:**

- StatLock-fikseringspuden kan klæbes fast, når den korrekte placering af kateteret/stangen er bekræftet.
- Påfør klæbestrimmel på centrale venekatetre ved eller i nærheden af indføringsstedet under forbindingsskif, der involverer StatLock-fikseringen.

Færdigmonteret i Mexico.

StatLock er et registreret varemærke, der tilhører C. R. Bard, Inc.

Arrow er et registreret varemærke, der tilhører Teleflex Incorporated eller dets afdelinger og selskaber.

# StatLock PICC Plus-stabilisatiehulpmiddel

## Belangrijke punten bij het gebruik van StatLock PICC

### Plus-stabilisatiehulpmiddel:

- BEREID HET DOELGEBIED VOOR MET HUIDREINIGINGS-/ONTSMETTINGSMIDDEL (al dan niet inbegrepen) en LAAT VOLLEDIG DROGEN.
- Plaats de hechtdraadopeningen in de katheretterveugel over de staafjes van het StatLock-stabilisatiehulpmiddel (vóór het aanbrengen van het kompres). Sluit de klepjes, verwijder de papieren beschermlaag en plaats het op de beoogde plaats op de huid.
- Open de plastic klepjes kant voor kant om het hulpmiddel te verwijderen.
- VERWIJDER HET KLEEFMIDDEL VAN HET ANKERKOMPRES VAN HET STATLOCK-STABILISATIEHULPMIDDEL MET ALCOHOL.

**Lees zorgvuldig door vóór gebruik.**

### Opmerkingen met betrekking tot veiligheid en werkzaamheid:

Het StatLock-stabilisatiehulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Rx only. Alleen steriel als onderdeel van een steriele kit. Deze verpakking blijft niet steriel; gebruik de inhoud zodra de verpakking van de katheretterkit is geopend. Voer af indien de verpakking geopend of beschadigd is.

Breng geen wijzigingen aan in het StatLock-stabilisatiehulpmiddel of componenten daarvan. De procedure moet worden uitgevoerd door opleidde personeel dat kennis heeft van anatomische oriëntatiepunten, veilige technieken en mogelijke complicaties.

### Beschrijving van het hulpmiddel/beoogd doeleind:

Het StatLock-stabilisatiehulpmiddel is een stabilisatiehulpmiddel voor compatibele katheters met vleugels.

### Contra-indicaties:

Bekende allergieën voor tape of kleefstoffen.

**Let op:** Dit product is na gebruik mogelijk biologisch gevaarlijk. Dit product dient te worden gehanteert en afgeweerd overeenkomstig aanvaarde medische gebruiken en toepasselijke plaatselijke, nationale en federale wet- en regelgeving.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen


1. Gebruik het StatLock-stabilisatiehulpmiddel niet op plaatsen waar verlies van kleefkracht kan optreden, zoals bij een verwarde patiënt of een niet-klevende huid.
2. Neem de universele voorzorgsmaatregelen voor bloed en lichaamsvloeistoffen en procedures voor infectiebestrijding in acht tijdens het aanbrengen en verwijderen van het StatLock-stabilisatiehulpmiddel.

3. Voorkom dat het StatLock-stabilisatiehulpmiddel in contact komt met alcohol of aceton; beide kunnen de kleefkracht van de componenten en de hechting van het kompres van het StatLock-stabilisatiehulpmiddel verzwakken.
4. Minimaliseer manipulatie van de kathereter/slang tijdens het aanbrengen en verwijderen van het StatLock-stabilisatiehulpmiddel.
5. Breng altijd een kleefstrip aan op centraal-veneuze katheters op of nabij de inbrengplaats tijdens het verwisselen van het verband waarbij het StatLock-stabilisatiehulpmiddel betrokken is.
6. Verwijder olie en hydraterende lotions van het beoogde huidoppervlak.
7. Het StatLock-stabilisatiehulpmiddel moet worden gecontroleerd en vervangen volgens het protocol van de instelling.
8. **Waarschuwing:** Bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken. Het opnieuw gebruiken en/of verpakken kan een risico van infectie van de patiënt of de gebruiker opleveren, de structurele integriteit en/of essentiële materiaal- en ontwerpenmerken van het hulpmiddel aantasten, wat kan leiden tot het niet goed functioneren van het hulpmiddel en/of letsel, ziekte of overlijden van de patiënt.
9. **Waarschuwing:** Niet opnieuw steriliseren. De steriliteit van het hulpmiddel voor eenmalig gebruik is na hersterilisatie niet gegarandeerd vanwege een niet te bepalen mate van potentiële pyrogenen of microbiële besmetting die tot infectieuze complicaties kan leiden. Opnieuw steriliseren kan de structurele integriteit, essentiële materiaal- en ontwerpenmerken aantasten en kan leiden tot een onvoorspelbaar verlies van functionaliteit en/of het niet goed functioneren van het hulpmiddel.
10. **Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door of op voorschrijf van een arts.**


Gebruik een aseptische techniek voor het aanbrengen en verwijderen van het StatLock-stabilisatiehulpmiddel.

Dit product en deze verpakking bevatten geen natuurlijk rubberlatex of DEHP.


EEN AANBRENGTECHNIEK  
(gebruik een  
huidreinigings-/  
ontsmettingsdoekje)




DE KATHETER  
VASTGEZET






VERWIJDERINGSTECHNIK  
(gebruik alcohol)



VORMEN KOMPRES





### Belangrijk:

Gebruik de geïllustreerde 'stretchtechniek' bij het verwijderen van het transparante verband.

### Opmerking:

- Het kompres van het StatLock-stabilisatiehulpmiddel kan worden vastgeplakt na bevestiging van de juiste positie van de katheter/slang.
- Breng de kleefstrip aan op centraal-veneuse katheters voor extra veiligheid tijdens verbandwisselingen met het StatLock-stabilisatiehulpmiddel.

*Assemblage in Mexico.*

*StatLock is een geregistreerd handelsmerk van C. R. Bard, Inc.*

*Arrow is een gedeponeerd handelsmerk van Teleflex Incorporated of zijn gelieerde bedrijven.*

# StatLock PICC Plus stabilisaator

## Stabilisaatori StatLock PICC Plus kasutamise põhipunktid:

- VALMISTAGE SIHTPIRKOND ETTE NAHAPREPARAADIGA (võib olla kaasatud või mitte) ja LASKE TÄIELIKULT KUIVADA.
- Paigutage kateetriitiva ömblusaugud üle StatLock stabilisaatori tulpade (enne padja kleepumist). Sulgege kaaned, eemaldage paberist tagakülg ja paigaldage naha sihtale.
- Eemaldamiseks töstke plastkaaned ükskaaval ära.
- EEMALDAGE STATLOCK STABILISAATORI ANKURUDSPADJA LIIM ALKOHOLIGA.

**Enne kasutamist lugege hoolikalt.**

### Ohutuse ja efektiivsuse kaalutlused:

StatLock stabilisaator on ainult ühekordset kasutatav. Rx only. Steriilne ainult siis, kui see sisaldub komponendina steriileks komplektis. Käesolev pakend ei säilita steriilsust; kasutage kohe pärast kateetrikomplekti pakendi avamist. Visake ära, kui pakend on avatud või kahjustatud.

Ärge muutke StatLock stabilisaatorit või selle komponente. Protseduuri peab teostama koolitudat personal, kes tunneb anatoomilisi orientiire, valdab ohutut tehnikat ning on teadlik vältimiskateetritestest.

### Seadme kirjeldus / sihtotstarve:

StatLock stabilisaator on näidustatud kasutamiseks kokkusobivate tiibkateetritega.

### Vastunäidustused:

Teadolevad teibi- või liimallergjad.

 Ettevaatust! Kasutusjärgselt võib see toode kujutada endast potentsiaalseid bioloogilist ohtu. Käidelda ja hävitada vastavalt tunnustatud meditsiinivadadele ning kehtivatele kohalike, riiklike ja föderalsetele seadustele ja määrustele.


### ⚠ Hoitatused ja ettevaatusabinööd




1. Ärge kasutage StatLock stabilisaatorit asjaolus, kus võib tekkida kinnipidamise kadu, näiteks segaduses oleval patsiendil või mittekinnipidaval nahal.
2. Järgige universaalseid vere ja kehavedelikega seotud ettevaatusabinöösid ning nakkuskontrolli menetlust StatLock stabilisaatori paigaldamise ja eemaldamise ajal.

3. Vältige StatLock stabilisaatori kontakti alkoholi või atsetooniga, sest need võivad nõrgestada komponentide liitumist ja StatLock stabilisaatori padjakinnitust.
4. Minimeerige kateetri / vooliku käsitsemist StatLock stabilisaatori paigaldamisel ja eemaldamisel.
5. Sidemete asendamisel kinnitage alati kleepriba tsentraalveeni kateetri sisestuskoha juures või selle lähedal, kui on kasutusel StatLock stabilisaator.
6. Eemaldage naha sihtkohalt öli ja niisutuskreem.
7. StatLock stabilisaatorit tuleb kontrollida ja asendada vastavalt raviasutuse protokollile.
8. Hoiatus. Näidustatud ühekordseks kasutamiseks. Mitte korduvatult kasutada. Korduvkasutusega ja/või ümberpakendamisega võib esineda patsiendi või kasutaja nakkusoht, kahjustada vahendi struktuuriline terviklikkus ja/või olulised materjali- ja konstruktsiooniomadused, mis võib põhjustada vahendi rikke ja/või patsiendi vigastuse, haigestumise või surma.
9. Hoiatus. Mitte uesti steriliseerida. Ühekordseks kasutatava meditsiiniseadme steriilust ei saa uesti steriliseerimisel garanteerida võimaliku pürogeense või mikroobse saastumise määramatuse töttu, mis võib põhjustada nakkusohtlikku tüsistusti. Kordussteriliseerimine võib kahjustada struktuurilist terviklikkust ning olulisi materjali- ja konstruktsiooniomadusi ja võib põhjustada ettevarvamatut funktsioonaalsuse kadumist ja/või vahendi rikkeid.
10. Föderaalseadus lubab seda seadet müüa vaid litsentseeritud tervishoitötäaja või tema korralduse.

Kasutage aseptilist tehnikat StatLock stabilisaatori paigaldamisel ja eemaldamisel.

Käesolev toode ja pakend ei sisalda looduslikku kummilateksit või DEHP-d.





### Tähtis:

Läbipaistva sideme eemaldamisel kasutage joonisel toodud „venitustehnikat”.

### Märkus:

- StatLock stabilisaatori patja võib kohale kleepida pärast veendumist, et kateeter / voolik on õiges kohas.
- Lisatavalisuse tagamiseks kinnitage kleepriba tsentralveeni kateetritle sideme asendamise ajal, kui on kasutusel StatLock stabilisaator.

*Kokkupandud Mehnikos.*

*StatLock on ettevõtte C. R. Bard, Inc. regiistreeritud kaubamärk.*

*Arrow on ettevõtte Teleflex Incorporated või selle sidusettevõtete kaubamärk.*

# StatLock PICC Plus -stabilointilaite

## Pääkohdat StatLock PICC Plus -stabilointilaitteen käytöstä:

- VALMISTELE KOHDELAUE IHON VALMISTELUNESTEELLÄ (ei välttämättä sisälly toimitukseen) JA ANNA SEN KUIVUA TÄYSIN.
- Laita katetrisivueekseen ommelreitit StatLock-stabilointilaitteen tappoihin (ennen pehmusteiden kiinnittämistä). Sulje kannet, ota pois paperistausta ja lataa pehmuste kohteena olevalle ihoalueelle.
- Nosta muovikannet yksi sivu kerrallaan, kun poistat katetrit.
- POISTA STATLOCK-STABILointilaiteENNEN KIINNITTÄMISTÄ LIIMA ALKOHOILLA.

## Lue huolellisesti ennen käyttöä.

## Turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat huomioitavat seikat:

StatLock-stabilointilaite on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Rx only. On sterili vain ollessaan komponenttina sterilisässä. Tämä pakaus ei säilytä steriiliytyksi; käytä kun katetrisetiipakkauksen on avattu. Hävitä, mikäli pakaus on avattu tai vaurioitunut.

Älä muuta StatLock-stabilointilaitetta tai komponentteja. Toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä henkilökunta, joka tuntee anatomiset merkit, turvalaisen tekniikan ja mahdolliset komplikaatiot.

### Laitteen kuvaus/Käyttötarkoitus:

StatLock-stabilointilaite on tarkoitettu yhteensopivien, siivekkeellisten katetrien stabilointilaitteeksi.

### Kontraindikaatiot:

Tiedossa olevat teippi- tai laastarallergiat.

 **Huomio:** On mahdollista, että tämä tuote on käytön jälkeen biologinen vaara. Käsitteily ja hävittäminen hyväksytyn lääketieteellisen käytännön ja soveltuviin paikkalistein, kansallisten ja liittovaltion lakiien ja asetuksen mukaan.


### Varoitukset ja varotoimet




1. Älä käytä StatLock-stabilointilaitetta sekavalle potilaalle tai vaikasti kiinnitysväylälle iholle irtotamisaavan takia.
2. Noudata StatLock-stabilointilaitteen kiinnittämisen ja poistamisen aikana tavanomaisia verta ja ruumiinesteitä koskevia varotoimia ja infektioiden torjunnan toimintatapoja.

3. Vältä StatLock-stabilointilaitteen kosketusta alkoholin tai asetonin kanssa. Kumpikin voi heikentää komponenttien sidosta ja StatLock-stabilointilaitteen pehmusteiden kiinnitymistä.
4. Minimoi katetrit/letkun käsitteily StatLock-stabilointilaitteen kiinnittämisen ja poistamisen aikana.
5. Pidä keskuslaskimokatetrat teippattuina sisäänvientikohdasta tai sen lähestä aina, kun vaihdat sidettä käytäessäsi StatLock-stabilointilaitetta.
6. Poista kohteesta olevalta ihoalueelta rasva ja kosteusvoide.
7. StatLock-stabilointilaitetta on tarkkailta ja vahdettava uuteen laitokseen menetellytavan mukaan.
8. Varoitus: Tarkoitettu kertakäyttöön. Ei saa käyttää uudelleen. Uudelleenkäytö ja/tai uudelleenpakkaaminen voi aiheuttaa vaaran potilaalle tai käyttäjälle infektiota, heikentää laitteen rakenteen eheyttä ja/tai välttämättömiä materiaalin ja mallin ominaisuuksia, mikä voi johtaa laitevikaan ja/tai aiheuttaa potilaalle vaman, sairauden tai kuoleman.
9. Varoitus: Ei saa steriloida uudelleen. Kertakäytöisen laitteen steriiliyttä ei taata uudelleensteriloinnin jälkeen, sillä mahdollinen jäljelle jävä pyrogeeni- tai mikrobikontaminaatio saattaa aiheuttaa infektiokomplikaatioita. Uudelleensterilointi saattaa heikentää rakenteen eheyttä, materiaalin ja/tai mallin olennaisia ominaisuuksia ja saattaa johtaa toimivuuden ei ennustettavissa olevaan menetykseen ja/tai laitevikaan.
10. Yhdysvaltojen liittovaltion lait sallivat tämän laitteen myynnin vain lääkärin toimesta tai määräyksestä.

Käytä StatLock-stabilointilaitteen kiinnittämisen ja poistamisen aikana aseptista teknikkaa.

Tämä tuote ja pakaus ei sisällä luonnonkumilateksia eikä DEHP:tä.





### Tärkeää:

Kun poistat läpinäkyvän siteen, käytä kuvissa näkyvää "venytystekniikkaa".

### Huomautus:

- StatLock-stabilointilaitteen pehmuste voidaan kiinnittää, kun katetrien/letkun oikea sijainti on varmistettu.
- StatLock-stabilointilaitetta käytettäessä siteiden vaihto on turvallisempaa, kun keskuslaskimokatetrat pidetään teipattuina.

*Koottu Meksikossa.*

*StatLock on C. R. Bard, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.*

*Arrow on Teleflex Incorporated -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki.*

# Dispositif de stabilisation StatLock PICC Plus

## Points clés de l'utilisation du dispositif de stabilisation StatLock PICC Plus :

- PRÉPARER LA ZONE CIBLE AVEC DU PRODUIT DE PRÉPARATION DE LA PEAU (peut ou non être inclus) et LAISSER SÉCHER COMPLÈTEMENT.
- Placer les trous de suture dans l'ailette du cathéter sur les broches du dispositif de stabilisation StatLock (avant l'adhérence du tampon). Fermer les couvercles, retirer la pellicule en papier et placer sur la zone cible de la peau.
- Pour retirer, soulever les couvercles en plastique un côté à la fois.
- RETIRER L'ADHÉSIF DU TAMPON D'ANCRAGE DU DISPOSITIF DE STABILISATION STATLOCK AVEC DE L'ALCOOL.

## À lire attentivement avant utilisation.

### Aspects de sécurité et d'efficacité à prendre en compte :

Le dispositif de stabilisation StatLock est exclusivement à usage unique. Rx only. Stérile uniquement lorsqu'il est inclus en tant que composant dans un kit stérile. Cet emballage ne maintient pas la stérilité; utiliser dès que l'emballage du kit de cathéter est ouvert. Eliminer si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Ne pas modifier le dispositif de stabilisation StatLock ni ses composants. L'intervention doit être pratiquée par un personnel qualifié connaissant les points de repères anatomiques, les techniques sûres et les complications potentielles.

### Description/usage prévu du dispositif :

Le dispositif de stabilisation StatLock est un dispositif de stabilisation pour cathétères à ailettes compatibles.

### Contre-indications :

Allergies connues au ruban adhésif et aux adhésifs en général.

**Mise en garde :** Après utilisation, ce produit peut présenter un risque biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément au protocole médical établi et aux lois et réglementations locales et nationales applicables.


### Avertissements et précautions


1. Ne pas utiliser le dispositif de stabilisation StatLock là où une perte d'adhérence pourrait se produire, par exemple sur un patient confus ou sur une peau non adhérente.
2. Observer les précautions universelles pour le sang et les liquides organiques et les procédures de contrôle des infections lors de l'application et du retrait du dispositif de stabilisation StatLock.

3. Éviter le contact du dispositif de stabilisation StatLock avec de l'alcool ou de l'acétone, ces deux produits pouvant affaiblir la liaison des composants et l'adhérence du tampon du dispositif de stabilisation StatLock.
4. Réduire au minimum la manipulation du cathéter/du tube lors de l'application et du retrait du dispositif de stabilisation StatLock.
5. Toujours appliquer une bande adhésive sur les cathétères veineux centraux au niveau ou à proximité du site d'insertion lors du changement de pansement impliquant le dispositif de stabilisation StatLock.
6. Éliminer huile et hydratant de la zone de peau cible.
7. Le dispositif de stabilisation StatLock doit être surveillé et remplacé conformément au protocole de l'établissement.
8. Avertissement : Destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser. La réutilisation et/ou le reconditionnement peuvent créer un risque d'infection du patient ou de l'utilisateur, compromettre l'intégrité structurelle et/ou les principales caractéristiques de la conception ou du matériau, ce qui peut conduire à une défaillance du dispositif et/ou entraîner une blessure ou une maladie chez le patient, voire son décès.
9. Avertissement : Ne pas restériliser. La stérilité du dispositif à usage unique n'est pas garantie après restérilisation en raison d'un degré indéterminé de contamination pyrogène ou microbienne potentielle pouvant entraîner des complications infectieuses. La restérilisation peut compromettre l'intégrité structurelle, les caractéristiques essentielles des matériaux et/ou de la conception, et peut entraîner une perte imprévisible de fonctionnalité et/ou une défaillance du dispositif.
10. En vertu de la législation fédérale (des États-Unis), ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.


Utiliser une technique aseptique pour l'application et le retrait du dispositif de stabilisation StatLock.

Ce produit et son emballage ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel ni de DEHP.






1



3



2

### Important :

Utiliser la « technique d'étièrement » illustrée lors du retrait du pansement transparent.

### Remarque :

- Le tampon du dispositif de stabilisation StatLock peut être appliqué après confirmation de la bonne position du cathéter/du tube.
- Appliquer une bande adhésive sur les cathétérismes veineux centraux pour renforcer la sécurité lors des changements de pansement impliquant le dispositif de stabilisation StatLock.

*Assemblé au Mexique.*

*StatLock est une marque déposée de C. R. Bard, Inc.*

*Arrow est une marque déposée de Teleflex Incorporated ou de ses sociétés affiliées.*

# StatLock PICC Plus Befestigungsvorrichtung

## Wichtige Hinweise zur Verwendung der StatLock PICC Plus Befestigungsvorrichtung:

- VORGSEHENE STELLE MIT HAUTPRÄPARATIONSMITTEL (liegt u. U. nicht bei DESINFIZIEREN UND VOLLSTÄNDIG TROCKNEN LASSEN).
- Nahtöffnungen im Katheterflügel auf die Stützen der StatLock Befestigungsvorrichtung stecken (bevor das Klebekissen aufgeklebt wird). Abdeckungen schließen, Schutzpapier abziehen und auf der vorgesehenen Hautstelle anbringen.
- Zum Entfernen die seitlichen Kunststoffabdeckungen nacheinander anheben.
- DIE KLEBESCHICHT AM KLEBEKISSEN DER STATLOCK BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG MIT ALKOHOL ENTFERNN.

## Vor Gebrauch aufmerksam durchlesen.

### Hinweise zur Sicherheit und Wirksamkeit:

Die StatLock Befestigungsvorrichtung ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Rx only. Das Produkt ist nur steril, wenn es als Bestandteil in einem sterilen Kit geliefert wird. Diese Verpackung kann die Sterilität nicht bewahren; das Produkt verwenden, sobald die Verpackung des Katheterkits geöffnet wird. Entsorgen, wenn die Verpackung offen oder beschädigt ist.

An der StatLock Befestigungsvorrichtung oder ihren Komponenten dürfen keinerlei Änderungen vorgenommen werden. Das Verfahren muss von geschultem Personal, das mit den anatomischen Orientierungspunkten, einer sicheren Technik und den potenziellen Komplikationen vertraut ist, durchgeführt werden.

### Produktbeschreibung/Zweckbestimmung:

Die StatLock Befestigungsvorrichtung ist eine Befestigungsvorrichtung für kompatible Katheter mit Flügeln.

### Kontraindikationen:

Bekannte Allergien gegen Heftpflaster oder Klebstoffe.

 **Vorsicht:** Nach dem Gebrauch kann dieses Produkt biogefährlich sein. Es muss gemäß den anerkannten medizinischen Praktiken und geltenden lokalen, landes- und bundesweiten Gesetzen und Vorschriften behandelt und entsorgt werden.


### ⚠ Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen




1. Die StatLock Befestigungsvorrichtung darf nicht verwendet werden, wenn ein Verlust der Haftung auftreten könnte, z. B. bei einem verwirrten Patienten oder auf nicht haftender Haut.

2. Bei der Applikation und Entfernung der StatLock Befestigungsvorrichtung müssen die universellen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Blut und Körperflüssigkeiten und Infektionsschutzmaßnahmen beachtet werden.
3. Kontakt der StatLock Befestigungsvorrichtung mit Alkohol oder Aceton vermeiden, da beide Stoffe die Verklebung von Komponenten sowie die Haftung des Klebekissens der StatLock Befestigungsvorrichtung schwächen.
4. Manipulationen am Katheter/Schlauch sollten während der Applikation und Entfernung der StatLock Befestigungsvorrichtung auf ein Minimum beschränkt werden.
5. Bei einem Verbandwechsel unter Beteiligung der StatLock Befestigungsvorrichtung immer einen Streifen Heftpflaster an oder nahe der Einführstelle an zentralen Venenkathetern anbringen.
6. Fett und Feuchtigkeitscreme von der vorgesehenen Hautstelle entfernen.
7. Die StatLock Befestigungsvorrichtung ist gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Einrichtung zu überwachen und auszuwechseln.
8. Warnung: Für den Einmalgebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung und/oder Umverpackung kann ein Infektionsrisiko für den Patienten oder Anwender hervorrufen, die strukturelle Unversehrtheit und/oder wesentliche Material- und Auslegungsmerkmale des Produkts beeinträchtigen, was zum Versagen des Produkts führen kann, und/oder Verletzungen, Erkrankungen oder den Tod des Patienten zur Folge haben.
9. Warnung: Nicht resterilisieren. Aufgrund des nicht feststellbaren Ausmaßes einer potenziellen Kontamination mit Pyrogenen oder Mikroben, die zu infektiösen Komplikationen führen kann, ist die Sterilität eines Einmalprodukts nach einer Resterilisation nicht gewährleistet. Die Resterilisation kann die strukturelle Unversehrtheit und wesentliche Material- und/oder Auslegungsmerkmale beeinträchtigen, was zu unvorhersehbaren Funktionseinbußen und/oder zum Versagen des Produkts führen kann.
10. Laut US-amerikanischem Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an Ärzte oder auf ärztliche Anordnung verkauft werden.

Bei der Applikation und Entfernung der StatLock Befestigungsvorrichtung aseptisch vorgehen.

Dieses Produkt und seine Verpackung enthalten weder Naturkautschuk-latex noch DEHP.





**Wichtig:**

Bei der Entfernung des Transparentverbands die „Strecktechnik“ gemäß der Abbildung anwenden.

**Hinweis:**

- Das Klebekissen der StatLock Befestigungsvorrichtung kann aufgeklebt werden, nachdem die korrekte Lage des Katheters/Schlauchs bestätigt wurde.
- Bei einem Verbandwechsel unter Beteiligung der StatLock Befestigungsvorrichtung als zusätzliche Sicherung einen Streifen Heftpflaster an zentralen Venenkathetern anbringen.

*Montiert in Mexiko.*

*StatLock ist eine eingetragene Marke von C. R. Bard, Inc.*

*Arrow ist eine eingetragene Marke von Teleflex Incorporated oder verbundenen Unternehmen.*

# Συσκευή σταθεροποίησης καθετήρα StatLock PICC Plus

## Βασικά σημεία για τη χρήση της συσκευής σταθεροποίησης StatLock PICC Plus:

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (μπροέν να παρέχεται ή να μην παρέχεται) και ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΕΓΝΩΣΙ ΕΝΤΕΛΩΣ.
- Τοποθετήστε τις όπες υφαρφίας, που βρίσκονται στο πεπρύγιο του καθετήρα, πάνω από τις ακίδες της συσκευής σταθεροποίησης StatLock (πριν την επικόλληση του επιθέματος). Κλείστε τα διάφανα καπάκια, αποκολλήστε το χάρτινο προστατευτικό και τοποθετήστε στη στοχευόμενη περιοχή του δέρματος.
- Για ασφαίρεση, ανοίξτε τα πλαστικά δίaphana καπάκια, ξεκουμπώντας πρώτα το ένα και μετά το άλλο.
- ΛΑΛΑΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΛΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ STATLOCK ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΛΑΚΟΟΗΝ.

## Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση.

## Θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα:

Η συσκευή σταθεροποίησης StatLock προορίζεται για μία μόνο χρήση. Rx only. Στείρο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο ατέρι κιτ τημάτου. Αυτή η συσκευασία δεν διατηρεί τη στερότητα. Χρησιμοποιήστε μόλις ανοιχτή η συσκευασία του κιτ καθετήρα. Απορρίψτε εάν η συσκευασία έχει ανοιχτή ή υποστεί ζημιά.

Μην λαλώνετε τη συσκευή σταθεροποίησης StatLock ή τα εξαρτήματα. Η διαδικασία πρέπει να εκτελέσται από εκπαιδευμένον προσωπικό, με γνώσεις ως προς τα ανατομικά οδηγά σημεία, την ασφολή τεχνική και τις δυνητικές επιπλοκές.

## Περιγραφή προϊόντος/Προβλεπόμενη χρήση:

Η συσκευή σταθεροποίησης StatLock είναι μια συσκευή σταθεροποίησης για συμβατούς καθετήρες με πετρύγια.

## Αντενδείξεις:

Γνωστές αλλεργίες στην τανία ή την κολλητική ουσία.

**Προσοχή:** Μετά τη χρήση, αυτό το προϊόν μπορεί να αποτελεί δυνητικό βιολογικό κίνδυνο. Ξειρίστε και απορρίψτε το σύμφωνα με την αποδεκτή ιατρική πρακτική και τους ιωχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.

## ⚠ Προειδοποίησης και προφυλάξεις

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σταθεροποίησης StatLock σε περιπτώσεις όπου θα μπορούσε να προκύψει απώλεια της προσκόλλησης, όπως με ασθενή σε συγχυσή ή σε δέρμα μη δεκτικό στην επικόλληση.



2. Κατά την εφαρμογή και αφαίρεση της συσκευής σταθεροποίησης StatLock, να τηρείτε τις γενικές προφυλάξεις για τα αίματα και τα οωματικά υγρά και τις διαδικασίες ελέγχου λοιμώξεων.

3. Αποφύγετε την επαργή της συσκευής σταθεροποίησης StatLock με αλκοόλη ή ακετόνη, καθώς και τα δύο μπρούν να εξασθενίσουν τη συγκόλληση των εξαρτημάτων και την προσκόλληση του επιθέματος της συσκευής σταθεροποίησης StatLock.

4. Κατά την εφαρμογή και αφαίρεση της συσκευής σταθεροποίησης StatLock, ελαχιστοποιήστε τον χειρισμό του καθετήρα/των σωλήνων.

5. Να τοποθετείτε πάντα αυτοκόλλητο επίθεμα στο συσκευαστικό φλεβικούς καθετήρης, στο σημείο ή κοντά στο σημείο εισαγωγής, κατά τη διάρκεια αλλαγής που περιλαμβάνει τη συσκευή σταθεροποίησης StatLock.

6. Αφαίρεστε τη λιπαρότητα και την ενυδατική ουσία από τη στοχευόμενη περιοχή του δέρματος.

7. Η συσκευή σταθεροποίησης StatLock θα πρέπει να παρακολουθείται και να αντικαθίσταται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.


8. Προειδοποίηση: Προορίζεται για μία χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση ή/και η επανασυσκευασία ενδέχεται να δημιουργήσουν κίνδυνο λοιμώσης του ασθενούς ή του χρήστη, να υποβαθμίσουν τη δομική ακεραιότητα ή/και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υλικών και του σχεδιασμού της συσκευής, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία της συσκευής, ή/και προκαλέσουν σωματική βλάβη, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς.


9. Προειδοποίηση: Να Μην η πεναντοποίηση γίνεται. Η στειρότητα των τεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης δεν είναι εξασφαλισμένη μετά από επαναποστείρωση λόγω ενός μη προδιορισμένου βαθμού ενδεχομένης επιμόλυνσης με πυρετογόνους ή μικροβιακούς παράγοντες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε λοιμώδεις επιπλοκές. Η επαναποστείρωση μπορεί να υποβάθμισει τη δομική ακεραιότητα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υλικών ή/και του σχεδιασμού, και μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτη απώλεια της λειτουργικότητας ή/και σε αστοχία του προϊόντος.

10. Η ομοιοπονιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) επιτρέπει την πώληση αυτού του προϊόντος μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.


Χρησιμοποιήστε άσπρη τεχνική για την εφαρμογή και την αφαίρεση της συσκευής σταθεροποίησης StatLock.

Αυτό το προϊόν και η συσκευασία δεν περιέχουν λάτεξ από φυσικό καυστούσιο ή φθαλικό δι-(2-αιθυλοεξένλο) εστέρα (DEHP).






1



2



3

### Σημαντικό:

Χρησιμοποιήστε την εικονιζόμενη «τεχνική τεγνώματος» όταν αφαιρέται τον διαφανή επίδεσμο.

### Σημείωση:

- Το επίθεμα της συσκευής σταθεροποίησης StatLock μπορεί να επικολληθεί αφού επιβεβαιωθεί η σωστή τοποθέτηση του καθετήρα/των ωαλήνων.
- Να τοποθετείτε αυτοκολλητό επίθεμα στους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες, για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τις αλλαγές επιδέσμου που περιλαμβάνουν τη συσκευή σταθεροποίησης StatLock.

Συναρμολογείται στο Μεξικό.

To StatLock είναι σήμα κατατεθέν της C. R. Bard, Inc.

To Arrow είναι σήμα κατατεθέν της Teleflex Incorporated ή συνδεδεμένων με αυτήν επιφερείων.

# StatLock PICC Plus stabilizálóeszköz

## A StatLock PICC Plus stabilizálóeszköz használatának főbb szempontjai:

- BÖRELKÉSZÍTŐ FOLYADEKKAL (mellékelve lehet, de nem feltétlenül) KÉSZÍTSE ELŐ CÉLTERÜLETET, és azt HAGYJA TELJESEN MEGSZÁRADNI.
- Helyezze a katéter szármányt lévő varratrögzítő nyílásokat a StatLock stabilizálóeszköz rögzítőelemei fölre (az alátét felpapírozása előtt). Zárja le a fedőelemeket, húzza le a papír hárteszt, és helyezze el a bőr célerületen.
- Az eltávolításhoz egyszerre egyidejűleg emelje fel a müanyag fedőelemet az egyik oldalon.
- A STATLOCK STABILIZÁLÓ ESZKÖZ RÖGZÍTŐ ALATÉTJÉNEN RAGASZTÓANYAGÁT ALKOHOLLAL TÁVOLÍTSA EL.

**Használat előtt figyelmesen olvassa el.**

## Biztonságosságra és hatásosságra vonatkozó megfontolások:

A StatLock stabilizálóeszköz kizárolag egyszer használatos. Rx only. Csak abban az esetben steril, ha a sterilt készlet komponensekent mellekeli. Ez a csomag nem őrzi meg a sterilitását; a katéterkészlet csomagolásának felbontása után használja fel. Dobja ki, ha a csomagolás nyitott vagy sérült.

Ne módosítsa a StatLock stabilizálóeszközt vagy annak komponenseit. Az eljárást az anatómiai támponokat, a biztonságos technikákat és a potenciális szövődményeket ismerő, képzett szakembernek kell végrehajtania.

## Az eszköz leírása/rendeltetés:

A StatLock stabilizálóeszköz kompatibilis szármányos katéterekekhez való stabilizáló eszköz.

## Ellenjavallatok:

Ismert allergia a ragasztószalaggal vagy ragasztókkal szemben.

 Figyelem! Használat után ez a termék potenciális biológiai veszélyforrásnak minősülhet. Az elfogadott orvos gyakorlatával, valamint a vonatkozó helyi, állami és szövetségi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlansítja.


## „Vigyázat” szintű figyelmezetések és óvintézkedések




1. Ne használja a StatLock stabilizálóeszközt olyan helyeken, ahol a tapadás megszűnése jelentkezhet, például zavart beteg vagy nem tapadó bőr esetén.

2. A StatLock stabilizálóeszköz alkalmazása és eltávolítása során tartha be az általánosan érvényes, vérel és testfolyadékokkal kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint és a fertőzések elleni védekezési eljárásokat.
3. Kerülje el a StatLock stabilizálóeszköz érintkezését alkohollal vagy acetonnal, mert mindenkor gyengítheti a komponensek rögzítését és a StatLock stabilizálóeszköz alátétjének tapadását.
4. A StatLock stabilizálóeszköz felhelyezése és eltávolítása során minimalizálja a katéter/cso manipulációját.
5. Mindig helyezzen fel ragasztószalagcsíkot a centrális vénás katéterekre a behelyezés helyén vagy annak közelében, amikor a StatLock stabilizálóeszközöt érintő kötést cserél.
6. Távolítsa el az olajat és a hidratálószereket a bőr célerületéről.
7. A StatLock stabilizálóeszközöt az intézményi protokollnak megfelelően monitorozni és cserélni kell.
8. Vigyázz! Kizárolag egyszeri használatra szolgál. Tilos ismételten felhasználni. Az újrafelhasználás és/vagy az újracsomagolás a beteg vagy felhasználó fertőzésének kockázatát eredményezheti, veszélyeztetheti az eszköz szerkezeti épességet és/vagy anyagának és kialakításának alapvető jellemzőit, ami az eszköz meghibásodásához és/vagy a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.
9. Vigyázz! Tilos újrasterilizálni! A meghatározhatatlan mértékű potenciális pirogen mikrobiális szennyeződés miatt, amely fertőzés szövődményekhez vezethet az egyszer használatos eszköz sterilítása nem garantált az újrasterilizálást követően. Az újrasterilizálás veszélyeztetheti a szerkezeti épsséget, az anyag és/vagy kialakítás alapvető jellemzőit, valamint a működés előre nem látható megszűnésehez és/vagy az eszköz meghibásodásához vezethet.
10. Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz kizárolag orvos által vagy orvos rendeletére értékesíthető.

Alkalmazzon aseptikus technikát a StatLock stabilizálóeszköz felhelyezéséhez és eltávolításához.

Ez a termék és a csomagolás nem tartalmaz természetes nyersgumit vagy DEHP-t.





#### Fontos:

Az átlátszó kötés eltávolításakor alkalmazza a képen látható „nyújtási technikát”.

#### Megjegyzés:

- A StatLock stabilizálóeszköz alátétje a katéter/cső megfelelő helyzetének az ellenőrzése után ragasztható fel!
- A StatLock stabilizálóeszközt érintő kötéscsere során, a fokozott rögzülés érdekében helyezzen fel ragaszatoszalagsíkot a centrális vénás katéterekre.

Összeszerelve Mexikóban.

A C.R. Bard, Inc. bejegyzett védjegye.

Az Arrow a Teleflex Incorporated vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye.

# STATLOCK PICC Plus festibúnaður

## Lykilatriði varðandi notkun StatLock PICC Plus festibúnaðar:

- UNDIRBÚU MARKSVÆÐIÐ MEÐ HÚÐVERNDANDI VÖKVA (gæti fylgt með eða ekki) OG LÁTTU ÞORNA ALVEG.
- Gerðu saumgið í holleggsvæng yfir póstum StatLock festibúnaðarins (áður en þúinn er festur). Lokaðu lokunum, taktu pappírinn af bakhliðinni og leggðu á markhúðsvæðið.
- Lyftu plastlokunum einum megin í einu til að fjarlægja.
- FJARLÆÐU LÍMÍÐ Á FESTINGARPÚÐA STATLOCK FESTIBÚNAÐARINS MEÐ ALKHÓLI.

## Lestu vandlega fyrir notkun.

### Atriði í tengslum við öryggi og verkun:

StatLock festibúnaðurinn er eingöngu einnota. Rx only. Eingöngu smitsæfður þegar hann fylgir með sem hluti af smitsæfðu setti. Pessar umbúðir viðhalda ekki smitsæfni; notist þegar umbúðir holleggssetsins eru opnadr. Fargist ef umbúðir eru opnar eða skaddaðar.

Ekkj breytu StatLock festibúnaðinum eða ihlutum hans. Aðgerðir skal framkvæmd af þjálfari starfsfólkí sem hefur þekkingu á líffærfræðilegum einkennum, öruggum aðferðum og mögulegum fylgikvillum.

### Lýsing á búnaði/Ætlaður tilgangur:

StatLock festibúnaður er festibúnaður fyrir samhæfa vængjaða holleggi.

### Frábendingar:

Þekkt ofnæmi fyrir límlambi eða lími.

 **Varúð:** Eftir notkun getur staða líffræðileg hætta af þessari voru. Meðhöndladr og fargaðu í samræmi við viðurkendar læknisfræðilegar starfsaðferðir og viðeigandi lög og reglur sveitarfélaga, ríkja og alríkis.

### ⚠ Viðvaranir og varúðarráðstafanir

- Notaðu ekki StatLock festibúnað þar sem viðloðun gæti tapast eins og hjá ráðvilltum sjúklingi eða huð sem loðir illa við.
- Fylgdu algildum varúðarráðstofunum varðandi blóð og líkamsvökva og aðgerðum til varnar sýkingum á meðan StatLock festibúnaðnum er komið fyrir og hann fjarlægður.

3. Forðstu að StatLock festibúnaðurinn komist í snertingu við alkohól eða setið þar sem hvort tveggja getur veikt samtengingu íhluta og viðloðun púða StatLock festibúnaðarins.

4. Lágmarkaðu meðhöndlun holleggs/slöngu á meðan StatLock festibúnaðinum er komið fyrir og hann fjarlægður.

5. Settu alltaf límræmu á miðlæga bláðædaleggi við eða nálægt ísetningarástaðnum á meðan skipt er um sáraumbúðir sem viðkomu StatLock festibúnaðinum.

6. Fjarlæðu óliu og rakakrem af markhúðsvæðinu.

7. Það verður að fylgjast með StatLock festibúnaðinum og skipta honum út í samræmi við verklagsreglur stofnunarinnar.


8. Viðvörðun: Ætlað að vera einnota. Notið ekki aftur. Endurnotkun og/eða endurpakningur getur skapað hættu á sýkingu hjá sjúklingi eða notenda, stofnað heilindum og/eða nauðsynlegum efnis- og hönnunareiginleikum búnaðarins í hættu, sem getur leitt til bilunar búnaðarins, og/eða leitt til meiðsla, veikinda eða dauða sjúklingsins.

9. Viðvörðun: Má ekki endurmitsæfa. Smitsæfing einnota búnaðarins er ekki tryggð eftir endurmitsæfingu vegna óákevðinnar mengunar sem veldur sóttitha eða af völdum óvera sem getur leitt til sýkingarfylgivilla. Endurmitsæfing getur stofnað heilindum og/eða nauðsynlegum efnis- og hönnunareiginleikum búnaðarins í hættu og getur leitt til ótreuitkannlegs taps á virki og/eða að búnaðurinn bilar.



10. Alríkislög takmarka sölu þessa lækningatækis við tilskipun lækns.

Viðhafðu smitgát þegar StatLock festibúnaðinum er komið fyrir og hann fjarlægður.


Þessi vara og umbúðir innihalda ekki latex úr náttúrulegu gúummíi eða DEHP.



ÁSETNINGARTÆKNI  
(notaðu húðverndandi  
púða)



LÖGUN PÚÐA






HOLLEGURINN  
SKORDADUR  
(notaðu alkohól)



FJARLÆGINGARTÆKNI  
(notaðu alkohól)





### Mikilvægt:

Notaðu „teygjutæknina“ sem sýnd er á mynd þegar gagnsæjar sáraumbuðir eru fjarlægðar.

### Athugasemd:

- Þúða StatLock festibúnaðarins má koma fyrr eftir að gengið er úr skugga um að holleggrí/slöngur séu í rétri stöðu.
- Settu alltaf límramu á miðlega bláðaleggi til að auka öryggi á meðan skipt er um sáraumbuðir sem viðkoma StatLock festibúnaðinum.

*Samansett í Mexikó.*

*StatLock er skrásett vörumerki í eigu C. R. Bard, Inc.*

*Arrow er skrásett vörumerki í eigu Teleflex Incorporated eða hlutdeildarfélögum þess.*

# Dispositivo di stabilizzazione StatLock PICC Plus

## Punti chiave per l'uso del dispositivo di stabilizzazione StatLock PICC Plus

- PREPARARE L'AREA INTERESSATA CON LA PREPARAZIONE CUTANEA (che può essere inclusa o meno) e FAR ASCIUGARE COMPLETAMENTE.
- Posizionare i fori di sutura situati nelle alette del catetere sui perni del dispositivo di stabilizzazione StatLock (prima di far aderire il cuscinetto). Chiudere le lingue, rimuovere la carta protettiva e posizionare sull'area cutanea interessata.
- Per rimuovere il dispositivo, sollevare le lingue di plastica da un lato alla volta.
- RIMUOVERE CON ALCOL L'ADESIVO DEL CUSCINETTO DI ANCORAGGIO DEL DISPOSITIVO DI STABILIZZAZIONE STATLOCK.

## Leggere attentamente prima dell'uso.

### Considerazioni su sicurezza ed efficacia

Il dispositivo di stabilizzazione StatLock è esclusivamente monouso. Rx only. Sterile solo se incluso come componente in un kit sterile. Questa confezione non mantiene la sterilità; utilizzare una volta aperta la confezione del kit del catetere. Smaltire se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Non alterare il dispositivo di stabilizzazione StatLock o i relativi componenti. La procedura deve essere eseguita da personale addestrato, esperto nei punti di repere anatomici, in grado di utilizzare una tecnica sicura e di affrontare eventuali complicanze.

### Descrizione del dispositivo/destinazione d'uso

StatLock è un dispositivo di stabilizzazione per cateteri con alette compatibili.

### Controindicazioni

Allergie note al nastro o all'adesivo.

 Attenzione: dopo l'uso, questo prodotto potrebbe costituire un potenziale rischio biologico. Maneggiare e smaltire in conformità con la pratica medica riconosciuta e con le normative locali, regionali e nazionali in vigore.


### Avvertenze e precauzioni




1. Non usare il dispositivo di stabilizzazione StatLock nei casi in cui potrebbe verificarsi una perdita di aderenza, come ad esempio nel caso di un paziente in stato confusionale o cuo non aderente.
2. Durante l'applicazione e la rimozione del dispositivo di stabilizzazione StatLock, osservare le precauzioni universali applicabili a sangue e fluidi corporei e le procedure di controllo delle infezioni.

3. Evitare che il dispositivo di stabilizzazione StatLock entri in contatto con alcol o acetone in quanto tali sostanze possono indebolire il legame dei componenti e l'aderenza del cuscinetto del dispositivo di stabilizzazione StatLock.
4. Ridurre al minimo la manipolazione del catetere/della cannula durante l'applicazione e la rimozione del dispositivo di stabilizzazione StatLock.
5. Durante la sostituzione della medicazione nell'area del dispositivo di stabilizzazione StatLock, applicare sempre una striscia adesiva ai cateteri venosi centrali in corrispondenza o nei pressi del sito di inserzione.
6. Eliminare sebo ed eventuali prodotti idratanti dall'area cutanea interessata.
7. Il dispositivo di stabilizzazione StatLock deve essere monitorato e sostituito conformemente al protocollo in vigore presso la struttura.
8. Avvertenza: prodotto monouso. Non riutilizzare. Il riutilizzo e/o il confezionamento possono esporre il paziente o l'utilizzatore al rischio di infezione, compromettere l'integrità strutturale e/o le caratteristiche essenziali dei materiali e della progettazione del dispositivo, potendo causare il malfunzionamento del dispositivo e/o lesioni, malattie o decesso del paziente.
9. Avvertenza: non risterilizzare. La sterilità del dispositivo monouso non è garantita dopo la risterilizzazione a causa di un grado non determinabile di potenziale contaminazione pirogenica o microbica che potrebbe causare complicanze di origine infettiva. La risterilizzazione può compromettere l'integrità strutturale e le caratteristiche essenziali dei materiali e/o della progettazione, potendo causare una perdita imprevedibile di funzionalità e/o malfunzionamenti del dispositivo.
10. Le leggi federali (U.S.A.) limitano l'acquisto di questo dispositivo da parte di un medico o dietro sua prescrizione.

Utilizzare una tecnica aseptica per l'applicazione e la rimozione del dispositivo di stabilizzazione StatLock.

Questo prodotto e il confezionamento non contengono lattice di gomma naturale né DEHP.





### Importante

Rimuovere la medicazione trasparente usando la "tecnica di allungamento" illustrata.

### Nota

- Il cuscinetto del dispositivo di stabilizzazione StatLock può essere fatto aderire dopo aver confermato la corretta posizione del catetere/della cannula.
- Durante la sostituzione della medicazione nell'area del dispositivo di stabilizzazione StatLock, applicare una striscia adesiva ai cateteri venosi centrali per una maggior sicurezza.

*Assemblato in Messico.*

*StatLock è un marchio registrato di C.R. Bard, Inc.*

*Arrow è un marchio registrato di Teleflex Incorporated o delle sue società affiliate.*

# StatLock PICC Plus stabilizācijas ierīce

## StatLock PICC Plus stabilizācijas ierīces lietošanas galvenie punkti:

- SAGATAVOJET MĒRĀ ZONU AR ĀDĀS SAGATAVOTĀJU (var būt vai arī nebūt iekļauts) un ĻAUJIET PILNĪBĀ NOZŪT.
- Leviņojet ūju atveres katetra spārnā virs StatLock stabilizācijas ierīces atbalstiem (pirms spilventīja plielīpīšanas). Aizveriet vakuūm, noplēset papīra pamatni un novietojet uz mērķa ādas zonas.
- Lai nonemtu, paceliet plastmasas vākus pa vienai pusei reizē.
- NOŅEMIET STATLOCK STABILIZĀCIJAS IERĪCES ENKURA SPILVENTINA LĪMI AR SPIRTU.

## Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet.

### Drošuma un iedarbīguma apsvērumi:

StatLock stabilizācijas ierīce ir tikai vienreizējai lietošanai. Rx only. Sterils tikai tad, ja ir iekļauta kā sastāvdaļa sterīla komplektā. Šīs iepakojums nesaglabā sterilitāti; izmantojiet pēc katetra komplekta iepakojuma atvēršanas. Izmetiet, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts.

Nemodificējiet StatLock stabilizācijas ierīci vai sastāvdaļas. Procedūra jāveic apmācītam personālam, kuram ir zināšanas par anatomiskiem orientieriem, drošu tehniku un iespējamām komplikācijām.

### Ierīces apraksts/paredzētais nolūks:

StatLock stabilizācijas ierīce ir saderīgu spārnoto katetu stabilizēšanas ierīce.

### Kontrindikācijas:

Zināmas alerģijas pret lenti vai limi.

 Uzmanību! Pēc lietošanas šīs izstrādājums var būt bioloģiski bistams. Rikojieties ar to un atbrīvojieties no tās saskapā par pieņemto medicīnisko praksi un piemērojamajiem vītejumiem, valsts un federālajiem likumiem un noteikumiem.

### Brīdinājumi un piesardzības pasākumi


- Neizmantojiet StatLock stabilizācijas ierīci vietās, kur var rasties plielīpīšanas traucējumi, piemēram, ja pacents ir apjucis vai ierīce nelip pie ādas.
- StatLock stabilizācijas ierīces uzlikšanas un noņemšanas laikā ievērojet vispārējos asins un ķermeņa šķidrumu piesardzības pasākumus un infekciju kontroles procedūras.


- Izvairieties no StatLock stabilizācijas ierīces saskares ar spiritu vai acetonu, jo abi var vājināt sastāvdaļu saķeri un StatLock stabilizācijas ierīces spilventīja plielīpīšanu.
- Samaziniet manipulācijas ar katetru/cauruli StatLock stabilizācijas ierīces uzlikšanas un noņemšanas laikā.
- Vienmēr uzlieciet lipošo strēmelī uz centrālo vēnu katetriem ievietošanas vietā vai tās tuvumā, mainot pārsēju ar StatLock stabilizācijas ierīci.
- Noņemiet elju un mitrinātāju no mērķa ādas zonas.
- StatLock stabilizācijas ierīce ir jāuzrauga un jānomaina saskapā ar iestādes protokolu.
- Brīdinājums: Paredzēta vienreizējai lietošanai. Nelietot atkārtoti. Atkārtota izmantošana un/vai atkārtota iepakojšana var radīt pacienta vai lietotāja inficēšanās risku, apdraudēt ierīces strukturālo integritāti un/vai būtiskos materiālu un konstrukcijas raksturlielumus, kas var izraisīt ierīces atteici un/vai ievainojumus, slimību vai nāvi.
- Brīdinājums: Nesterilizējet atkārtoti. Pēc atkārtotas sterilizēšanas vienreizējas lietošanas ierīces sterilitāte netiek garantēta nenosakāmas iespējamās pirogēnas vai mikrobu piesārņojuma pakāpes dēļ, kas var izraisīt infekcijas komplikācijas. Atkārtota sterilizēšana var apdraudēt strukturālo integritāti, būtiskos materiālu un/vai konstrukcijas raksturlielumus un var izraisīt neparedzamu funkcionalitātes zudumu un/vai ierīces atteici.

- Federalais (ASV) likums nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsti vai pēc ārsta norādījuma.


Veiciet StatLock stabilizācijas ierīces uzlikšanu un noņemšanu aseptiskā tehnikā.

Šīs izstrādājums un iepakojums nesatur dabiskā kaučuka lateksu vai DEHP.





1




3

**Svarīgi:**

Nonemot caurspīdigo pārsēju, izmantojet ilustrēto „stiepšanas tehniku”.

**Piezīme:**

- StatLock stabilizācijas ierices spilventiņu var pielīmēt pēc pareiza katetra/caurules stāvokļa apstiprināšanas.
- Uzlieciet liposo stremeli uz centrālo vēnu katetriem, lai nodrošinātu papildu drošību, mainot pārsēju ar StatLock stabilizācijas ierīci.



2

*Salikts Meksikā.*

*StatLock ir C. R. Bard, Inc. reģistrēta preču zīme.*

*Arrow ir Teleflex Incorporated vai tā meitasuzņēmumu reģistrēta preču zīme.*

# „StatLock PICC Plus“ stabilizavimo įtaisas

## Pagrindinės pastabos dėl „StatLock PICC Plus“

### stabilizavimo įtaiso naudojimo

- PARUOSKITE TIKSLINĘ SRITĮ ODOS PARUOŠIMO TIRPALU (gali būti arba nebūti komplekte) ar PALAUKITE, KOL VIŠIŠKAI ISDŽIUS.
- Užmaitkite kateterą sparnelyje esančias chirurginių siūlų skyles ant „StatLock“ stabilizavimo įtaiso strelpelį (priėi prikiijuodam pagrindą). Uždarykite dangtelius, nulupkite apsauginį popierijį ir prikiijuokite tikslinę odos sritį.
- Norėdami nuimti, po vieną pakelkite plastikinius dangtelius.
- „STATLOCK“ STABILIZAVIMO ĮTAISO PRITVIRTINTINO PAGRINDO KLIJUS PAŠALINKITE ALKOHOLIU.

### Prieš naudodamai, atidžiai perskaitykite.

#### Saugos ir veiksmingumo aspektai

„StatLock“ stabilizavimo įtaisas skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Rx only. Sterilus, tik kai pateikiamas kaip komponentas steriliamo rinkinioje. Ši pakuotė neišsaugo steriliumo. Atidare kateterio rinkinio pakuotę, panaudokite. Jei pakuotė atidaryta arba pažeista, išmeskite.

Nemodifikuokite „StatLock“ stabilizavimo įtaiso ar komponentų. Procedūrą privalo atliliki kvalifikuoti specialistai, išmanantys anatominius orientyrus, saugius metodus ir galimas komplikacijas.

#### Priemonės aprašas / numatyta paskirtis

„StatLock“ stabilizavimo įtaisas yra suderinamų, sparnelius turinčių kateterių stabilizavimo įtaisas.

#### Kontraindikacijos

Žinoma alergija lipniajai juostelei ar klijams.

Dėmesio: panaudotas gaminis gali kelti biologinį pavojų. Tvarkykite ir šalinkite laikydamosies pripažintos medicinos praktikos ir galiojančių vietinių, valstybės federalinių įstatymų ir reglamentų.

#### Ispėjimai ir atsargumo priemonės

- Nenaudokite „StatLock“ stabilizavimo įtaiso, jei jis gali atsiklijuoti, pvz., dėl sutrikusio paciento ar odos, prie kurios neprikimba klijai.
- Uždėdami ir nuimdami „StatLock“ stabilizavimo įtaisa laikykite universalų atsargumo priemonių, susijusių su krauju ir kūno skysčiais, bei infekcijų kontrolės procedūrų.

3. Venkite „StatLock“ stabilizavimo įtaiso sąlyčio su alkoholiu ar acetonu, nes abi medžiagos gali susilpninti komponentų tarpusavio ryšį ir „StatLock“ stabilizavimo įtaiso pagrindo prikimimą.

4. Uždėdami ir nuimdami „StatLock“ stabilizavimo įtaisa, kuo mažiau manipuliuokite kateteriu ir (arba) vamzdeliu.

5. Kai keičiamas tvartis, apimantis „StatLock“ stabilizavimo įtaisą, visada užklijuokite lipniąją juostelet ant centrinės venos kateterio ties įterpimo vieta arba arti jos.

6. Pašalinkite riebalus ir drėkinamiasias priemones nuo tikslinės odos srities.

7. „StatLock“ stabilizavimo įtaisą reikia stebeti ir keisti pagal įstaigos protokolą.


8. Ispėjimas: skirta vienkartiniam naudojimui. Nenaudoti pakartotinai. Pakartotinai naudojant ir (arba) perpakuojant gali kilti paciento ar naudotojo užkrėtimo rizika, pažeistas priemonės struktūrinis vientisumas ir (arba) suprastėti jos svarbiausios medžiagų ir konstrukcijos savybės, todėl gali sugesti priemonė ir (arba) pacientas gali būti sužalotas, susirigtis arba mirti.


9. Ispėjimas: nesterilizuoti pakartotinai. Pakartotinai sterilizuotos vienkartinės priemonės steriliumas negarantuojamas, nes negalima nustatyti priogeninės ar mikrobiinės taršos laipsnio, todėl gali kilti infekcinių komplikacijų. Pakartotinai sterilizavus gali būti pažeistas priemonės struktūrinis vientisumas, suprastėti jos svarbiausios medžiagų ir konstrukcijos savybės bei ji gali netikėtai nustoti veikti ir (arba) sugesti.

10. Pagal federalinius (JAV) įstatymus šia priemonę galima parduoti tik gydytojui paskyrus arba užsakius.


Uždėdami ir nuimdami „StatLock“ stabilizavimo įtaisą laikykite aspekticos reikalavimų.

Šio gaminio ir pakuotės sudėtyje néra natūraliojo kaučuko latekso ar DEHP.






1



2



3

### Svarbu

Nuimdamai skaidrų tvarstį taikykite pavaizduotą „ištempimo metodą“.

### Pastaba

- „StatLock“ stabilizavimo įtaiso pagrindą galima priklijuoti patvirtinus tinkamą kateterio / vamzdelio padetį.
- Kai keičiamas tvarstis, apimantis „StatLock“ stabilizavimo įtaisą, dėl didesnio saugumo užklijuokite lipniją juostelę ant centrinės venos kateterio.

### Surinkta Meksikoje.

„StatLock“ yra „C. R. Bard, Inc.“ registruotas prekės ženklas.

„Arrow“ yra „Teleflex Incorporated“ arba jos asocijuojančių bendrovų registruotas prekės ženklas.

# StatLock PICC Plus stabiliseringasanordning

## Nøkkelpunkter for bruk av StatLock PICC Plus stabiliseringasanordning:

- KLARGJØR MÅLOMRÅDET MED HUDPREPARERINGSMIDDEL (kan være inkludert eller ikke) og LA DET TØRKE FULLSTENDIG.
- Plasser suturhull i katetervingen over StatLock-stabiliseringasanordningens stolper (for puten festes). Lukk lokkene, trekk av papiret på baksiden og plasser på målområdet på huden.
- Den fjernes ved å løfte plastikklokken på én side om gangen.
- FJERN STATLOCK-STABILISERINGSANORDNINGENS ANKERPUNKTEKLEMMEBEMIDDEL MED ALKOHOL.

## Les nøyne før bruk.

### Vurderinger for sikkerhet og effektivitet:

StatLock-stabiliseringasanordningen er kun til engangsbruk. Rx only. Kun steril når inkludert som en komponent i et sterilt sett. Denne pakken bevarer ikke steriliteten; bruk så snart katetersettetpakken er åpnet. Skal kastes hvis pakken er åpnet eller skadet.

Ikke endre StatLock-stabiliseringasanordningen eller -komponentene. Prosedyrer må utføres av oppplatt personell som er kjent med anatomiske landemerker, trygg teknikk og mulige komplikasjoner.

### Beskrivelse av anordningen/tiltenkt formål:

StatLock stabiliseringasanordning er en stabiliseringasanordning for kompatible katete med vinger.

### Kontraindikasjoner:

Kjente allergier overfor tape eller klebemiddel.

**Forsiktig:** Dette produktet kan utgjøre en mulig biologisk fare etter bruk. Skal håndteres og kasseres i samsvar med akseptert medisinsk praksis og gjeldende lokale, statlige og føderale lover og bestemmelser.

### ⚠️ Advarsler og forholdsregler


1. Ikke bruk StatLock-stabiliseringasanordningen når det kan oppstå tap av feste, slik som med en forvirret pasient eller ikke-klebende hud.




2. Folg universale forholdsregler for blod og kroppsvæsker samt prosedyrer for infeksjonskontroll under påføring og fjerning av StatLock-stabiliseringasanordningen.

3. Unngå kontakt mellom StatLock-stabiliseringasanordningen og alkohol eller aceton, da disse kan svekke sammenklebing av komponenter og feste av StatLock-stabiliseringasanordningens pute.
4. Minimer manipulasjon av kateter/slange under påføring og fjerning av StatLock-stabiliseringasanordningen.
5. Påfør alltid klebende remse på sentrale venekatetre på eller i nærheten av innføringsstedet under bandasjeskift hvor StatLock-stabiliseringasanordningen brukes.
6. Fjern olje og fuktighetskrem fra målområdet på huden.
7. StatLock-stabiliseringasanordningen skal overvåkes og skiftes ut i samsvar med institusjonens protokoll.
8. Advarsel! Beregnet for engangsbruk. Skal ikke gjenbrukes. Gjenbruk og/eller ompakking kan skape en risiko for infeksjon hos pasienten eller brukeren, eller kompromittere anordningens strukturelle integritet og/eller essensielle material- og designegenskaper, noe som kan føre til svikt i anordningen og/eller føre til skade, sykdom eller død hos pasienten.
9. Advarsel: Skal ikke resteriliseres. Engangsanordningens sterilitet garanteres ikke etter resterilisering på grunn av en ubestemelig grad av mulig pyrogen eller mikrobiell kontaminasjon som kan føre til infeksjonskomplikasjoner. Resterilisering kan kompromittere den strukturelle integriteten eller essensielle material- og/eller designegenskaper, og kan føre til en uforutsigbar tap av funksjonalitet og/eller svikt i anordningen.
10. Federal lov (USA) begrenser denne anordningen til salg av eller etter ordre fra en lege.

Bruk aseptisk teknikk før påføring og fjerning av StatLock-stabiliseringasanordningen.

Dette produktet og pakken inneholder ikke naturgummilateks eller DEHP.





**Viktig:**

Bruk den illustrerte «strekketeknikken» når den gjennomsiktige bandasjen fjernes.

**Merk:**

- StatLock-stabiliseringsanordningens pute kan festes etter at korrekt kateter-/slangeposisjon er bekrefet.
- Påfør klebende remse på sentrale venekatetre for ekstra sikkerhet under bandasjeskift hvor StatLock-stabiliseringsanordningen brukes.

*Montert i Mexico.*

*StatLock er et registrert varemerke for C. R. Bard, Inc.*

*Arrow er et registrert varemerke for Teleflex Incorporated eller dets tilknyttede selskaper.*

# Urządzenie do stabilizacji StatLock PICC Plus

## Kluczowe informacje dotyczące urządzenia do stabilizacji StatLock PICC Plus Zastosowanie:

- PRZYGOTOWAĆ OBSZAR DOCEŁOWY PRZY POMOCY PREPARATU DO SKÓRY (może być dolążony lub nie) i POZOSTAĆ DO CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA.
- Umieścić otwory na szwy w skrzynce cewnika nad słupkami urządzenia do stabilizacji StatLock (przed przyklejeniem podkładki). Zamknąć pokrywę, odkleić papierowy podkład i umieścić na docelowym obszarze skóry.
- Aby zdjąć, podnieść plastikowe pokrywy po jednej stronie.
- USUNĄĆ KLEJ Z PODKŁADKI URZĄDZENIA DO STABILIZACJI STATLOCK Z UŻYCIEM ALKOHOŁU.

**Przed użyciem należy dokładnie przeczytać.**

## Kwestie bezpieczeństwa i efektywności:

Urządzenie do stabilizacji StatLock jest przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Rx only. Wyrób jest sterylny tylko wtedy, gdy stanowi element zestawu sterylnego. To opakowanie nie zachowuje sterylności; należy użyć po otwarciu opakowania zestawu cewników. Wyrzucić, jeśli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.

Nie zmieniać urządzenia do stabilizacji StatLock lub jego elementów. Zabieg musi wykonać przeszkolony personel mający wiedzę obejmującą anatomię, bezpieczne techniki i potencjalna powikłania.

## Opis urządzenia/przewidziane zastosowanie:

Urządzenie do stabilizacji StatLock służy do stabilizacji kompatybilnych cewników z skrzynkami.

## Przeciwwskazania:

Stwierdzona alergia na taśmę lub klej.

 Przestroga: Zużyty produkt stanowi źródło potencjalnego zagrożenia biologicznego. Obsługa i utylizacja muszą się odbywać zgodnie z przyjętą praktyką medyczną oraz stosownymi lokalnymi i krajowymi przepisami prawa i rozporządzeniami.

## ⚠ Ostrzeżenia i środki ostrożności


- Nie należy stosować urządzenia do stabilizacji StatLock w miejscach, gdzie może dojść do utraty przyczepności, np. w przypadku zdeorientowanego pacjenta lub nieprzylegania do skóry.
- Przestrzegać uniwersalnych środków ostrożności dotyczących krwi i płynów ustrojowych oraz procedur kontroli zakażeń podczas zakładania i zdejmowania urządzenia do stabilizacji StatLock.

- Unikać kontaktu urządzenia do stabilizacji StatLock z alkoholem lub acetonom, oba mogą osłabić wiązanie elementów i przyklewanie podkładki urządzenia do stabilizacji StatLock.
- Ograniczyć zakres manipulacji cewnikiem/rurką podczas zakładania i zdejmowania urządzenia do stabilizacji StatLock.
- Podczas zmiany opatrunku z użyciem urządzenia do stabilizacji StatLock należy zawsze nakładać pasek samoprzylepny na cewnik do żył centralnych w miejscu lub w pobliżu miejsca wprowadzenia.
- Usunąć olej i krem nawilżający z docelowego obszaru skóry.
- Urządzenie do stabilizacji StatLock powinno być monitorowane i wymieniane zgodnie z protokołem placówki.
- Ostrzeżenie: Przeznaczone do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Ponowne użycie i/lub przepakowanie może powodować ryzyko zakażenia pacjenta lub użytkownika, zagrażając integralności strukturalnej i (lub) istotnym cechom materiałowym i konstrukcyjnym wyrobu, co może prowadzić do awarii wyrobu, i (lub) do obrażeń, choroby lub śmierci pacjenta.
- Ostrzeżenie: Nie sterylizować ponownie. Sterylność wyrobu jednorazowego użytku nie jest gwarantowana po ponownej sterylizacji z uwagi na nieokreślony stopień potencjalnego zanieczyszczenia pyrogenicznego lub mikrobiologicznego, które może prowadzić do powikłań infekcyjnych. Ponowna sterylizacja może naruszyć spójność konstrukcji, istotne cechy materiału i/lub projektu i może doprowadzić do nieprzewidywalnej utraty funkcjonalności i (lub) awarii wyrobu.

10. Zgodnie z prawem federalnym (USA), ten wyrób może być sprzedawany tylko przez lekarza lub na zlecenie lekarza.


Należy stosować technikę aseptyczną przy zakładaniu i zdejmowaniu urządzenia do stabilizacji StatLock.

Produkt i opakowanie nie zawierają lateksu naturalnego ani DEHP.






ZASZCZEPIONY CEWNIK

TECHNIKA USUWANIA  
(użyć alkoholu)



KSZTAŁTY PODKŁADEK





### **Ważne:**

Przy zdejmowaniu opatrunku przezroczystego należy stosować „technikę rozciągania” pokazaną na ilustracji.

### **Uwaga:**

- Podkładka pod urządzenie do stabilizacji StatLock może być przyklejona po potwierdzeniu prawidłowego położenia cewnika/turki.
- Nalożyć pasek samoprzyklepny na cewnik do żył centralnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas zmiany opatrunku z użyciem urządzenia do stabilizacji StatLock.

*Montowane w Meksyku.*

*StatLock jest zarejestrowany znakiem towarowym firmy C. R. Bard, Inc.*

*Arrow jest zarejestrowany znakiem towarowym firmy Teleflex Incorporated lub jej przedsiębiorstw zależnych.*

# Dispositivo de estabilização StatLock PICC Plus

## Principais pontos sobre a utilização do dispositivo de estabilização StatLock PICC Plus:

- PREPARE A ÁREA PRETENDIDA COM SOLUÇÃO DE PREPARAÇÃO DA PELE (pode ou não estar incluída) e DEIXE SECAR COMPLETAMENTE.
- Coloque os orifícios de sutura da aleta do cateter sobre os pinos do dispositivo de estabilização StatLock (antes da aderência da compressa). Feche as tampas, destaque o revestimento de papel e coloque-o na área da pele pretendida.
- Para o remover, levante as tampas plásticas, um lado de cada vez.
- REMOVA O ADESIVO DA PLACA ADESIVA DE FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇÃO STATLOCK COM ÁLCOOL.

## Leia atentamente antes da utilização.

### Considerações de segurança e eficácia:

O dispositivo de estabilização StatLock destina-se a uma única utilização. Rx only. Apens está estéril quando incluído como um componente num kit estéril. Esta embalagem não mantém a esterilidade; utilize depois da embalagem o kit de cateter ser aberto. Elimine se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Não altere o dispositivo de estabilização StatLock ou os seus componentes. O procedimento tem de ser executado por pessoal com formação e com bons conhecimentos das estruturas anatomicas de referência, da técnica segura e que seja capaz de lidar com as possíveis complicações.

### Descrição do dispositivo/Finalidade prevista:

O dispositivo de estabilização StatLock é um dispositivo de estabilização para cateteres com aletas compatíveis.

### Contraindicações:

Alergias conhecidas a fita ou material adesivo.

**Cuidado:** Após a utilização, este produto pode ser um potencial perigo biológico. Manuseie e elimine de acordo com a prática médica aceite e a legislação e regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.


### Advertências e precauções




1. Não utilize o dispositivo de estabilização StatLock em situações em que possa haver perda de aderência, como doente com confusão mental ou pele não aderente.
2. Respeite as precauções universais relativas a sangue e fluidos corporais e os procedimentos de controlo de infecções durante a aplicação e a remoção do dispositivo de estabilização StatLock.

3. Evite o contacto do dispositivo de estabilização StatLock com álcool ou acetona, uma vez que ambos podem enfraquecer a ligação dos componentes e a aderência da placa adesiva do dispositivo de estabilização StatLock.
4. Minimize a manipulação do cateter/tubo durante a aplicação e a remoção do dispositivo de estabilização StatLock.
5. Aplique sempre a fita adesiva aos cateteres venosos centrais no local de inserção ou próximo desse local durante mudanças de penso que envolvam o dispositivo de estabilização StatLock.
6. Remova a gordura corporal e hidratantes da área da pele pretendida.
7. O dispositivo de estabilização StatLock deve ser monitorizado e substituído de acordo com o protocolo da unidade de saúde.
8. Advertência: Destina-se a uma única utilização. Não reutilizar. A reutilização e/ou a reembalagem podem criar um risco de infecção do doente ou do utilizador, comprometer a integridade estrutural e/ou o material essencial e as características do design do dispositivo, o que pode levar à falha do dispositivo e/ou a lesões, doença ou morte do doente.
9. Advertência: Não reesterilizar. A esterilidade do dispositivo de uso único não é garantida após a reesterilização devido a não ser possível determinar o grau da potencial contaminação pirogénica ou microbiana, o que pode levar a complicações infeciosas. A reesterilização pode comprometer a integridade estrutural, o material essencial e/ou as características do design do dispositivo, o que pode levar a perda imprevisível da funcionalidade e/ou a falha do dispositivo.
10. A legislação federal norte-americana limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.

Utilize uma técnica asséptica para aplicação e remoção do dispositivo de estabilização StatLock.

Este produto e a embalagem não contêm látex de borracha natural ou DEHP.





**Importante:**

Utilize a "técnica de esticar" ao remover o penso transparente.

**Nota:**

- A aderência da placa adesiva do dispositivo de estabilização StatLock pode ser feita após confirmação da posição correta do cateter/tubo.
- Aplique a fita adesiva aos cateteres venosos centrais para segurança acrescida durante mudanças de penso que envolvam o dispositivo de estabilização StatLock.

*Montado no México.*

*StatLock é uma marca comercial registada da C. R. Bard, Inc.*

*Arrow é uma marca comercial registada da Teleflex Incorporated ou respectivas filiais.*

# Dispozitiv de stabilizare StatLock PICC Plus

## Aspecte cheie privind utilizarea dispozitivului de stabilizare StatLock PICC Plus:

- PREGĂȚI ZONA TINȚĂ CU LICHIDUL DE PREGĂTIRE A PIELII (poate fi inclus sau nu) și LASAȚI-L SĂ SE USUCHE COMPLET.
- Puneți orificiile pentru sutură din aripoara pentru cateter peste suportul dispozitivului de stabilizare StatLock (înainte de lipirea tamponului). Închideți capacete,dezlipiți suportul de hârtie și așezați pe zona de piele tîntă.
- Pentru îndepărțare, ridicați pe rînd capacete de plastic.
- ÎNDEPĂRTAȚI CŪ ALCOOL ADEZIVUL PENTRU TAMONUL ANCORA AL DISPOZITIVULUI DE STABILIZARE STATLOCK.

## A se citi cu atenție înainte de utilizare.

### Considerații privind siguranța și eficacitatea:

Dispozitivul de stabilizare StatLock este destinat exclusiv unei singure utilizări. Rx only. Steril doar atunci când este inclus drept componentă într-o trusă sterilă. Acest ambalaj nu menține caracterul steril; a se utiliza imediat după ce se deschide ambalajul trusei cateterului. A se elibera dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.

Nu modificați dispozitivul de stabilizare StatLock sau componentele acestuia. Procedura trebuie efectuată de către personal instruit, bun cunoștător al reperelor anatomice, tehnici sigure și complicațiilor posibile.

### Descrierea dispozitivului/scop propus:

Dispozitivul de stabilizare StatLock este un dispozitiv de stabilizare pentru cateterele cu aripoare.

### Contraindicații:

Alergii cunoscute la bandă sau adeziv.

Atenție: După utilizare, acest produs poate fi un posibil pericol biologic. A se manipula și elimina în conformitate cu practica medicală acceptată și legile și reglementările locale, naționale și federale în vigoare.


### Avertismente și precauții




- Nu utilizați dispozitivul de stabilizare StatLock acolo unde se poate produce pierdere aderenție, cum ar fi în cazul unui pacient confuz sau al pielii neaderente.
- Respectați precauțiile universale privind săngele și lichidele corporale și procedurile de control al infecțiilor în timpul aplicării și îndepărțării dispozitivului de stabilizare StatLock.

- Eviați contactul dintre dispozitivul de stabilizare StatLock și alcool și acetona, deoarece ambele pot reduce uniuinea dintre componente și aderența tamponului dispozitivului de stabilizare StatLock.
- Reduceti la minimum manipularea cateterului/tubului în timpul aplicării și îndepărțării dispozitivului de stabilizare StatLock.
- Aplicați întotdeauna bandeleta adezivă pentru cateterele venoase centrale la sau aproape de locul de introducere în timpul schimbării pansenamentului care implică dispozitivul de stabilizare StatLock.
- Îndepărtați grăsimile și crema hidratantă de pe zona de piele tîntă.
- Dispozitivul de stabilizare StatLock trebuie monitorizat și înlocuit în conformitate cu protocolul unității.
- Avertisment: Destinat unei singure utilizări. A nu se refolosi. Refolosirea și/sau reambalarea pot crea un risc de infectare a pacientului sau utilizatorului, pot compromite integritatea structurală și/sau caracteristicile esențiale de material și/proiectare ale dispozitivului, ceea ce poate duce la defectarea dispozitivului și/sau poate duce la rănirea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
- Avertisment: A nu se resteriliza. Caracterul steril al dispozitivului de unică folosință nu este garantat în urma resterilizării din cauza unui grad nedeterminat de posibilitate de contaminare pirogenă sau microbiană, care poate duce la complicații infecțioase. Resterilizarea poate compromite integritatea structurală, caracteristicile esențiale de material și/sau proiectare și poate duce la o pierdere accidentală a funcționalității și/sau la defectarea dispozitivului.
- Legislația federală (SUA) restricționează comercializarea acestui dispozitiv la vânzarea doar de către un medic sau la recomandarea unui medic.

Utilizați tehnica aseptică pentru aplicarea și îndepărțarea dispozitivului de stabilizare StatLock.

Acest produs și acest ambalaj nu conțin latex din cauciuc natural sau DEHP.





### Important:

Utilizați „tehnica de întindere” ilustrată atunci când îndepărtați pansamentul transparent.

### Observație:

- Tamponul dispozitivului de stabilizare StatLock poate fi aplicat după ce se confirmă poziția corectă a cateterului/tubului.
- Aplicați bandaletă adezivă la cateterelor venoase centrale pentru o siguranță suplimentară în timpul schimbării pansamentelor care implică dispozitivul de stabilizare StatLock.

*Asamblat în Mexic.*

*StatLock este marcă comercială înregistrată a C. R. Bard, Inc.*

*Arrow este o marcă comercială înregistrată a Teleflex Incorporated sau a afiliatilor săi.*

# Устройство для стабилизации StatLock PICC Plus

## Основные инструкции по применению

### стабилизационного устройства StatLock PICC Plus:

- ПОДГОТОВЬТЕ ЦЕЛЕВОЙ УЧАСТOK ТАМПОНОМ для подготовки кожи (может входить или не входить в комплект поставки) и ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ.
- Наденьте отверстия крышки для шва катетера на штири стабилизационного устройства StatLock (до при克莱ивания подушечки). Закройте крышки, отделяте бумажную подложку и поместите на целевой участок кожи.
- Чтобы снять устройство, поднимите пластмассовые крышки с каждой стороны поочередно.
- УДАЛИТЕ КЛЕЙ ФИКСИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКИ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА STATLOCK СПРИМОМ.

## Тщательно изучите перед применением.

### Вопросы безопасности и эффективности:

Стабилизационное устройство StatLock предназначено исключительно для одноразового применения. Rx only. Стериально, только еслиходит в качестве компонента в состав стерильного комплекта. Эта упаковка не поддерживает стерильность; после вскрытия упаковки комплекта катетера изделие необходимо использовать. Удалите изделие из отходов, если упаковка вскрыта или повреждена.

Не вносите изменения в конструкцию стабилизационного устройства StatLock или его компонентов. Данная процедура должна выполняться подготовленными специалистами, знающими анатомические ориентиры, владеющими безопасными методами и знакомыми с возможными осложнениями.

### Описание устройства и назначение:

Стабилизационное устройство StatLock представляет собой стабилизационное устройство для совместимых катетеров с крыльышками.

### Противопоказания:

Известная аллергия на клейкую ленту или клей.

**Предостережение:** После использования этого изделия может представлять биологический риск. Обращайтесь с изделием и удалайте его в отходы согласно принятой медицинской практике и примененным местным, региональным и федеральным законам и уложениям.


### ⚠ Предупреждения и меры предосторожности


1. Не используйте стабилизационное устройство StatLock, если существует вероятность отклеивания устройства, например в случае потерявшего ориентировку пациента или кожи, к которой устройство не приклеивается.

2. При установке и снятии стабилизационного устройства StatLock соблюдайте общие меры предосторожности касательно крови и биологических жидкостей, а также процедуры контроля инфекции.
3. Избегайте контакта стабилизационного устройства StatLock со спиртом или ацетоном, так как оба эти вещества могут нарушить фиксацию компонентов и прочность при克莱ивания подушечки стабилизационного устройства StatLock.
4. При установке и снятии стабилизационного устройства StatLock сведите к минимуму манипуляции с катетером/ трубкой.
5. При смене повязки при использовании стабилизационного устройства StatLock всегда фиксируйте центральные венозные катетеры клейкой полоской в месте введения или рядом с ним.
6. Удалите масло и увлажнятель с целевого участка кожи.
7. За стабилизационным устройством StatLock необходимо наблюдать и заменять его в соответствии с протоколом лечебного учреждения.
8. Предупреждение: Предназначено для одноразового использования. Повторно не использовать. Повторное использование и (или) перепаковка могут создать риск инфекции пользователя или пациента, нарушить структурную целостность и (или) основные материалы и характеристики конструкции устройства, что может привести к отказу устройства и (или) травме, заболеванию или смерти пациента.
9. Предупреждение: Повторно не стерилизовать. Повторная стерилизация устройства одноразового применения не гарантирует стерильности вследствие неопределенной степени возможных пирогенных или микробных загрязнений, способных привести к инфекционным осложнениям. Повторная стерилизация может нарушить структурную целостность, основные материалы и (или) характеристики конструкции устройства и привести к непредсказуемым потерям функциональности и (или) отказу устройства.
10. Согласно Федеральному закону США продажа данного устройства может осуществляться лишь врачом либо по его направлению.


При установке и снятии стабилизационного устройства StatLock пользуйтесь асептическими методами.

Это изделие и его упаковка не содержат латекса натурального каучука или ДГФ.






1



2



3

#### Внимание:

При снятии прозрачной повязки пользуйтесь показанным на рисунке «методом растяжения».

#### Примечание:

- Подушечку стабилизационного устройства StatLock можно прикрепить после подтверждения надлежащего положения катетера/трубки.
- В качестве меры дополнительной фиксации при смене повязки с использованием стабилизационного устройства StatLock устанавливайте клейкую полоску на центральные венозные катетеры.

*Собрано в Мексике.*

*StatLock является зарегистрированным товарным знаком C.R. Bard, Inc.*

*Arrow является зарегистрированным товарным знаком Teleflex Incorporated или ее дочерних компаний.*

# Uredaj za stabilizaciju periferno postavljenog centralnog katetera StatLock Plus

## Ključne stavke prilikom upotrebe uređaja za stabilizaciju periferno postavljenog centralnog katetera StatLock Plus:

- PRIPREMETI CILJNO PODRUČJE POMOĆU SREDSTVA ZA PRIPREMU KOŽE (isporka nije obavezna) I OSTAVITE DA SE U POTPUNOSTI OSUŠI.
- Postavite otvore za konz na krilici kateteri preko stubića uređaja za stabilizaciju StatLock (pre postavljanja jastučića). Zatvorite poklopce, odlepite papirnu zadnju stranu i stavite uređaj na ciljno područje kože.
- Da biste skinuli, podignite prvo jedan, a zatim drugi plastični poklopac.
- UKLONITE ADHEZIV PRIVRSNOG JASTUČIĆA UREĐAJA ZA STABILIZACIJU STATLOCK POMOĆU ALKOHOLA.

## Pročitajte pažljivo pre upotrebe.

### Napomene vezane za bezbednost i efikasnost:

Uredaj za stabilizaciju StatLock predviđen je samo za jednokratnu upotrebu. Rx only. Sterilan je samo ako predstavlja komponentu sterilnog kompleta. Pakovanje ne zadržava sterilitet; koristite čim otvorite pakovanje kompleta katetera. Odložite u otpad ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno.

Nemojte praviti izmenu na uređaju za stabilizaciju Statlock ili njegovim komponentama. Postupak mora izvoditi obučeno osoblje koje poznaje anatomsku obeležju, bezbednu tehniku i potencijalne komplikacije.

### Opis uređaja / predviđena upotreba:

Uredaj za stabilizaciju StatLock je uređaj za stabilizaciju kompatibilnih katetera sa krilicima.

### Kontraindikacije:

Poznate alergije na traku ili adheziv.


 Oprez: Proizvod može da predstavlja biološku opasnost nakon upotrebe. Rukujte proizvodom i odložite ga u otpad u skladu sa prihvaćenom medicinskom praksom i važećim lokalnim, državnim ili saveznim zakonima i propisima.


### ⚠️ Upozorenja i mere opreza

1. Nemojte koristiti uređaj za stabilizaciju StatLock ako može doći do problema sa lepljenjem, npr. kod konfuznog pacijenta ili na koži na koju adheziv ne prianja.


2. Pridržavajte se univerzalnih mera opreza koje se odnose na krv i krvnu tečnost, kao i postupaka za kontrolu infekcije prilikom postavljanja i skidanja uređaja za stabilizaciju StatLock.
3. Izbegavajte kontakt uređaja za stabilizaciju StatLock sa alkoholom ili acetonom jer ova sredstva mogu da oslabi vezivanje komponenti i lepljenje jastučića uređaja za stabilizaciju StatLock.
4. Svedite na najmanju meru rukovanje kateterom/cevi prilikom postavljanja i skidanja uređaja za stabilizaciju StatLock.
5. Uvek stavite samolepljivu traku na centralni venski kateter ili u blizini mesta ubacivanja katetera prilikom zamene obloge koja uključuje uređaj za stabilizaciju StatLock.
6. Odstranite prirodnu masnoću kože i sredstvo za hidrataciju sa ciljnog područja kože.
7. Uredaj za stabilizaciju StatLock je potrebno pratiti i zameniti u skladu sa protokolom ustanove.
8. Upozorenje: Predviđeno za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo koristiti. Ponovna upotreba i/ili prepakivanje mogu dovesti do nastanka rizika po pacijentu ili infekcije korisnika, narušiti strukturu celovitost uređaja i/ili njegove suštinske karakteristike materijala i konstrukcije, što može dovesti do otkazivanja uređaja i/ili povrede, bolesti ili smrti pacijenta.
9. Upozorenje: Nemojte ponovo sterilisati. Sterilnost uređaja za jednokratnu upotrebu nije zagarantovana nakon ponovne sterilizacije zbog stepena potencijalne pirogene ili mikrobične kontaminacije koji se ne može utvrditi, a što može dovesti do komplikacija usled infekcije. Ponovna sterilizacija može narušiti strukturu celovitost, suštinske karakteristike materijala i/ili konstrukcije i može dovesti do nepredvidivog gubitka funkcionalnosti i/ili otkazivanja uređaja.
10. Prema federalnom zakonu SAD prodaja ovog uređaja dozvoljena je isključivo lekarima ili prema njihovom nalogu. Primenite aseptičnu tehniku prilikom postavljanja i skidanja uređaja za stabilizaciju StatLock.

Proizvod i pakovanje ne sadrže lateks od prirodne gume ili DEHP.





1



3

### Važno:

Providnu oblogu skinite tehnikom rastezanja koja je prikazana na ilustraciji.


### Napomena:

- Jastučić uredaja za stabilizaciju StatLock može se staviti nakon potvrde pravilnog položaja katetera/cevi.
- Stavite samolepljivu traku na centralni venski kateter kako bi se pojačalo pričvršćivanje prilikom zamena obloge koje uključuje uredaj za stabilizaciju StatLock.

*Sastavljen u Meksiku.*

*StatLock je registrovana robna marka kompanije C. R. Bard, Inc.*

*Arrow je registrovana robna marka kompanije Teleflex Incorporated ili njenih povezanih društava.*



2

# Pomôcka na stabilizáciu StatLock PICC Plus

## Kľúčové prvky k použitiu pomôcky na stabilizáciu

### StatLock PICC Plus:

- PRIPRAVTE CIEĽOVÚ OBLÁST PRÍPRAVKOM NA OŠETRENIE POKOŽKY (môže, ale nemusí byť súčasťou balenia) a NECHAJTE HO ÚPLNE ZASCHNÚŤ.
- Umiestnite sújace otvory v kridle katétra nad stĺpiky stabilizačného zariadenia StatLock (pred prilepením podložky). Zatvorite viečka, odlepte papierovú podložku a priložte na cieľovú oblasť pokožky.
- Ak chcete odstrániť plastové viečka, zdvihnite naraz len jednu stranu.
- ODSTRÁŇTE LEPIDLO KOTVACEJ PODLOŽKY POMÔCKY NA STABILIZÁCIU STATLOCK POMOCOU ALKOHOLU.

**Pred použitím si pozorne prečítajte.**

## Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti:

Pomôcka na stabilizáciu StatLock je určená len na jednorazové použitie. Rx only. Sterilná je len tieto, ak je súčasťou sterilnej súpravy. Toto balenie nezachováva sterilitu. Pomôcku použiť po otvorení balenia súpravy katétra. Ak je balenie otvorené alebo poškodené, pomôcku zlikvidujte.

Pomôcku na stabilizáciu StatLock ani jej komponenty nemeňte. Zákon musia vykonávať výskolení pracovníci so znalosťami o anatomických orientačných bodoch, bezpečných technikach a možných komplikáciach.

## Opis zariadenia/zamyšľaný účel:

Pomôcka na stabilizáciu StatLock je pomôcka na stabilizáciu pre kompatibilné krídlové katétra.

## Kontraindikácie:

Známe alergie na pásky alebo lepidlá.

 Upozornenie: Po použítiu môže tento výrobok predstavovať potenciálne biologické nebezpečenstvo. Manipulujte s ním a likvidujte ich v súlade s príplatkovými postupmi a platnými miestnymi, štátными a federálnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

## Varovania a bezpečnostné opatrenia


1. Pomôcku na stabilizáciu StatLock nepoužívajte tam, kde by mohlo dôjsť k straté prilnavostí, napríklad pri zmätenom pacientovi alebo nepríľahavej koži.
2. Počas aplikácie a odstraňovania pomôcky na stabilizáciu StatLock dodržiavajte univerzálné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa krvi a telesných tekutín a postupy kontroly infekcií.

3. Zabráňte kontaktu pomôcky na stabilizáciu StatLock s alkoholom alebo acetónom, oboje môže oslabiť spojenie komponentov a prilnavosť podložky pomôcky na stabilizáciu StatLock.


4. Minimalizujte manipuláciu s katétem/trubicou počas aplikácie a odstraňovania pomôcky na stabilizáciu StatLock.
5. Počas výmeny krytie zahrňajúcej pomôcku na stabilizáciu StatLock vždy priskladajte lepiaci prúžok na centrálné žilové katétre v mieste zavedenia alebo v jeho blízkosti.
6. Z cieľovej oblasti pokožky odstráňte olej a hydratačný krém.
7. Pomôcka na stabilizáciu StatLock by sa mala monitorovať a vymieňať v súlade s protokolom zdravotníckeho zariadenia.
8. Varovanie: Určená na jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane. Opäťovné použitie a/alebo prebalenie môže spôsobiť riziko infekcie pacienta alebo používateľa, narušiť štrukturálnu integritu a/alebo základné materiálové a konštrukčné vlastnosti pomôcky, čo môže viesť k zlyhaniu pomôcky a/alebo k poraneniu, chorobe alebo smrti pacienta.
9. Varovanie: Nesterilizujte opakovane. Sterilita pomôcky na jedno použitie nie je po opäťovnej sterilizácii zaručená z dôvodu neurčiteľného stupňa potenciálnej pyrogenej alebo mikrobiálnej kontaminácie, ktorá môže viesť k infekčným komplikáciám. Opäťovná sterilizácia môže narušiť štrukturálnu integritu, základné materiálové a/alebo konštrukčné vlastnosti a môže viesť k nepredvdateľnej strate funkčnosti a/alebo zlyhaniu pomôcky.
10. Podľa federálnych zákonov (USA) je možné túto pomôcku predávať len prostredníctvom lekára alebo na objednávku lekára.


Pri aplikácii a odstraňovaní pomôcky na stabilizáciu StatLock používajte aseptickú techniku.

Tento výrobok a obal neobsahuje prírodný kaučukový latex ani DEHP.




TVARY PODLOŽIEK






1



2



3

### Dôležité:

Pri odstraňovaní priebehľadného krytia použite znázornenú techniku naťahovania.

### Poznámka:

- Podložka pomôcky na stabilizáciu StatLock sa môže prilepiť po potvrdení správnej polohy katétra/hadickej.
- Počas výmeny krytia zahŕňajúcej pomôcku na stabilizáciu StatLock prikladajte na zvýšenie bezpečnosti lepiaci prúžok na centrálnie žilové katétre.

Zostavené v Mexiku.

StatLock je registrovaná ochranná známka spoločnosti C. R. Bard, Inc.

Arrow je registrovaná ochranná známka spoločnosti Teleflex Incorporated alebo jej spriaznených subjektov.

# Pripomoček za stabilizacijo periferno vstavljenega centralnega katetra (PICC) StatLock Plus

## Ključne točke pri uporabi stabilizacijskega pripomočka StatLock PICC Plus:

- PRIPRAVITE CILJNO OBMOČJE S SREDSTVOM ZA PRIPRAVO KOŽE (lahko je priloženo ali ne) in POČAKAJTE, DA SE POPOLNOMA POSUŠI.
- Namestite luknje za šiv v kriču katetra nad kolikoč stabilizacijskega pripomočka StatLock (pred nameščanjem blazinice). Zaprite pokrovčka, odlepite papirnatno podlagu in položite na ciljno območje kože.
- Za odstranitev dvignite plastična pokrovčka najprej na eni in nato na drugi strani.
- ODSTRANITE LEPILO BLAZINICE ZA PRITRDITEV STABILIZACIJSKEGA PRIPOMOČKA STATLOCK Z ALKOHOLOM.

## Pred uporabo pozorno preberite.

### Pomisliki glede varnosti in učinkovitosti:

Stabilizacijski pripomoček StatLock je namenjen samo za enkratno uporabo. Rx only. Steril je samo, če je priložen kot sestavni del sterilnega kompletja. Ta embalaža ne ohranja sterilnosti. Uporabite, čim je embalaža kompleta kateta odprtta. Ne uporabite, če je embalaža odprtta ali poškodovana.

Stabilizacijskega pripomočka StatLock ali sestavnih delov ne spreminjaite. Postopek mora izvesti usposobljeno osebje s poznavanjem anatomskih struktur, varnih tehnik in možnih zapletov.

### Opis pripomočka/predvideni namen:

Stabilizacijski pripomoček StatLock je stabilizacijski pripomoček za kompatibilne katete s krilci.


### Kontraindikacije:




Znane alergije na trak ali lepilo.

 **Previdnostno obvestilo:** Po uporabi je lahko ta izdelek potencialno biološko nevaren. Z njim ravnajte in ga zavrzite v skladu z sprejeti medicinsko praksjo in z veljavnimi lokalnimi, državnimi in zvezvnimi zakoni in uredbami.

### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

1. Stabilizacijskega pripomočka StatLock ne uporabljajte tam, kjer bi lahko prišlo do izgube oprijema, na primer pri zmedenem pacientu ali na neadherentni koži.
2. Med nameščanjem in odstranjevanjem stabilizacijskega pripomočka StatLock upoštevajte splošne previdnostne ukrepe za kri in telesne tekočine ter postopke za nadzor okužb.





### Pomembno:

Pri odstranjevanju prozorne obvezne uporabite prikazano „raztezno tehniko“.

### Opomba:

- Blazinico stabilizacijskega pripomočka StatLock lahko namestite po potrditvi pravilne lege katetra/cevke.
- Nanesite lepljivi trak na centralne venske katetre za dodatno varnost med menjavo obvez, ki vključuje stabilizacijski pripomoček StatLock.

*Sestavljenlo v Mehiki.*

*StatLock je registrirana blagovna znamka družbe C. R. Bard, Inc.*

*Arrow je registrirana blagovna znamka družbe Teleflex Incorporated ali njenih povezanih družb.*

# Dispositivo de estabilización StatLock PICC Plus

## Puntos clave para el uso del dispositivo de estabilización StatLock PICC Plus:

- PREPARE LA ZONA A TRATAR CON COMPAÑUO PARA PREPARAR LA PIEL (puede estar incluido o no) y DEJE SECAR COMPLETAMENTE.
- Coloque los orificios de sutura en la pestana del catéter sobre los postes del dispositivo de estabilización StatLock (antes de adherir la almohadilla). Cierre las tapas, desprendra el papel protector y coloque sobre la zona de la piel a tratar.
- Para retirarlo, levante las tapas de plástico de un lado y luego del otro.
- RETIRE EL ADHESIVO DE LA ALMOHADILLA DE ANCLAJE DEL DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN STATLOCK CON ALCOHOL.

## Lea atentamente antes del uso.

### Consideraciones relacionadas con la seguridad y la eficacia:

El dispositivo de estabilización StatLock es exclusivamente para un solo uso. Rx only. Producto estéril sólo cuando se incluye como un componente en un kit estéril. Este envase no mantiene la esterilidad; utilice el producto una vez se haya abierto el envase del kit de catéter. Desechar el producto si el envase está abierto o dañado.

No modifique el dispositivo de estabilización StatLock o sus componentes. El procedimiento debe ser realizado por personal especializado con conocimiento de los puntos de referencia anatómicos, las técnicas seguras y las posibles complicaciones.

### Descripción del dispositivo/Finalidad prevista:

El dispositivo de estabilización StatLock es un dispositivo de estabilización para catéteres con pestanas compatibles.

### Contraindicaciones:

Alergias conocidas a la cinta adhesiva o al adhesivo.

**Aviso:** Despues del uso, este producto puede constituir un posible riesgo biológico. Manipule y deseche el producto de acuerdo con la práctica médica aceptada y con las leyes y normativas locales, regionales y nacionales aplicables.


### ⚠ Advertencias y precauciones


1. No utilice el dispositivo de estabilización StatLock en situaciones donde pueda producirse una pérdida de adherencia, como en un paciente confundido o con piel no adherente.

2. Observe las precauciones universales sobre sangre y líquidos corporales y los procedimientos de control de infecciones durante la aplicación y extracción del dispositivo de estabilización StatLock.
3. Evite el contacto del dispositivo de estabilización StatLock con alcohol o acetona, ya que ambos pueden debilitar la unión de los componentes y la adherencia de la almohadilla del dispositivo de estabilización StatLock.
4. Limite al máximo la manipulación del catéter/tubo durante la aplicación y extracción del dispositivo de estabilización StatLock.
5. Aplique siempre una tira adhesiva a los catéteres venosos centrales en el sitio de inserción o en su proximidad durante un cambio de apósito en el que se utilice el dispositivo de estabilización StatLock.
6. Retire el aceite y la crema hidratante de zona de la piel a tratar.
7. El dispositivo de estabilización StatLock debe supervisarse y reemplazarse según el protocolo del centro.
8. Advertencia: Producto diseñado para un solo uso. No reutilizar. La reutilización o el reembalaje pueden crear un riesgo de infección del paciente o del usuario, comprometer la integridad estructural o los materiales esenciales y las características de diseño del dispositivo, lo que puede ocasionar fallos en el dispositivo o provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.
9. Advertencia: No reesterilizar. La esterilidad del dispositivo de un solo uso no está garantizada después de su reesterilización debido a un grado indeterminable de posible contaminación pirogénica o microbiana que puede provocar complicaciones infecciosas. La reesterilización puede comprometer la integridad estructural, el material esencial o las características de diseño y puede dar lugar a una pérdida impredecible de funcionalidad o fallo del dispositivo.
10. La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.


Utilice una técnica aseptica para la aplicación y extracción del dispositivo de estabilización StatLock.

Este producto y el embalaje no contienen látex de caucho natural ni DEHP.





1



3

**Importante:**

Utilice la «técnica de estiramiento» ilustrada al retirar el apósito transparente.

**Nota:**

- La almohadilla del dispositivo de estabilización StatLock puede adherirse después de confirmar la posición correcta del catéter/tubo.
- Aplique una tira adhesiva a los catéteres venosos centrales para una mayor seguridad durante los cambios de apósito en los que se utilice el dispositivo de estabilización StatLock.

*Montado en México.*

*StatLock es una marca registrada de C. R. Bard, Inc.*

*Arrow es una marca registrada de Teleflex Incorporated o de sus filiales.*

# StatLock PICC Plus stabiliseringasanordning

## Viktiga punkter för användning av StatLock PICC Plus stabiliseringasanordning:

- FÖRBERED MÄLHOMRÅDET MED HUDFÖRBEREDELESEMEDEL (inkluderas kanske eller kanske inte) och LÄT TORKA HELT.
- Placer suturhål i katetervlingen över StatLock stabiliseringasanordnings stift (före vidhäftning av kompressen). Stäng locken, dra av pappersunderlaget och placera den på mälhudområdet.
- För att ta bort, lyft plastlocken på en sida i taget.
- TA BORT LIMMET FRÅN STATLOCK STABILISERINGASANORDNINGENS ANKARKOMPRESS MED ALKOHOL.

## Läs noggrant före användning.

### Säkerhets- och effektivitetsöverväganden:

StatLock stabiliseringasanordning är endast avsedd för engångsbruk. Rx only. Steril endast när den ingår som en komponent i ett steril kit. Detta paket upprätthåller inte sterilitet; använd när val kateterspaketet öppnas. Kassera om förpackningen har öppnats eller skadats.

Ändra inte StatLock stabiliseringasanordning eller dess komponenter. Förfarandet måste utföras av utbildad personal som känner till anatomiska riktpunkter, säker teknik och komplikationsrisker.

### Beskrivning av anordningen/avsett ändamål:

StatLock stabiliseringasanordning är en stabiliseringasanordning för kompatibla vingade katetrar.

### Kontraindikationer:

Kända tejp- eller limallergier.

Var försiktig! Efter användning kan denna produkt vara en potentiell biofara. Hantera och kassera den i enlighet med godkänd medicinsk praxis och tillämpliga lokala, statliga och federala lager och förordningar.

### ⚠️ Varningar och försiktighetsåtgärder

1. Använd inte StatLock stabiliseringasanordning där förlust av vidhäftning kan uppstå, till exempel med en förvirrad patient eller icke-vidhäftande hud.
2. Observera universella försiktighetsåtgärder för blod och kroppsvätska och infektionskontrollprocedurer under applicering och borttagning av StatLock stabiliseringasanordning.

3. Undvik att StatLock stabiliseringasanordning får kontakt med alkohol eller aceton, båda kan försvaga bindningen av komponenter och vidhäftning av StatLock stabiliseringasanordnings kompress.

4. Minimera manipulation av katatern/slangen under applicering och borttagning av StatLock stabiliseringasanordning.

5. Applicera alltid självhäftande remsa på centrala venkatetrar vid eller nära införingsstället under förbandsbyte som involverar StatLock stabiliseringasanordning.

6. Ta bort olja och fuktighetskräm från mälhudområdet.

7. StatLock stabiliseringasanordning ska övervakas och bytas ut i enlighet med inrätningsgens protokoll.


8. Varning! Avsedd för engångsbruk. Får inte återanvändas. Återanvändning och/eller ompackning kan skapa en risk för infektion hos patienten eller användaren, äventyra anordningens strukturella integritet och/eller väsentliga material- och designegenskaper, vilket kan leda till fel på anordningen och/eller leda till skada, sjukdom eller död hos patienten.




9. Varning! Får inte omsteriliseras. Engångsprodukten sterilitet garanteras inte efter omsterilisering på grund av en obestämbar grad av potentiel pyrogen eller mikrobiell kontaminering som kan leda till infektiösa komplikationer. Omsterilisering kan äventyra den strukturella integriteten, väsentliga material- och/eller designegenskaper och kan leda till en oförutsägar förlust av funktionalitet och/eller fel på anordningen.

10. Enligt amerikansk lag får den här enheten endast säljas av läkare eller enligt läkares ordination.

Tillämpa aseptisk teknik för applicering och borttagning av StatLock stabiliseringasanordning.

Denna produkt och förpackning innehåller inte naturlig gummilatex eller DEHP.





**Viktigt:**

Tillämpa illustrerad "sträckningsteknik" när du tar bort gengomskinligt förband.

**Obs!**

- StatLock stabiliseringssanordnings kompress kan fästas efter bekräftelse av korrekt kateter-/slangposition.
- Aplicera sjähäftande remsa på centrala venkatetrar för ökad säkerhet vid förbandsbyten som involverar StatLock stabiliseringssanordning.

*Monterad i Mexiko.*

*StatLock är ett registrerat varumärke som tillhör C. R. Bard, Inc.*

*Arrow är ett registrerat varumärke som tillhör Teleflex Incorporated eller dess närliggande bolag.*

# StatLock PICC Plus Stabilizasyon Cihazı

## StatLock PICC Plus Stabilizasyon Cihazının

### Kullanımındaki Temel Hususlar:

- HEDER BÖLGEYİ ÇİL PREPARATIYLA (birlikte verilebilir ya da verilmeyebilir) HAZIRLAYIN ve TAMAMEN KURUMAYA BIRAKIN.
- Kateter kanadındaki sütür deliklerini StatLock stabilizasyon cihazının destekleri üzerine yerleştirin (yapışma öncesi). Kapaklı kapatın, kağıt arka desteği soyarak çökken ve hedef cilt bölgesi üstüne yerleştirin.
- Çıkmak için, her seferinde bir taraftaki plastik kapaklı kaldırın.
- STATLOCK STABILİZASYON CIHAZI ANKOR PEDİNİN YAPİŞKANINI AALKOL İLE ÇIKARIN.

### Kullanmadan önce dikkatlice okuyun.

### Güvenlik ve Etkinlik Hususları:

StatLock stabilizasyon cihazı yalnızca tek kullanımlıktr. Rx only. Yalnızca steril bir kiti bir bileşen olarak eklendiğinde sterildir. Bu ambalaj steriliyiyi korumaz; kateter kiti ambalajı açıldığtan sonra bir kez kullanın. Ambalaj açılmış veya hasarlısa atın.

StatLock stabilizasyon cihazı ve bileşenleri üzerinde değişiklik yapmayın. İşlem anatomik yer işaretleri, güvenli teknik ve potansiyel komplikasyonlar konusunda bilgi sahibi olan eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

### Cihazın Tanımı/Kullanım Amacı:

StatLock stabilizasyon cihazı, uyumu kanatlı kateterler için bir stabilizasyon cihazıdır.

### Kontrendikasyonlar:

Bilinen bant veya yapışkan alerjileri.

**Dikkat:** Kullanıldan sonra, bu ürün potansiyel bir biyolojik tehlike olabilir.  
**Açıklama:** Kabul gören tıbbi uygulama ve yürürlükteki yerel, eyalet düzeyindeki ve federal yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde muamele edin ve atan.


### ⚠️ Uyarılar ve Önlemler


1. Konfüzyon yaşayan hasta veya yapışmayan cilt gibi yapışma kabıbının yaşanabileceği durumlarda StatLock stabilizasyon cihazını kullanmayın.
2. StatLock stabilizasyon cihazının uygulanması ve çıkarılması sırasında evrensel kan ve vücut sıvısı önlemlerine ve enfeksiyon kontrol prosedürlerine riayet edin.

3. StatLock stabilizasyon cihazının alkol veya aseton ile teması girmesini önlemeyin; her iki madde de bileşenlerin tutunmasını ve StatLock stabilizasyon cihazı pedinin yapışmasını zayıflatırabilir.
4. StatLock stabilizasyon cihazının uygulanması ve çıkarılması sırasında kateter/tüp manipülasyonunu en aza indirin.
5. StatLock stabilizasyon cihazının yer aldığı pansumur değişimi sırasında yerleştirme alanındaki veya yakınındaki santral venöz kateterlere mutlaka yapışkan serit uygulayın.
6. Hedeflenen cilt bölgesindeki yağı ve nemlendiriciyi giderin.
7. StatLock stabilizasyon cihazı, kurum protokolüne uygun şekilde izlenmeli ve yenisiyle değiştirilmelidir.
8. Uyarı: Tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır. Tekrar kullanmayın. Tekrar kullanılması /veya tekrar ambalajlanması, hasta veya kullanıcı açısından enfeksiyon riski oluşturabilir, cihazın yapışal bütünlüğünü /veya temel malzeme ve tasarım özelliklerini olumsuz etkileyerek cihazın arızalanmasına yol açabilir/ veya hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölmesine yol açabilir.
9. Uyarı: Tekrar sterilize etmeyein. Enfeksiyöz komplikasyonlara yol açabilecek, belirlenmeyecek derecede potansiyel pirojenik veya mikrobiyal kontaminasyon nedeniyle, tekrar sterilizasyon sonrasında tek kullanımlık cihazın sterilitesi garanti edilemez. Tekrar sterilizasyon, cihazın yapışal bütünlüğünü, temel malzeme ve/veya tasarım özelliklerini olumsuz etkileyebilir ve cihaz işlevselliliğinin tahmin edilemeyecek şekilde kaybedilmesine ve/veya cihazın arızalanmasına yol açabilir.
10. ABD federal yasalarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.


StatLock stabilizasyon cihazının uygulanmasında ve çıkarılmasında aseptik teknik kullanın.

Bu ürün ve ambalajı doğal kauçuk lateks veya DEHP içermez.






1



2



3

### Önemli:

Şeffaf pınsumanı çıkarırken çizimde gösterilen "gerdirmeye teknikini" kullanın.

### Not:

- StatLock stabilizasyon cihazı pedi, uygun kateter/tüp pozisyonunun doğrulanmasından sonra yapılandırılmalıdır.
- StatLock stabilizasyon cihazının yer aldığı pınsuman değişimi sırasında güvenliği artırmak için santral venöz kateterlere yapışkan şerit uygulayın.

*Meksika'da monte edilmiştir.*

*StatLock, C. R. Bard, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.*

*Arrow, Teleflex Incorporated veya kuruluşlarının bir tescilli ticari markasıdır.*

# Прилад для стабілізації катетера StatLock PICC Plus

## Ключові моменти щодо використання приладу для стабілізації StatLock PICC Plus:

- ПІДГОТОВІТЕ необхідну ділянку шкіри за допомогою засобу для обробки шкіри (може бути включений або не включений) і ДАЙТЕ ПОВНІСТЮ ВИСХУНТИ.
- Розмістіть отвори для швів у крілі катетера над штифтами приладу для стабілізації StatLock (перед приkleюванням подушечок). Закріпіть кришки, зніміть паперову підкладку та покладіть на необхідну ділянку шкіри.
- Щоб зняти, підніміть пластикові кришки одночасно з одного боку.
- ВИТРІТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СПІРТУ КЛЕЙ ОПОРНОЇ ПОДУШЕЧКИ ПРИЛАДУ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ STATLOCK.

## Прочитайте уважно перед використанням.

### Обговорення безпечності та ефективності:

Прилад для стабілізації StatLock призначений лише для одноразового використання. Rx only. Стерильний лише в тому випадку, якщо входить до складу стерильного набору. Ця упаковка не зберігає стерильності; використовуйте відразу після відкриття упаковки набору катетера. Не використовуйте, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.

Не змініть прилад для стабілізації StatLock або компоненти. Процедуру повинен проводити досвідчений персонал, добре обізнаний із анатомічними орієнтирами, безпечною методикою і можливими ускладненнями.

### Опис приладу/Цільове призначення:

Прилад для стабілізації StatLock - це прилад для стабілізації для сумісних катетерів – «метеликів».

### Протипоказання:

Алергія в анамнезі на скотч або клей.

**Увага!** Після використання цей виріб може становити потенційну біологічну небезпеку. Поводьтеся з ним та утилізуйте його відповідно до прийнятої медичної практики та застосовних місцевих, державних і федеральних законів і правил.

### ⚠ Застереження та запобіжні заходи


1. Не використовуйте прилад для стабілізації StatLock у випадках можливої втрати адгезії, наприклад, у пацієнта у спутаному стані свідомості або у випадку шкіри, що не прилипає.

2. Дотримуйтесь загальних запобіжних заходів щодо крові та біологічних рідин, а також процедур інфекційного контролю під час накладання та зняття приладу для стабілізації StatLock.
3. Уникайте контакту приладу для стабілізації StatLock з спиртом або ацетоном, оскільки вони можуть послабити з'єднання компонентів та прилипання подушечки приладу для стабілізації StatLock.
4. Зведіть до мінімуму маніпуляції з катетером/трубкою під час накладання та зняття приладу для стабілізації StatLock.
5. Завжди накладайте клейку стрічку на центральні веноznі катетери в місці введення або поруч із ним під час зміни пов'язки із використанням приладу для стабілізації StatLock.
6. Видаліть жир і зволожуючий крем із цільової ділянки шкіри.
7. Прилад для стабілізації StatLock необхідно контролювати та замінювати відповідно до протоколу закладу.
8. Застереження! Призначений для одноразового використання. Не застосовуйте повторно. Повторне використання та/або перепакування можуть створити ризик інфікування пацієнта або користувача, порушити структурну цілісність та/або основні характеристики матеріалу та конструкції приладу, що може привести до виходу приладу з ладу та/або привести до травмування, захворювання чи смерті пацієнта.

9. Застереження! Не стерилізуйте повторно. Стерильність одноразового виробу не гарантується після повторної стерилізації через невизначеній ступінь потенційного пірогенного або мікробного забруднення, яке може привести до інфекційних ускладнень. Повторна стерилізація може порушити структурну цілісність, основні характеристики матеріалу та/або конструкції та привести до непередбачуваної втрати функціональності та/або поломки приладу.
10. Федеральний закон (США) обмежує продаж цього пристрою за замовленням лікаря.


Використовуйте асептичний метод для накладання та зняття приладу для стабілізації StatLock.

Цей продукт і упаковка не містять натурального гумового латексу або ДЕГФ.




ФОРМИ ПОДУШЕЧОК






1



2



3

### Важливо!

Використовуйте зображену «техніку розтягування» при знятті прозорої пов'язки.

### Примітка:

- Подушечку приладу для стабілізації StatLock можна приkleїти після підтвердження правильного положення катетера/ трубки.
- Накладайте клейку стрічку на центральні венозні катетери для додаткової безпеки під час зміни пов'язки із використанням приладу для стабілізації StatLock.

*Зібрано в Мексиці.*

*StatLock є зареєстрованою торговою маркою компанії C. R. Bard, Inc.*

*Arrow є зареєстрованою торговою маркою компанії Teleflex Incorporated або її дочірніх компаній.*





EU Authorized Representative  
and Importer:



Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Ireland

S-01552-100A, Rev. 01 (2023-02)

Manufactured by:

**Bard Access Systems, Inc.**  
605 North 5600 West  
Salt Lake City, UT 84116 USA

Manufactured for:

**Arrow International LLC**  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
3015 Carrington Mill Blvd., Morrisville, NC 27560 USA  
USA: 1 866 246 6990 | International: +1 919 544 8000

**Teleflex®**