

**AGB<sup>+</sup>**

# Pressure Injectable Two-Lumen CVC Kit

REF **CDA-46702-P1A****Contents:**

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. x 20 cm Pressure Injectable Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, ARROWgãrd Blue PLUS® Antimicrobial Surface Treatment<sup>1</sup>, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Straight Soft Tip on One End – "J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Syringe: 10 mL Luer-Lock
- 1: Injection Needle: Eclipse™<sup>2</sup> 22 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm) RW and 5 mL Luer-Slip Syringe
- 1: Injection Needle: Eclipse™<sup>2</sup> 25 Ga. x 1" (2.54 cm) RW and 3 mL Luer-Lock Syringe
- 1: Introducer Needle: Echogenic 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator
- 1: Clamp: Catheter
- 1: Fastener: Catheter Clamp
- 1: SharpsAway II™ Locking Disposal Cup
- 2: CSR Wraps
- 1: Maximal Barrier Drape™ with 4" fenestration
- 1: Towel
- 1: Needle Holder
- 1: Forceps
- 1: Safety Scalpel: #11
- 1: Checklist/CLIP Sheet<sup>4</sup>
- 1: Flow Rate Information Card with Injection Log<sup>4</sup>
- 1: Sterile Procedure Sign<sup>4</sup>
- 1: Dressing: Tegaderm®<sup>3</sup> 10 cm x 12 cm
- 2: Gauze Pads: 2" x 2"
- 5: Gauze Pads: 4" x 4"
- 1: Surgical Apparel: Bouffant Cap
- 1: Surgical Apparel: Impervious Gown
- 1: Surgical Apparel: Mask with Eye Shield
- 1: Suture: 3-0 Silk with Curved Needle
- 1: HemoHopper® Fluid Receptacle

<sup>1</sup> Licensed under US Patent Nos. 6,706,024; 6,872,195 and 7,329,412.  
<sup>2</sup> A trademark of Becton, Dickinson and Company.  
<sup>3</sup> A registered trademark of 3M Company.  
<sup>4</sup> Packaged externally to the sterile kit.

**PT Kit CVC ARROWgãrd BLUE PLUS Duplo-Lúmen Para Infusão Sobre Pressão**

Aviso: Leia todos os avisos, precauções e instruções de inserção presentes na embalagem antes do uso. O não cumprimento desta orientação poderá resultar em danos graves ou até no óbito do paciente.

Contraindicações: O cateter antimicrobiano ARROWgãrd Blue PLUS é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida à clorexidina, sulfadiazina de prata e/ou sulfonamida (consulte as instruções do produto para obter referências).

Esterilizado. Uso único - não re-esterilizar. Esterilizado em óxido de etileno. Manter longe da luz solar. Manter em local seco. Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não é feito de borracha de latex natural. Os componentes das áreas de passagem de líquidos não são pirogênicos.

Armazenar abaixo de 25°C (77°F). Evitar calor excessivo acima de 40°C (104°F).


**ES Kit CVC ARROWgãrd BLUE PLUS Doble-Lumen de Inyección a Presión**

Advertencias: Lea todas las advertencias, precauciones e instrucciones del impreso en el envase antes de usar. No hacerlo puede ocasionar graves lesiones o la muerte del paciente.

Contraindicaciones: El catéter antimicrobiano ARROWgãrd Blue PLUS está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina, la sulfadiazina de plata o las sulfamidas (consulte las instrucciones del producto).

Aséptico. Descartable. No lo vuelva a esterilizar. Esterilizado únicamente con óxido de etileno. Manténgase en un lugar seco y alejado de la luz solar directa. No lo utilice si el envase estaba abierto o dañado. No contiene Latex de goma natural. Los componentes de la vía de líquidos no son pirogênicos.

Almacenar a menos de 25 °C (77 °F). Evite las temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F).



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)	MAX Pressure Injection Flow Rate‡ (mL/sec)
Distal (16 Ga.)	0.42	3150	5
Proximal (16 Ga.)	0.45	2800	10

\* Priming volumes are approximate and are done without injection caps.  
 † Based on 100 cm head height.  
 ‡ Pressure injection flow rates are determined using media of 11.8 centipoise (cP) viscosity, with 152 cm administration set tubing.



Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.


Contraindications: The ARROWgãrd Blue PLUS® antimicrobial catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).

Sterile. Single use – do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Keep away from sunlight. Keep dry. Do not use if package has been previously opened or damaged. Not made with natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic.

Store below 25°C (77°F). Avoid excessive heat above 40°C (104°F).

**ARROW**  
INTERNATIONAL  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA  
[www.arrowvascular.com](http://www.arrowvascular.com)

A-46702-100C (9/16)

**AGB<sup>+</sup>**

# Pressure Injectable Two-Lumen CVC Kit

REF **CDA-46702-P1A****7** Fr.**2** Lumen**20** cm catheter length**.032** inch dia. spring-wire guide**ARROW**  
INTERNATIONAL