

Product No. CA-04800

Latex-Free

Central Venous Catheterization Kit

ARROW®

Catheter Diameter: 16 Ga., 1.7 mm

Priming Volume: 0.17 cc

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 cc.

Flow Rate: 3600 cc/hr

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

Contents:

- One: Indwelling Catheter: 16 Ga. x 6" (16 cm)
Radiopaque Polyurethane with
Integral Suture Wing
- One: Spring-Wire Guide: .032" (.81 mm) dia. x
17-13/16" (45cm) (Straight Soft Tip
on One End – "J" Tip on Other)
- One: Catheter: 18 Ga. x 1-9/16"
(3.97 cm) Radiopaque over
20 Ga. RW Introducer Needle
- One: Injection Needle: 22 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm)
- One: Injection Needle: 25 Ga. x 1" (2.54 cm)
- One: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2"
(6.35 cm) XTW
- Two: Syringes: 5 cc Luer-Slip
- One: Tissue Dilator
- One: T-Port Connector
- One: CSR Wrap
- One: Drape: 24" x 40" with 2-5/8" fenestration,
with adhesive
- One: Scalpel: #11
- Three: Gauze Pads: 2" x 2"
- Four: Gauze Pads: 4" x 4"
- Two: Prep Sponge Swabs
- One: Suture: 3-0 Nylon with Straight Needle
- One: Tray: Prep

Rx only.

Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

This product contains **NO** natural rubber latex.



Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Kit de cathétérisme veineux central

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. **SANS LATEX**

Ausstattung für zentralen Venenkatheter

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. **LATEXFREI**

Kit per cateterismo della vena centrale

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. **SENZA LATTICE**

Kit de Cateterização Venosa Central

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. **SEM LÁTEX**

Juego de cateterización venosa central

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. **SIN LÁTEX**

Uppsättning för central venkatetrering

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. **LATEXFRI**

IA-04800-1006 (6/08)



Product No.
CA-04800

16^{Ga.}

16 cm
catheter
length

.032 inch dia.
spring-wire
guide

Central Venous Catheterization Kit

Peel to
Open
LATEX-FREE