

REF GH-04120

Latex-Free

Radial Artery Catheterization Set

ARROW®

Catheter Diameter: 20 Ga., 1.1 mm

Contents:

- One: Indwelling Catheter: 20 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque Polyurethane with Integral Suture Wing
- One: Spring-Wire Guide: .021" (.53 mm) dia. x 13-13/16" (35 cm) (Straight Soft Tip on Both Ends)
- One: Introducer Needle: 20 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm) XTW

Rx only.

Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains NO natural rubber latex.

 Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



Jeu de cathétérisme pour l'artère radiale

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser gravement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. **SANS LATEX**

Besteck zur Katheterisierung der Arteria radialis

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. **LATEXFREI**

Kit per cateterismo dell'arteria radiale

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. **SENZA LATTICE**

Conjunto de Cateterização da Artéria Radial

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. **SEM LATEX**

Conjunto de cateterización de arteria radial

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. **SIN LATEX**

Set för radiell artärkatetrisering

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. **LATEXFRI**

REF
GH-04120

20 Ga.

.021

inch dia.
spring-wire
guide

Radial Artery Catheterization Set

IH04120-1308 (2021-04)

ARROW
INTERNATIONAL

Peel to
Open
LATEX-FREE