

REF PI-01351-LS

LATEX-FREE

PICC Seldinger Conversion Set

to be used with Arrow 3 Fr. PICC

ARROW®

Contents:

- One: Sheath: 17 Ga. x 2-3/4"
(7 cm) Radiopaque Peel-Away
over 3 Fr. Dilator
- One: Spring-Wire Guide: .016"
(.40 mm) dia. x 13-1/8" (33 cm)
(Straight Soft Tip on Both Ends)
- One: Catheter: 22 Ga. x 1-3/4"
(4.45 cm) Radiopaque over
25 Ga. RW Introducer Needle
- One: Introducer needle: 21 Ga. x
1-1/2" (3.81 cm) TW
- One: Introducer Needle: 21 Ga. x 2-3/4"
(7 cm) TW with Echogenic Tip

Rx only.

Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains **NO** natural rubber latex.

 Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



Jeu de conversion CCIP Seldinger à utiliser avec le CCIP Arrow 3 Fr.

Attention: Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. SANS LATEX

Seldinger-PEZK-Konversionsbesteck zum Gebrauch mit Arrow PEZK (3 Fr.)

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. LATEXFREI

Set di conversione Seldinger per cateteri centrali a inserimento periferico per l'uso con cateteri centrali a inserimento periferico da 3 Fr. Arrow

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocare la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. SENZA LATTICE

Conjunto de Conversão Seldinger PICC para utilizar com PICC Arrow 3 Fr.

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. SEM LÁTEX

Conjunto de conversión Seldinger para catéter de vena central de inserción periférica (PICC), a utilizar con PICC de 3 Fr. de Arrow

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. SIN LÁTEX

Set för PICC Seldinger-omvandling för bruk med Arrows 3 Fr. PICC

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. LATEXFRÍ

1101351-1-32C (2021-03)

REF
PI-01351-LS to be used with 3 Fr. PICC .016 inch dia. spring-wire guide
Arrow
PICC Conversion Set

ARROW
INTERNATIONAL®

Peel to
Open
LATEX-FREE