

REF PI-01552-SS

LATEX-FREE

PICC Seldinger Conversion Set  
to be used with Arrow 5 Fr. PICC

ARROW®

Contents:

- One: ..... Sheath: 14 Ga. x 1-1/4" (3.18 cm) Radiopaque Peel-Away over 5 Fr. Dilator
- One: ..... Spring-Wire Guide: .025" (.64 mm) dia. x 13-1/8" (33 cm) (Straight Soft Tip on Both Ends)
- One: ..... Catheter: 18 Ga. x 1-9/16" (3.97 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- One: ..... Introducer Needle: 20 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm) XTW

Rx only.


**Warning:** Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains **NO** natural rubber latex.

Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland



**Jeu de conversion CCIP Seldinger à utiliser avec le CCIP Arrow 5 Fr.**

**Attention :** Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. **SANS LATEX**

**Seldinger-PEZK-Konversionsbesteck zum Gebrauch mit Arrow-PEZK (5 Fr.)**

**Warnung:** Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. **LATEXFREI**

**Set di conversione Seldinger per cateteri centrali a inserimento periferico per l'uso con cateteri centrali a inserimento periferico da 5 Fr. Arrow**

**Attenzione:** prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. **SENZA LATTICE**

**Conjunto de Conversão Seldinger PICC para utilizar com PICC Arrow 5 Fr.**

**Aviso:** Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. **SEM LATEX**

**Conjunto de conversión Seldinger para catéter de vena central de inserción periférica (PICC), a utilizar con PICC de 5 Fr. de Arrow**

**Aviso:** Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. **SIN LATEX**

**Set för PICC Seldinger-omvandling för bruk med Arrows 5 Fr. PICC**

**Varning:** Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. **LATEXFRI**

11015521318 (4/16)

REF PI-01552-SS to be used with 5 Fr. PICC Arrow .025 inch dia. spring-wire guide  
PICC Seldinger Conversion Set

ARROW INTERNATIONAL

Peel to Open LATEX-FREE