

# REF SI-09803-CV

## Percutaneous Sheath Introducer Set

with Integral Hemostasis Valve/Side Port  
for use with 7 - 7.5 Fr. Catheters

# ARROW®

Sheath O.D.: 8.5 Fr., 3.6 mm

### Contents:


- One: ..... Sheath: 8.5 Fr. x 4" (10 cm)  
Arrow-Flex® Radiopaque Polyurethane  
with Integral Hemostasis Valve/  
Side Port and Tissue Dilator
- One: ..... Spring-Wire Guide: .035" (.89 mm) dia.  
x 17-13/16" (45 cm) (Straight Soft Tip  
on One End — "J" Tip on Other)
- One: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- One: Cath-Gard® Catheter Contamination Shield: 80 cm
- One: ..... Obturator: 8 Fr.
- One: ..... Tape: Sterile

### Rx only.


**Warning:** Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains dry natural rubber.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland



### Jeu d'introduction de gaines par voie percutanée avec valve hémostatique/port latéral intégrés

**Attention :** Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé.

### Perkutanes Schleuseneinführbesteck mit eingebauter Hämostaseventil/Seitenanschluß-Baugruppe

**Warnung:** Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen.

### Set per introduzione di guaina percutanea con valvola emostatica/ bocchetta laterale incorporate

**Attenzione:** prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata.

### Conjunto de Introdução de Bainha Percutânea com Dispositivo de Válvula de Hemostase Integral e Porta Lateral

**Aviso:** Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada.

### Conjunto introductor de vaina percutánea con válvula hemostática y orificio lateral integrales

**Aviso:** Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado.

### Set för perkutan skyddsintroducera med integral hemostasventil/ sidoöppning

**Varning:** Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad.

11-09803-131A (3/10)

# ARROW®

INTERNATIONAL

REF  
SI-09803-CV

8.5 Fr.

10 cm  
sheath  
length

.035 inch dia.  
spring-wire  
guide

Percutaneous Sheath Introducer Set

Peel to  
Open