

Antimicrobial surfaces utilizing chlorhexidine acetate and silver sulfadiazine

Sheath O.D.: 8.5 Fr., 3.6 mm

Contents:

1: Sheath: 8.5 Fr. x 4" (10 cm)
Arrow-Flex® Radiopaque Polyurethane
with ARROWgard® Antimicrobial Surface Treatment¹,
Integral Hemostasis Valve/Side Port and Tissue Dilator

1: Spring-Wire Guide:
.035" (0.89 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm)
(Straight Soft Tip on One End – "J" Tip on Other)

1: ... Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW

1: Cath-Gard® Catheter Contamination Shield:
80 cm with Sterile Tape

1: Obturator: 8 Fr.

3: Gauze Pads: 4" x 4"

¹ Licensed under US Patent No. 6,706,024.

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Contraindications: The ARROWgard Blue® antimicrobial sheath introducer is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine, and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Store below 25°C (77°F).
Avoid excessive heat above 40°C (104°F).



Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road, Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



REF SI-09880-AG

Percutaneous Sheath Introducer Set with ARROWgard Blue® Sheath and Integral Hemostasis Valve/Side Port for use with 7 - 7.5 Fr. Catheters

ARROW®

- FR** Jeu d'introduction de gaines par voie percutanée avec gaine ARROWgard Blue et valve hémostatique/port latéral intégrés pour emploi avec les cathéters 7 - 7,5 Fr.
Conservez le produit à une température inférieure à 25°C. Veillez à ne pas exposer le produit à une chaleur excessive supérieure à 40°C.
- DE** Perkutanes Schleuseneinführbesteck mit ARROWgard-Blue-Schleuse und eingebauter Hämostaseventil/Seitenanschluß-Baugruppe zum Gebrauch mit Kathetern der Größen 7 - 7,5 Fr.
Unter 25°C lagern. Zu hohe Temperaturen über 40°C vermeiden.
- IT** Set per introduzione di guaina percutanea con guaina ARROWgard Blue e valvola emostatica/bocchetta laterale incorporate per l'uso con cateteri da 7 - 7,5 Fr.
Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C. Evitare il calore eccessivo superiore a 40°C.
- PL** Zestaw do przezskórnego wprowadzania koszulki, z koszulką ARROWgard Blue i integralnym zaworem hemostaticznym/portem bocznym, do użycia z cewnikami o rozmiarze 7 - 7,5 Fr.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed temperaturą powyżej 40°C.
- PT** Conjunto de Introdução de Bainha Percutânea com Bainha ARROWgard Blue e Dispositivo de Válvula de Hemostase Integral e Porta Lateral, para utilizar com Cateteres 7 - 7,5 Fr.
Conservar a temperaturas inferiores a 25°C. Evitar temperaturas superiores a 40°C.
- RU** Комплект чрескожной капсулы-интубатора с капсулой ARROWgard Blue и несъемным гемостазным клапаном/боковым портом, для использования с катетерами 7 - 7,5 Fr.
Хранить при температуре ниже 25°C. Избегать нагрева свыше 40°C.
- SL** Uvajalni komplet s perkutanim tulcem s tulcem ARROWgard Blue in vgrajenim hemostatskim ventilom/stranskim vhomom za uporabo s katetri 7 - 7,5 Fr.
Shranjujte pod 25°C. Izogibajte se prekomerni vročini nad 40°C.
- ES** Conjunto introductor de vaina percutánea con vaina ARROWgard Blue y válvula hemostática y orificio lateral integrales para uso con catéteres de 7 a 7,5 Fr.
Almacenar a temperaturas inferiores a 25°C. Evite temperaturas excesivas por encima de 40°C.
- SV** Set för perkutan skyddsintroducerare med ARROWgard Blue-skydd och integral hemostasventil/sidoöppning för bruk med katetrar mellan 7 och 7,5 Fr.
Förvaras vid temperatur under 25°C. Undvik höga temperatur över 40°C.
- TR** Perkütan Kılıf İntroducer Seti, ARROWgard Blue Kılıfı ve Entegre Hemostaz Valfi/Yan Portlu, 7 - 7,5 Fr. Kateterler ile kullanılmak üzere
25°C'in altında saklayın. 40°C'in üzerindeki aşırı ısıdan sakının.

1109880-135C (11/11)

ARROW®

INTERNATIONAL

REF
SI-09880-AG

8.5 Fr.

10 cm
sheath
length

.035 inch dia.
spring-wire
guide

Percutaneous Sheath Introducer Set with ARROWgard Blue® Sheath

Peel to
Open