

REF AK-04050-S

# Internal Jugular Puncture Kit with Blue FlexTip® Catheter

# ARROW®

Catheter Diameter: 16 Ga., 1.7 mm

Priming Volume: 0.17 mL

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap.

Flow Rate: 3917 mL/hr

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

Contents:


- One: . . . . . Indwelling Catheter: 16 Ga. x 6" (16 cm) Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Integral Suture Wing
- One: . . . . . Spring-Wire Guide: .035" (.89 mm) dia. x 12" (30 cm) (Straight Soft Tip on Both Ends)
- One: . . . . . Catheter: 18 Ga. x 1-9/16" (3.97 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- One: . . . . . Introducer Needle: 18 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm) XTW
- One: . . . . . Injection Needle: 22 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm)
- One: . . . . . Injection Needle: 25 Ga. x 1" (2.54 cm)
- Two: . . . . . Syringes: 3 mL Luer-Lock
- One: . . . . . Tissue Dilator
- One: . . . . . Drape: 18" x 26" with 3" fenestration
- One: . . . . . CSR Wrap
- Three: . . . . . Gauze Pads: 2" x 2"
- One: . . . . . Prep Sponge Swab

Rx only.

**Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**


Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

Does not contain natural rubber latex.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 US

 Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland

[www.arrowintl.com](http://www.arrowintl.com)



### Kit de ponction jugulaire interne avec cathéter Blue FlexTip

**Attention :** Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé.

### Ausstattung zur Punktion der Vena jugularis interna mit Blue-FlexTip-Katheter

**Warnung:** Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen.

### Kit per puntura della jugulare interna con catetere Blue FlexTip

**Attenzione:** prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata.

### Kit de Punção da Jugular Interna com Cateter Blue FlexTip

**Aviso:** Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada.

### Juego para punción de la jugular interna con catéter Blue FlexTip

**Aviso:** Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado.

### Uppsättning för invärtes jugularpunktur med Blue FlexTip-kateter

**Varning:** Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad.

IK-04050-131A (10/10)



REF AK-04050-S 16<sup>Ga.</sup> 16 cm catheter length .035 inch dia. spring-wire guide

Internal Jugular Puncture Kit with Blue FlexTip® Catheter

Peel to Open