


Lumen	Priming Vol.* (cc)	Flow Rate† (cc/hr)
Distal (14 Ga.)	0.57	5000
Proximal (18 Ga.)	0.40	1500

* Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 cc.

† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.



Contents:

- One: Two-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. x 8" (20 cm) Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps, Injection Site Caps
- One: Spring-Wire Guide, Marked: .032" (.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Straight Soft Tip on One End – "J" Tip on Other) with Arrow Advancer™¹
- One: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- One: Fastener: Catheter Clamp
- One: Pressure Transduction Probe
- One: Introducer Needle: 22 Ga. x 2-3/4" (6.98 cm) TW
- One: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 cc Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe²
- One: Injection Needle: 22 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm) and 5 cc Luer-Slip Syringe
- One: Injection Needle: 25 Ga. x 1" (2.54 cm) and 3 cc Luer-Lock Syringe
- Two: Dust Caps: Non-Vented
- One: Clamp: Catheter
- One: Tissue Dilator
- One: CSR Wrap
- One: Drape: 21" x 36" with 2-3/4" fenestration, with adhesive
- Four: Dressings: 4" x 4"
- Two: Gauze Pads: 2" x 2"
- One: Scalpel: #11
- Two: Prep Sponge Swabs
- Two: Stopcocks: 3-way
- One: Suture: 3-0 Silk with Straight Needle
- One: Tray: Prep
- Two: UserGard® Needle-Free Injection Hubs
- One: SharpsAway® Disposal Cup

¹ US Patent Nos. 5,484,419 and 6,477,402.

² Licensed under US Patent No. 5,045,065.

Rx only.

Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains **NO** natural rubber latex.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road, Reading, PA 19605 USA

TELEFLEX Medical
IDA Business and Technology Park, Athlone, Ireland



ARROW
INTERNATIONAL

REF AK-17702-J

Latex-Free

Two-Lumen Central Venous Catheterization Kit with Blue FlexTip® Catheter

ARROW®

Kit de cathétérisme veineux central à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. **SANS LATEX**

Ausstattung für zweilumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. **LATEXFREI**

Kit per cateterismo della vena centrale a due lumi con catetere Blue FlexTip

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. **SENZA LATTICE**

Kit de Cateterização Venosa Central com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. **SEM LÁTEX**

Juego de cateterización venosa central de dos luces con catéter Blue FlexTip

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. **SIN LÁTEX**

Uppsättning för tvåkanalig central venkatetrering med Blue FlexTip-kateter

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. **LATEXFRI**

IK-17702-135A (4/10)

REF **AK-17702-J** **7 Fr.** **2 Lumen** **20 cm** catheter length **.032** inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Central Venous Catheterization Kit with Blue FlexTip® Catheter

Peel to Open
LATEX-FREE