


Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)	Pump Flow Rate‡ (mL/hr)
Distal (18 Ga.)	0.35	575	2450
Proximal (20 Ga.)	0.32	160	1025

* Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

‡ Pump flow rates determined at maximum pump pressure of 10 psig.



Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 5 Fr. x 19-1/2" (50 cm) Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps, Injection Site Caps
- 1: Sheath: 14 Ga. x 4" (10 cm) Radiopaque Peel-Away over 5 Fr. Dilator
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .018" (0.46 mm) dia. x 31-1/2" (80 cm) (Straight Soft Tip on One End — Straight Stiff Tip on Other)
- 1: Spring-Wire Guide: .018" (0.46 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm) (Straight Soft Tip on Both Ends)
- 1: Introducer Needle: 21 Ga. x 2-3/4" (7 cm) TW with Echogenic Tip
- 1: Syringe: 5 mL Luer-Slip
- 1: Foil-Laminated Pouch 79% Skin Protectant Prep Pad
- 1: Clamp: Catheter
- 1: Fastener: Catheter Clamp
- 1: Dressing: STATLOCK®¹ Catheter Stabilization Device
- 1: Chart Sticker
- 1: Patient ID Card
- 1: Patient Information Booklet
- 1: Paper Tape Measure

¹ A registered trademark of C. R. Bard, Inc.

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

CE/REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



REF PR-05052-MW

PICC Two-Lumen Peripherally Inserted Central Catheter Set with Blue FlexTip® Catheter for Radiology Placement with 80 cm Palladium Tipped, Marked Wire

ARROW®

FR Jeu de cathéter central inséré périphériquement (CCIP) à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip pour mise en place sous radioscopie, avec un fil gradué de 80 cm à embout en palladium

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient.

DE PEZK-Besteck für zweilumigen, peripher eingeführten zentralen Katheter mit Blue FlexTip-Katheter zur Platzierung unter radiologischer Kontrolle, mit einem 80 cm langen Draht mit Palladiumspitze und Markierung

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen.

IT Set per catetere centrale a inserimento periferico (PICC) a due lumi con catetere Blue FlexTip per posizionamento radiografico con filo marcato da 80 cm e punta Palladium

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte.

PT Conjunto de Cateter Central de Introdução Periférica PICC com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip para Controlo Radiológico com Fio Marcado de 80 cm e Ponta de Paládio

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte.

ES Conjunto de catéter para vena central de inserción periférica (PICC) de dos luces con catéter Blue FlexTip para colocación en procedimientos radiológicos con alambre marcado de 80 cm y punta de paladio

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.

SV PICC tvåkanaligt perifert infört centralkateterset med Blue FlexTip-kateter för radiologiplacering med 80 cm lång palladiumspetsförsedd, markerad tråd

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan försäkra allvariga patientskador eller dödfall.

IR-05052-131C (5/16)

REF PR-05052-MW 5 Fr. 2 Lumen 50 cm catheter length .018 inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Peripherally Inserted Central Catheter Set with Blue FlexTip® Catheter

ARROW®
INTERNATIONAL

REF PR-05052-MW 5 Fr. 2 Lumen 50 cm catheter length .018 inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Peripherally Inserted Central Catheter Set with Blue FlexTip® Catheter

Peel to Open