

REF ES-04150

Pediatric Jugular Catheterization Set

ARROW®

Catheter Diameter: 20 Ga., 1.1 mm

Priming Volume: 0.12 mL

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

Flow Rate: 1700 mL/hr

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.


Contents:

- 1: Indwelling Catheter: 20 Ga. x 5" (12 cm) Radiopaque Polyurethane with Integral Suture Wing
- 1: Spring-Wire Guide: .025" (0.64 mm) dia. x 13-3/4" (35 cm) (Straight Soft Tip on One End — "J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: Introducer Needle: 20 Ga. x 2" (5.08 cm) XTW
- 1: Syringe: 3 mL Luer-Slip
- 2: Tissue Dilators
- 1: Clamp: Catheter
- 1: Fastener: Catheter Clamp

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



FR Jeu de cathétérisme jugulaire pédiatrique

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient.

DE Besteck zur Katheterisierung der Vena jugularis bei Kindern

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen.

IT Set per cateterismo giugulare pediatrico

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte.

PL Pediatryczny zestaw do cewnikowania żyły szyjnej

Ostrzeżenie: Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje zamieszczone w dołączonej do opakowania ulotce. Niespełnienie tego zalecenia może spowodować ciężkie obrażenia lub zgon pacjenta.

PT Conjunto Pediátrico de Cateterização Jugular

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte.

RU Педиатрический комплект для прокола яремной вены

Предостережение: Перед применением изделия изучите все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, находящиеся внутри упаковки. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме пациента или его смерти.

SL Komplet za pediatrično jugularno katetrizacijo

Opozorilo: Pred uporabo preberite vsa priložena opozorila, previdnostne ukrepe in navodila. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb ali smrti bolnika.

ES Conjunto de cateterización de vena yugular para uso pediátrico

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.

SV Set för pediatrik jugularkatetrisering

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan försaka allvariga patientskador eller dödsfall.

TR Pediyatrik Jüğüler Kateterizasyon Seti

Uyarı: Kullanmadan önce tüm prospektüsteki uyarıları, önlemleri ve talimatını okuyun. Aksi halde hastanın ciddi şekilde zarar görmesine veya ölümüne neden olunabilir.

IS-04150-1308 (9/11)

ARROW
INTERNATIONAL

REF ES-04150 20 Ga. 12 cm catheter length .025 inch dia. spring-wire guide
Pediatric Jugular Catheterization Set

Peel to Open