

REF ES-04218

Central Venous  
Catheterization Set

ARROW®

Catheter Diameter: 18 Ga., 1.4 mm

**Priming Volume:** 0.20 mL

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

**Flow Rate:** 2300 mL/hr

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

**Contents:**

- 1: ..... Indwelling Catheter: 18 Ga. x 8"  
(20 cm) Radiopaque Polyurethane  
with Integral Suture Wing
- 1: ..... Spring-Wire Guide, Marked: .025"  
(0.64 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm)  
(Straight Soft Tip on One End — "J" Tip  
on Other) with Arrow Advancer™
- 1: ..... Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2"  
(6.35 cm) RW
- 1: ..... Syringe: 5 mL Luer-Slip
- 1: ..... Tissue Dilator
- 1: ..... Clamp: Catheter
- 1: ..... Fastener: Catheter Clamp

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

**Rx only.**

**Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.



Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA



Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland

**FR Jeu de cathétérisme veineux central**

**Attention :** Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Tous les éléments sont conformes à la norme CE 0086 sauf mention contraire.

**DE Besteck für zentralen Venenkatheter**

**Warnung:** Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.

**IT Set per cateterismo della vena centrale**

**Attenzione:** prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Tutti i componenti sono CE 0086 a meno di diversa comunicazione.

**PL Zestaw do cewnikowania żył centralnych**

**Ostrzeżenie:** Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje zamieszczone w dołączonej do opakowania ulotce. Niespełnienie tego zalecenia może spowodować ciężkie obrażenia lub zgon pacjenta. Wszystkie komponenty posiadają certyfikat CE 0086, o ile nie oznaczono inaczej.

**PT Conjunto de Cateterização Venosa Central**

**Aviso:** Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Todos os componentes estão em conformidade com CE 0086, salvo indicação em contrário.

**RU Комплект для катетеризации главных вен**

**Предостережение:** Перед применением изделия изучите все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, находящиеся внутри упаковки. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме пациента или его смерти. Все компоненты соответствуют CE 0086, если не указано иное.

**SL Komplet za centralno vensko katetizacijo**

**Opozorilo:** Pred uporabo preberite vsa priložena opozorila, previdnostne ukrepe in navodila. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb ali smrti bolnika. Če ni izrecno navedeno drugače, so vse komponente skladne s CE 0086.

**ES Conjunto de cateterización venosa central**

**Aviso:** Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. Todos los componentes disponen del marcado de conformidad CE 0086 a menos que se indique lo contrario.

**SV Set för central venkatetrering**

**Varning:** Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall. Alla komponenter uppfyller CE 0086 om inte annat anges.

**TR Santral Venöz Kateterizasyon Seti**

**Uyarı:** Kullanmadan önce tüm prospektüsteki uyarıları, önlemleri ve talimatını okuyun. Aksi halde hastanın ciddi şekilde zarar görmesine veya ölümüne neden olunabilir. Aksi belirtilmediği sürece tüm bileşenler CE 0086 onaylıdır.



STERILE EO



IS-04218-1300, Rev. 1 (8/13)

0086

ARROW®  
INTERNATIONAL

REF  
ES-04218

18 Ga.

20 cm  
catheter  
length.025 inch dia.  
spring-wire  
guide

Central Venous Catheterization Set

Peel to  
OPEN