

REF ES-04301

Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

ARROW®

Catheter Diameter: 16 Ga., 1.7 mm

Priming Volume: 0.43 mL

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

Flow Rate: 2900 mL/hr.

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

Contents:

- 1: Indwelling Catheter:
16 Ga. x 8" (20 cm)
Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®,
Integral Extension Line, Extension Line Clamp,
Integral Suture Wing
- 1: Spring-Wire Guide, Marked:
.032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm)
(Straight Soft Tip on One End –
"J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: Introducer Needle:
18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire
Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator
- 1: Clamp: Catheter
- 1: Fastener: Catheter Clamp

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use – do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



- FR** Jeu de cathétérisme veineux central avec cathéter Blue FlexTip
Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient.
- DE** Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter
Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen.
- IT** Set per cateterismo della vena centrale con catetere Blue FlexTip
Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocare la morte.
- PL** Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem Blue FlexTip
Ostrzeżenie: Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje zamieszczone w dołączonej do opakowania ulotce. Niespełnienie tego zalecenia może spowodować ciężkie obrażenia lub zgon pacjenta.
- PT** Conjunto de Cateterização Venosa Central com Cateter Blue FlexTip
Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte.
- RU** Комплект для катетеризации главных вен с катетером Blue FlexTip
Предостережение: Перед применением изделия изучите все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, находящиеся внутри упаковки. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме пациента или его смерти.
- SL** Komplet za centralno venosko katetizacijo s katetrom Blue FlexTip
Opozorilo: Pred uporabo preberite vsa priložena opozorila, previdnostne ukrepe in navodila. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb ali smrti bolnika.
- ES** Conjunto de cateterización venosa central con catéter Blue FlexTip
Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.
- SV** Set för central venkatetrering med Blue FlexTip-kateter
Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall.
- TR** Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateter ile
Uyarı: Kullanmadan önce tüm prospektüsteki uyarıları, önlemleri ve talimatını okuyun. Aksi halde hastanın ciddi şekilde zarar görmesine veya ölümüne neden olunabilir.

15-04301-1308 (3/12)

ARROW®
INTERNATIONAL

REF
ES-04301

16^{Ga.}

20 cm
catheter
length

.032 inch dia.
spring-wire
guide

Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

Peel to
Open