

REF ES-04306

Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

ARROW®

Catheter Diameter: 16 Ga., 1.7 mm

Priming Volume: 0.40 mL

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

Flow Rate: 3700 mL/hr.

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

Contents:

- 1: Indwelling Catheter: 16 Ga. x 6" (16 cm) Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Integral Extension Line, Extension Line Clamp, Integral Suture Wing
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .032" (0.81 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm) (Straight Soft Tip on One End – "J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator
- 1: Clamp: Catheter
- 1: Fastener: Catheter Clamp

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



FR Jeu de cathétérisme veineux central avec cathéter Blue FlexTip

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient.

DE Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen.

IT Set per cateterismo della vena centrale con catetere Blue FlexTip

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte.

PL Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem Blue FlexTip

Ostrzeżenie: Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje zamieszczone w dołączonej do opakowania ulotce. Niespełnienie tego zalecenia może spowodować ciężkie obrażenia lub zgon pacjenta.

PT Conjunto de Cateterização Venosa Central com Cateter Blue FlexTip

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte.

RU Комплект для катетеризации главных вен с катетером Blue FlexTip

Предостережение: Перед применением изделия изучите все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, находящиеся внутри упаковки. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме пациента или его смерти.

SL Komplet za centralno vensko katetrizacijo s katetrom Blue FlexTip

Opozorilo: Pred uporabo preberite vsa priložena opozorila, previdnostne ukrepe in navodila. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb ali smrti bolnika.

ES Conjunto de cateterización venosa central con catéter Blue FlexTip

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.

SV Set för central venkatetrisering med Blue FlexTip-kateter

Warning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall.

TR Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateter ile

Uyarı: Kullanmadan önce tüm prospektüsteki uyarıları, önlemleri ve talimatını okuyun. Aksi halde hastanın ciddi şekilde zarar görmesine veya ölümine neden olunabilir.

15-04306-1308 16/172

ARROW INTERNATIONAL

REF ES-04306

16 Ga.

16 cm catheter length

.032 inch dia. spring-wire guide

Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

Peel to Open