

REF ES-04400

# Central Venous Catheterization Set

# ARROW®

Catheter Diameter: 16 Ga., 1.7 mm

Priming Volume: 0.32 mL

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

Flow Rate: 3200 mL/hr.

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.


## Contents:

- 1: ..... Indwelling Catheter:  
16 Ga. x 12" (30 cm)  
Radiopaque Polyurethane  
with Side Holes, Integral Suture Wing
- 1: ..... Spring-Wire Guide:  
.032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm)  
(Straight Soft Tip on One End—  
"J" Tip on Other)
- 1: ..... Introducer Needle:  
18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: ..... Syringe: 5 mL Luer-Slip
- 1: ..... Tissue Dilator
- 1: ..... Clamp: Catheter
- 1: ..... Fastener: Catheter Clamp

## Rx only.

**Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland



## FR Jeu de cathétérisme veineux central

**Attention :** Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient.

## DE Besteck für zentralen Venenkatheter

**Warnung:** Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen.

## IT Set per cateterismo della vena centrale

**Attenzione:** prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocare la morte.

## PL Zestaw do cewnikowania żył centralnych

**Ostrzeżenie:** Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, przeprogi i instrukcje zamieszczone w dołączonej do opakowania ulotce. Niespełnienie tego zalecenia może spowodować ciężkie obrażenia lub zgon pacjenta.

## PT Conjunto de Cateterização Venosa Central

**Aviso:** Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte.

## RU Комплект для катетеризации главных вен

**Предостережение:** Перед применением изделия изучите все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, находящиеся внутри упаковки. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме пациента или его смерти.

## SL Komplet za centralno vensko katetrizacijo

**Opozorilo:** Pred uporabo preberite vsa priložena opozorila, previdnostne ukrepe in navodila. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb ali smrti bolnika.

## ES Conjunto de cateterización venosa central

**Aviso:** Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.

## SV Set för central venkatetrisering

**Varning:** Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan försaka allvarliga patientskador eller dödsfall.

## TR Santral Venöz Kateterizasyon Seti

**Uyarı:** Kullanmadan önce tüm prospektüsteki uyarıları, önlemleri ve talimatını okuyun. Aksi halde hastanın ciddi şekilde zarar görmesine veya ölümine neden olunabilir.

1S04400-1328 (11/11)

**ARROW**  
INTERNATIONAL

REF  
ES-04400

16<sup>Ga.</sup>

30<sup>cm</sup>  
catheter  
length

.032<sup>inch dia.</sup>  
spring-wire  
guide

Central Venous Catheterization Set

Peel to  
Open