

REF CS-04700

Latex-Free

Central Venous Catheterization Set

ARROW®

Catheter Diameter: 14 Ga., 2.2 mm

Priming Volume: 0.35 cc

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 cc.

Flow Rate: 6900 cc/hr

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

Contents:

- One: Indwelling Catheter: 14 Ga. x 8" (20 cm) Radiopaque Polyurethane with Side Holes, Integral Suture Wing
- One: Spring-Wire Guide: .032" (.81 mm) dia. x 17-13/16" (45 cm) (Straight Soft Tip on One End — "J" Tip on Other)
- One: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- One: Fastener: Catheter Clamp
- One: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- One: Syringe: 5 cc Luer-Slip
- One: Tissue Dilator
- One: Clamp: Catheter

Rx only.

Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains **NO** natural rubber latex.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



Jeu de cathétérisme veineux central

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. **SANS LATEX**

Besteck für zentralen Venenkatheter

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. **LATEX FREI**

Set per cateterismo della vena centrale

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. **SENZA LATTICE**

Conjunto de Cateterização Venosa Central

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. **SEM LÁTEX**

Conjunto de cateterización venosa central

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. **SIN LÁTEX**

Set för central venkatetrering

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. **LATEXFRI**

ISO4700-131A (4/10)

ARROW
INTERNATIONAL

REF
CS-04700

14^{Ga.}

20^{cm}
catheter
length

.032^{inch dia.}
spring-wire
guide

Central Venous Catheterization Set

Peel to
Open
LATEX-FREE