

REF ES-04706

# Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

# ARROW®

Catheter Diameter: 14 Ga., 2.2 mm

Priming Volume: 0.48 mL

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

Flow Rate: 5400 mL/hr.

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

### Contents:

- 1: ..... In dwelling Catheter: 14 Ga. x 6" (16 cm) Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Integral Extension Line, Extension Line Clamp, Side Holes, Integral Suture Wing
- 1: ..... Spring-Wire Guide, Marked: .032" (0.81 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm) (Straight Soft Tip on One End — "J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: ..... Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: ..... Pressure Transduction Probe
- 1: ..... Arrow® Rauleison Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: ..... Tissue Dilator
- 1: ..... Clamp: Catheter
- 1: ..... Fastener: Catheter Clamp

### Rx only.

**Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland



**FR** Jeu de cathétérisme veineux central avec cathéter Blue FlexTip  
Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient.

**DE** Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter  
Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen.

**IT** Set per cateterismo della vena centrale con catetere Blue FlexTip  
Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte.

**PL** Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem Blue FlexTip  
Ostrzeżenie: Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje zamieszczone w dołączonej do opakowania ulotce. Niespełnienie tego zalecenia może spowodować ciężkie obrażenia lub zgon pacjenta.

**PT** Conjunto de Cateterização Venosa Central com Cateter Blue FlexTip  
Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte.

**RU** Комплект для катетеризации главных вен с катетером Blue FlexTip  
Предостережение: Перед применением изделия изучите все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, находящиеся внутри упаковки. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме пациента или его смерти.

**SL** Komplet za centralno venko katetризациjo s katetrom Blue FlexTip  
Opozorilo: Pred uporabo preberite vsa priložena opozorila, previdnostne ukrepe in navodila. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb ali smrti bolnika.

**ES** Conjunto de cateterización venosa central con catéter Blue FlexTip  
Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.

**SV** Set för central venkatetrering med Blue FlexTip-kateter  
Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall.

**TR** Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateter ile  
Uyarı: Kullanmadan önce tüm prospektüsteki uyarıları, önlemleri ve talimatını okuyun. Aksi halde hastanın ciddi şekilde zarar görmesine veya ölümüne neden olunabilir.

15-04706-1308 (3/12)

ARROW®  
INTERNATIONAL

REF ES-04706

14 Ga.

16 cm catheter length

.032 inch dia. spring-wire guide

Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

Peel to Open