

REF ES-04730

# Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

# ARROW®

Catheter Diameter: 14 Ga., 2.2 mm

Priming Volume: 0.55 mL

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

Flow Rate: 5300 mL/hr

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

## Contents:

- 1: ..... Indwelling Catheter:  
14 Ga. x 12" (30 cm)  
Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®,  
Side Holes, Integral Suture Wing
- 1: ..... Spring-Wire Guide, Marked:  
.032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm)  
(Straight Soft Tip on One End —  
"J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: ..... Introducer Needle:  
18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: ..... Syringe: 5 mL Luer-Slip
- 1: ..... Tissue Dilator
- 1: ..... Clamp: Catheter
- 1: ..... Fastener: Catheter Clamp

## Rx only.

**Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland



## FR Jeu de cathétérisme veineux central avec cathéter Blue FlexTip

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient.

## DE Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen.

## IT Set per cateterismo della vena centrale con catetere Blue FlexTip

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocare la morte.

## PL Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem Blue FlexTip

Ostrzeżenie: Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje zamieszczone w dołączonej do opakowania ulotce. Niespełnienie tego zalecenia może spowodować ciężkie obrażenia lub zgon pacjenta.

## PT Conjunto de Cateterização Venosa Central com Cateter Blue FlexTip

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte.

## RU Комплект для катетеризации главных вен с катетером Blue FlexTip

Предостережение: Перед применением изделия изучите все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, находящиеся внутри упаковки. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме пациента или его смерти.

## SL Komplet za centralno venosko katetризациjo s katetrom Blue FlexTip

Opozorilo: Pred uporabo preberite vsa priložena opozorila, previdnostne ukrepe in navodila. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb ali smrti bolnika.

## ES Conjunto de cateterización venosa central con catéter Blue FlexTip

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.

## SV Set för central venkatetrering med Blue FlexTip-kateter

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan försaka allvariga patientskador eller dödsfall.

## TR Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateter ile

Uyarı: Kullanmadan önce tüm prospektüstenki uyarıları, önlemleri ve talimatını okuyun. Aksi halde hastanın ciddi şekilde zarar görmesine veya ölümine neden olunabilir.

IS-047301308 (6/12)

**ARROW**  
INTERNATIONAL

REF  
ES-04730

14 Ga.

30 cm  
catheter  
length

.032 inch dia.  
spring-wire  
guide

Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

Peel to  
Open