

ARROW®



REF CS-45703-E

7 Fr. | 3 Lumen | 20 cm catheter length | .032 inch dia. spring-wire guide

ARROWgard Blue PLUS® Multi-Lumen CVC Set

Contents:

- 1: Multi-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, ARROWgard Blue PLUS® Antimicrobial Surface Treatment¹, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator: 8.5 Fr. (2.8 mm) x 10.2 cm
- 3: Dust Cap: Non-Vented
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Fastener
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Catheter Clamp

¹Licensed under US Patent Nos. 6,706,024; 6,872,195 and 7,329,412.

All components are CE 0086 unless otherwise note.

Rx only. Warning: Read all package insert warnings, cautions and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

California Prop. 65


Warning: Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov.

Not made with natural rubber latex. Store below 25°C (77°F). Avoid excessive heat above 40°C (104°F).

Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The ARROWgard Blue Plus antimicrobial catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).

- cs** **Vicelumenový CVC set ARROWgard Blue PLUS** Kontraindikace: Antimikrobiální katetr ARROWgard Blue PLUS je kontraindikován u pacientů se známou alergií na chlorhexidin, stříbrnou sůl sulfadiazinu a/nebo sulfonamidů (literatura viz instrukce k výrobku).
- nl** **ARROWgard Blue PLUS multilumen centraal-veneuze katheterset** Contra-indicaties: De ARROWgard Blue PLUS antimicrobiële katheter is gecontra-indiceerd voor patiënten van wie het bekend is dat zij overgevoelig voor chloorhexidine, zilver sulfadiazine en/of sulfageneesmiddelen zijn (zie productaanwijzingen voor referenties).
- fr** **Jeu de cathéters veineux centraux à lumières multiples ARROWgard Blue PLUS** Contre-indications : Le cathéter antimicrobien ARROWgard Blue PLUS est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à la chlorhexidine, à la sulfadiazine argenté ou aux sulfamides (se référer à la notice du produit pour avoir des références).
- de** **Set mit mehrlumigen ARROWgard Blue PLUS ZVK** Kontraindikationen: Der antimikrobielle ARROWgard Blue PLUS Katheter ist bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin, Silbersulfadiazin und/oder Sulfonamide kontraindiziert (siehe Produktbeilage).
- it** **Set CVC multilume ARROWgard Blue PLUS** Controindicazioni: il catetere antimicrobico ARROWgard Blue PLUS è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota alla clorexidina, alla sulfadiazina argenticata e/o ai sulfamidici (per ulteriori indicazioni, consultare il foglietto illustrativo del prodotto).
- pt** **Conjunto de CVC de Lúmen Múltiplo ARROWgard Blue PLUS** Contra-indicações: O cateter antimicrobiano ARROWgard Blue PLUS está contra-indicado em doentes com hipersensibilidade conhecida à clorhexidina, sulfadiazina de prata e/ou fármacos contendo sulfa (consulte as instruções do produto para referências).
- es** **Conjunto de CVC de luz múltiple ARROWgard Blue PLUS** Contraindicaciones: El catéter antimicrobiano ARROWgard Blue PLUS está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina, la sulfadiazina de plata y/o a las sulfamidas (como referencia, consultar las instrucciones del producto).
- sv** **ARROWgard Blue PLUS flerlumen CVK-set** Kontraindikationer: ARROWgard Blue PLUS antimikrobiell kateter är kontraindicerad hos patienter med känd överkänslighet mot klorhexidin, silversulfadiazin och/eller sulfaläkemedel (se produktens anvisningar för referenser).



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.44	3100
Medial (18 Ga.)	0.39	1500
Proximal (18 Ga.)	0.39	1600

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.

† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.



CE 0086
Teleflex Medical
IDA Business and
Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex, Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®
www.teleflex.com

IS-45703-130B (01/18)



REF CS-45703-E

7 Fr. | 3 Lumen | 20 cm catheter length | .032 inch dia. spring-wire guide

ARROWgard Blue PLUS® Multi-Lumen CVC Set

ARROW