

Catheter Diameter: 16 Ga., 1.7 mm

Priming Volume: 0.22 cc

Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 cc.

Flow Rate: 3400 cc/hr.

Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

Contents:

One: Indwelling Catheter: 16 Ga. x 8" (20 cm) Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip[®], Integral Suture Wing

One: Spring-Wire Guide, Marked: .032" (.81 mm) dia. x 17-13/16" (45 cm) (Straight Soft Tip on One End — "J" Tip on Other) with Arrow Advancer^{TM1}

One: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW

One: Syringe: 5 cc Luer-Slip

One: Tissue Dilator

One: Clamp: Catheter

One: Fastener: Catheter Clamp

¹ US Patent No. 5,484,419 and 6,477,402.

Rx only.

Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains **NO** natural rubber latex.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



ARROW
INTERNATIONAL

REF CV-50016-BF

Latex-Free

Central Venous Catheterization Set

with Blue FlexTip[®] Catheter

ARROW[®]

Jeu de cathétérisme veineux central avec cathéter Blue FlexTip

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. **SANS LATEX**

Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. **LATEXFREI**

Set per cateterismo della vena centrale con catetere Blue FlexTip

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocare la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. **SENZA LATTICE**

Conjunto de Cateterização Venosa Central com Cateter Blue FlexTip

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. **SEM LÁTEX**

Conjunto de cateterización venosa central con catéter Blue FlexTip

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. **SIN LÁTEX**

Set för central venkatetrering med Blue FlexTip-kateter

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. **LATEXFI**

IV-50016-131A (6/10)

REF CV-50016-BF 16^{Ga.} 20^{cm} catheter length .032^{inch dia.} spring-wire guide
Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip[®] Catheter

Peel to Open
LATEX-FREE