

REF PW-18045

# Spring-Wire Guide

.018" (0.46 mm) diameter x  
17-3/4" (45 cm) wire

# ARROW®

Proximal End: Solid Wire .018" diameter  
Distal End: Coil .018" diameter x 9 cm

## Contents:

1: ..... Spring-Wire Guide: .018"  
(0.46 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm)  
(Straight Soft Tip on One End –  
Straight Stiff Tip on Other)

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

## Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Warning: Do not insert the STIFF SOLID WIRE END into the introducer needle or the vessel. Insertion of the STIFF SOLID WIRE END into the vessel could potentially injure or puncture the vessel.

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Is not made with natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland

## FR Fil de guidage métallisé spiralé

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Tous les éléments sont conformes à la norme CE 0086 sauf mention contraire.

## DE Federführungsdraht

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigelegten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.

## IT Guida metallica a molla

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Tutti i componenti sono CE 0086 a meno di diversa comunicazione.

## PT Fio Guia

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Todos os componentes estão em conformidade com CE 0086, salvo indicação em contrário.

## ES Guía de alambre flexible

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. Todos los componentes disponen del marcado de conformidad CE 0086 a menos que se indique lo contrario.

## SV Fjädrtrådsledare

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall. Alla komponenter uppfyller CE 0086 om inte annat anges.

IM-18045-130C (6/13)



STERILE EO



LATEX



**ARROW**  
INTERNATIONAL

REF  
PW-18045  
Spring-Wire Guide

.018 inch dia.  
spring-wire  
guide

45 cm  
spring-wire  
guide

Peel to  
OPEN