

REF PW-18080

Latex-Free

Spring-Wire Guide

.018" (.46 mm) Diameter x
31-1/2" (80 cm) Wire

ARROW®

Proximal End: Solid Wire .018" Diameter
Distal End: Coil .018" Diameter x 7 cm

Contents:

One: Spring-Wire Guide: .018"
(.46 mm) dia. x 31-1/2" (80 cm)
(Both Ends Straight – Soft Tip on One End)

Rx only.

Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Warning: Do not insert the STIFF SOLID WIRE END into the introducer needle or the vessel. Insertion of the STIFF SOLID WIRE END into the vessel could potentially injure or puncture the vessel.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use – do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains **NO** natural rubber latex.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



Fil de guidage métallisé spiralé

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. **SANS LATEX**

Federführungsdraht

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. **LATEXFREI**

Guida metallica a molla

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. **SENZA LATTICE**

Fio Guia

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. **SEM LÁTEX**

Guía de alambre flexible

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. **SIN LÁTEX**

Fjädertrådsledare

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvariga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. **LATEXFRI**

IW-18080-130A (6/10)

ARROW
INTERNATIONAL

REF
PW-18080
Spring-Wire Guide

.018 inch dia.
spring-wire
guide

80 cm
spring-wire
guide

Peel to
Open
LATEX-FREE