



REF CV-46702-E (IPNXXXXXX)

7 Fr. 2 Lumen 20 cm catheter length .032 inch dia. spring-wire guide

## Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with ARROWg+ard Blue PLUS® Catheter

**Contents:**

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, ARROWg+ard Blue Plus® Antimicrobial Surface Treatment<sup>1</sup>, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer with ECG Mark
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator: 8.5 Fr. (2.8 mm) x 10.2 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Fastener
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Catheter Clamp

<sup>1</sup>Licensed under US Patent Nos. 6,706,024, 6,872,195 and 7,329,412.


All components are CE 0086 unless otherwise noted.

**Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Not made with natural rubber latex. Store below 25°C (77°F). Avoid excessive heat above 40°C (104°F).

Fluid path components are non-pyrogenic.

**Contraindications: The Arrowg+ard Blue PLUS antimicrobial catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).**



Catheter Cross Section

Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.47	3700
Proximal (16 Ga.)	0.45	3000

\* Priming volumes are approximate and are done without accessories.  
 † Based on 100 cm head height.

- cs Dvoulumenový CVC set ARROWg+ard Blue PLUS**  
 Kontraindikace: Použití antimikrobiálního katetru Arrowg+ard Blue PLUS je kontraindikováno u pacientů se známou hypersenzitivitou na chlorhexidin, sulfadiazin sřtřeba a/nebo sulfonamidy (odkazy viz pokyny k výrobku).
- nl ARROWg+ard Blue PLUS dubbellumen centraal-veneuzekatheterset**  
 Contra-indicaties: De Arrowg+ard Blue PLUS antimicrobiële katheter is gecontra-indiceerd voor patiënten met bekende overgevoeligheid voor chloorhexidine, zilver-sulfadiazine en/of sulfonamidebevattende geneesmiddelen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor referenties).
- fr Jeu de cathéters veineux centraux à deux lumières ARROWg+ard Blue PLUS**  
 Contre-indications : Le cathéter antimicrobien Arrowg+ard Blue PLUS est contre-indiqué pour les patients qui présentent une hypersensibilité connue à la chlorhexidine, à la sulfadiazine d'argent et/ou aux sulfamides (consulter les instructions du produit pour références).
- de Set mit zweilumigen ARROWg+ard Blue PLUS ZVK**  
 Kontraindikationen: Der Arrowg+ard Blue PLUS antimikrobielle Katheter ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfa-Medikamenten kontraindiziert (Angaben siehe Produktanleitung).
- it Set CVC bilume ARROWg+ard Blue PLUS**  
 Controindicazioni – Il catetere antimicrobico Arrowg+ard Blue PLUS è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota alla clorexidina, alla sulfadiazina argentea e/o ai sulfamidici (per riferimenti, consultare le istruzioni dei prodotti).
- pt Conjunto de CVC de Lúmen Duplo ARROWg+ard Blue PLUS**  
 Contraindicações: O cateter antimicrobiano Arrowg+ard Blue PLUS está contraindicado em doentes com hipersensibilidade conhecida à clorexidina, à sulfadiazina de prata e/ou a fármacos sulfa (consulte as instruções do produto para obter referências).
- es Conjunto de CVC de doble luz ARROWg+ard Blue PLUS**  
 Contraindicaciones: El catéter antimicrobiano Arrowg+ard Blue PLUS está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina, la sulfadiazina de plata o las sulfamidas (consulte la bibliografía en las instrucciones del producto).
- sv ARROWg+ard Blue PLUS CVK-set med två lumen**  
 Kontraindikationer: Arrowg+ard Blue PLUS antimikrobiell kateter är kontraindicerad för patienter med känd överkänslighet mot klorhexidin, silversulfadiazin och/eller sulfaläkemedel (se bruksanvisningen för referenser).



LOT LotNumber  
 YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXX  
 (17)YYMMDD  
 (10)LotNumber

CE REP Teleflex Medical  
 IDA Business and  
 Technology Park  
 Dublin Road, Athlone  
 Co. Westmeath, Ireland  
 0086

Arrow International, Inc.  
 Subsidiary of Teleflex Incorporated  
 2400 Bernville Road  
 Reading, PA 19605 USA

Teleflex®  
 www.teleflex.com  
 LBL010462 (10/19)



REF CV-46702-E

7 Fr. 2 Lumen 20 cm catheter length .032 inch dia. spring-wire guide

## Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with ARROWg+ard Blue PLUS® Catheter

