



REF CU-13122-F

12 Fr. 2 Lumen 13 cm catheter length .035 inch dia. spring-wire guide

## You-Bend™ Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

### Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter‡: 12 Fr. x 13 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .035" (0.89 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator: 12 Fr. (4.0 mm) x 14 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

**Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**


### ‡MR Conditional

Not made with natural rubber latex.

Fluid path components are non-pyrogenic.

**Contraindications: The Arrow large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.**

- fr** Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières You-Bend avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre Arrow n'est pas conçu pour une hémodialyse de longue durée ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.
- de** Besteck für zweilumigen You-Bend-Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter von Arrow ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.
- it** Set per cateterismo in emodialisi a due lumi You-Bend con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro Arrow non è indicato per l'emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.
- pl** Dwukanałowy zestaw You-Bend do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy Arrow nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą naczyń.
- pt** Conjunto de Cateterização para Hemodiálise You-Bend com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes Contraindicações: O cateter de dois lúmenes e grande calibre Arrow não se destina a hemodiálise de longa duração nem a utilização em doentes com vasos trombosados.
- ru** Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации You-Bend с катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов Противопоказания. Катетер Arrow с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами.
- si** Komplet za hemodializno katetizacijo You-Bend z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine Kontraindikacije: Kateter Arrow z dvema svetlinama in velikimi odprtini ni zasnovan za dolgotrajno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami.
- es** Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis You-Bend con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior Arrow no ha sido diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.
- sv** You-Bend set för tvåkanalig hemodialyskatetrisering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym Kontraindikationer: Arrow grov tvåkanalig kateter är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.
- tr** You-Bend İki Lümenli Hemodializ Kateterezasyon Seti, Blue FlexTip Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için Kontraindikasyonlar: Arrow büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ için veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır.



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/min)	Venous Pressure Setting (mmHg)
Distal (12 Ga.)	1.5	230 400	100 200
Proximal (12 Ga.)	1.4	230 400	100 200

\* Priming volumes are approximate and are done without accessories.  
† Blood flow rates are approximate and were determined by varying the venous pressure setting from 100 to 200 mmHg in an in vitro experiment using blood analog solution.



STERILE EO



LOT



CE 0086 Teleflex Medical  
IDA Business and  
Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

Arrow International, Inc.  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®  
www.teleflex.com  
LBL027330 (08/20)



REF CU-13122-F

12 Fr. 2 Lumen 13 cm catheter length .035 inch dia. spring-wire guide

You-Bend™ Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions