



14 Fr. **2** Lumen **20** cm catheter length **.038** inch dia. spring-wire guide

Contents: _____

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter, Curved: 14 Fr. x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .038" (0.97 mm) dia. x 27-1/2" (70 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 16 Ga. x 1-7/8" (4.8 cm) Radiopaque over 19 Ga. TW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator: 14 Fr. (4.7 mm) x 14 cm
- 1: Tissue Dilator: 16 Fr. (5.3 mm) x 11.4 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Suture Wing
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11

All components are CE 0086 unless otherwise noted.


Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Not made with natural rubber latex.

Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The Arrow large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.

- de** Jeu de cathétérisme à deux lumières pour hémodialyse, avec cathéter courbé Blue FlexTip pour infusions à débit élevé Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre Arrow n'est pas conçu pour une hémodialyse de longue durée ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.
 - it** **Zweilumigen Katheterisierungsbesteck für Hämodialyse mit kurvenförmigem Blue FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen**
Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter von Arrow ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.
 - pl** **Set per cateterismo per emodialisi a due lumi, con catetere ricurvo Blue FlexTip per infusioni a volumi di elevati** Controindicazioni – Il catetere a due lumi di ampio diametro Arrow non è indicato per l'emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.
 - pt** **Dwukanałowy zestaw cewnika do hemodializy z zakrzywionym cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych**
Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy Arrow nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepłą naczyną.
 - ru** **Conjunto de Cateterização para Hemodialise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip Curvo para Infusões de Grandes Volumes** Contra-indicações: O cateter de dois lúmenes e grande calibre Arrow não se destina a hemodialise de longa duração nem a utilização em doentes com vasos trombadosos.
 - sl** **Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с изогнутым катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов**
Противопоказания. Катетер Arrow с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами.
 - es** **Kit para hemodialisis con cateterización a dos luces para hemodialisis con cateter curvado Blue FlexTip para infusiones de volumen alto** Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior Arrow no ha sido diseñado para la hemodialisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombadosos.
 - sv** **Tvåkänallig katetreringsset för hemodialys med Blue FlexTip krökt kateter för högvoluminfusion** Kontraindikationer: Arrow groß tvåkanallig kateter är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.
 - tr** **İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Eğri Kateterli, Yüksek Hacimli Infuzyonlar İçin** Kontraindikasyonlar: Arrow büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ için veya trombozlu damarları olan hastalarla kullanılmı için tasarlanmıştır.



 Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®
www.teleflex.com
LBL027348 (01/20)



14 Fr. **2** Lumen **20** cm catheter length **.038** inch dia. spring-wire guide

ARROW®