



REF CS-22142-CF

14 Fr. 2 Lumen 15 cm catheter length .038 inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Arrowg+ard Blue® Curved Catheter for High Volume Infusions

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter, Curved: 14 Fr. x 15 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, ARROWg+ard® Antimicrobial Surface Treatment¹, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .038" (0.97 mm) dia. x 27-1/2" (70 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 16 Ga. x 1-7/8" (4.8 cm) Radiopaque over 19 Ga. TW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator: 14 Fr. (4.7 mm) x 14 cm
- 1: Tissue Dilator: 16 Fr. (5.3 mm) x 11.4 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Suture Wing
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11

¹Licensed under US Patent No. 6,706,024.

All components are CE 0086 unless otherwise noted.


Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Not made with natural rubber latex. Store below 25°C (77°F). Avoid excessive heat above 40°C (104°F).

Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The Arrow large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels. The Arrowg+ard Blue antimicrobial surface catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine, and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).

- fr** Jeu de cathétérisme à deux lumières pour hémodialyse avec cathéter courbé Blue FlexTip Arrowg+ard Blue pour infusions à débit élevé Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre Arrow n'est pas conçu pour une hémodialyse de longue durée ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires. Le cathéter à surface antimicrobienne Arrowg+ard Blue est contre-indiqué pour les patients qui présentent une hypersensibilité connue à la chlorhexidine, à la sulfadiazine d'argent et/ou aux sulfamides (consulter les instructions du produit pour références).
- de** Zweilumiges Katheterisierungsbesteck für Hämodialyse mit kurvenförmigen Blue-FlexTip-Arrowg+ard-Blue-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter von Arrow ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierte Gefäßen geeignet. Der Katheter mit Arrowg+ard Blue antimikrobieller Oberfläche ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfameditamenten kontraindiziert (Angaben siehe Produktanleitung).
- it** Set per cateterismo per emodialisi a due lumi, con catetere ricurvo Blue FlexTip Arrowg+ard Blue per infusioni a volumi elevati Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro Arrow non è indicato per l'emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati. Il catetere con superficie antimicrobica Arrowg+ard Blue è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota alla clorexidina, alla sulfadiazina argenticca e/o ai sulfamidici (per riferimenti, consultare le istruzioni dei prodotti).
- pl** Dwukanałowy zestaw do hemodializy z zakrzywionym cewnikiem Blue FlexTip Arrowg+ard Blue do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy Arrow nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą naczyń. Stosowanie cewnika przeciwbakteryjnego Arrowg+ard Blue jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chlorheksydyne, sól srebrową sulfadiazyny i/lub sulfonamidy (odsyłacze do literatury znajdującej się w instrukcjach dotyczących produktu).
- pt** Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, Arrowg+ard Blue Curvo, para Infusões de Grandes Volumes Contraindicações: O cateter de dois lúmenes e grande calibre Arrow não se destina a hemodiálise de longa duração nem a utilização em doentes com vasos trombados. O cateter com superfície antimicrobiana Arrowg+ard Blue está contraindicado em doentes com hipersensibilidade conhecida à clorexidina, à sulfadiazina de prata e/ou a fármacos sulfas (consulte as instruções do produto para obter referências).
- ru** Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с катетером Blue FlexTip Arrowg+ard Blue для вливания больших объемов Противопоказания. Катетер Arrow с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами. Катетер с противомикробной поверхностью Arrowg+ard Blue противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к хлоргексидину, сульфадиазину серебра и/или сульфамидным лекарственным препаратам (см. инструкцию к изделию).
- sl** Komplet za hemodializno katetizacijo z ukrivljenim katetrom Blue FlexTip Arrowg+ard Blue za infundiranje velike prostornine Kontraindikacije: Kateter Arrow z dvema svetlinama in velikimi odprtinami ni zasnovan za dolgotrajno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami. Kateter z antimikrobno površino Arrowg+ard Blue je kontraindiciran za bolnike z znano preobčutljivostjo na klorheksidin, srebrov sulfadiazin in/ali zdravila s sulfonamidi (glejte navodila za uporabo).
- es** Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter curvado Blue FlexTip Arrowg+ard Blue para infusiones de volumen alto Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior Arrow no ha sido diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombados. El catéter con superficie antimicrobiana Arrowg+ard Blue está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina, la sulfadiazina de plata o las sulfamidas (consulte la bibliografía en las instrucciones del producto).
- sv** Tvåkanaligt katetriseringsset för hemodialys med Blue FlexTip Arrowg+ard Blue krökt kateter för högvolyminfusion Kontraindikationer: Arrow grov tvåkanaligt kateter är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl. Arrowg+ard Blue kateter med antibakteriell yta är kontraindicerad för patienter med känd överkänslighet mot klorhexidin, silversulfadiazin och/eller sulfaläkemedel (se bruksanvisningen för referenser).
- tr** İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Arrowg+ard Eğri Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için Kontraindikasyonlar: Arrow büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ için veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır. Arrowg+ard Blue antimikrobiyel yüzey kateteri klorheksidin, gümüş sulfadiazin ve/veya sulfa ilaçlarına bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir (referanslar için ürün talimatına başvurun).



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/min)	Venous Pressure Setting (mmHg)
Distal (10 Ga.)	1.6	250 400	70 100
Proximal (10 Ga.)	1.4	250 400	70 150

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.
† Venous Pressure settings are approximate and were determined by varying the blood flow rates from 250 to 400 mL/min in an in vitro experiment using blood analog solution.



Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA



LBL027414 (01/20)



REF CS-22142-CF

14 Fr. 2 Lumen 15 cm catheter length .038 inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Arrowg+ard Blue® Curved Catheter for High Volume Infusions

