



REF CS-25142-CF

14 Fr. 2 Lumen 20 cm catheter length

.038 inch dia. spring-wire guide

## Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWg+ard Blue® Curved Catheter for High Volume Infusions

### Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter, Curved: 14 Fr. x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, ARROWg+ard® Antimicrobial Surface Treatment<sup>1</sup>, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .038" (0.97 mm) dia. x 27-1/2" (70 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 16 Ga. x 1-7/8" (4.8 cm) Radiopaque over 19 Ga. TW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator: 14 Fr. (4.7 mm) x 14 cm
- 1: Tissue Dilator: 16 Fr. (5.3 mm) x 11.4 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Suture Wing
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11

<sup>1</sup>Licensed under US Patent No. 6,706,024.

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

**Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

California Prop. 65


⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm.  
www.P65Warnings.ca.gov

Not made with natural rubber latex. Store below 25°C (77°F). Avoid excessive heat above 40°C (104°F).

Fluid path components are non-pyrogenic.

**Contraindications: The Arrow large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels. The Arrowg+ard Blue antimicrobial surface catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine, and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).**

- fr** Jeu de cathétérisme à deux lumières pour hémodialyse, avec cathéter courbé Blue FlexTip ARROWg+ard Blue pour infusions à débit élevé. Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre Arrow n'est pas conçu pour une hémodialyse de longue durée ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires. Le cathéter à surface antimicrobienne Arrowg+ard Blue est contre-indiqué pour les patients qui présentent une hypersensibilité connue à la chlorhexidine, à la sulfadiazine d'argent et/ou aux sulfamides (consulter les instructions du produit pour références).
- de** Zweilumiges Katheterisierungsbesteck für Hämodialyse mit kurvenförmigem Flüssigkeitsmengen Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter von Arrow ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierte Gefäßen geeignet. Der Katheter mit Arrowg+ard Blue antimikrobieller Oberfläche ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfa-Medikamenten kontraindiziert (Angaben siehe Produktanleitung).
- it** Set per cateterismo per emodialisi a due lumi, con catetere ricurvo Blue FlexTip ARROWg+ard Blue per infusioni a volumi elevati. Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro Arrow non è indicato per l'emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati. Il catetere con superficie antimicrobica Arrowg+ard Blue è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota alla clorexidina, alla sulfadiazina argenticca e/o ai sulfamidici (per riferimenti, consultare le istruzioni dei prodotti).
- pl** Dwukanałowy zestaw do hemodializy z zakrzywionym cewnikiem Blue FlexTip ARROWg+ard Blue do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych. Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy Arrow nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą naczyń. Stosowanie cewnika przeciwbakteryjnego Arrowg+ard Blue jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chlorheksydynę, sól srebrową sulfadiazyny i/lub sulfonamidy (odsylacze do literatury znajdującej się w instrukcjach dotyczących produktu).
- pt** Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, ARROWg+ard Blue Curvo, para Infusões de Grandes Volumes. Contraindicações: O cateter de dois lúmenes e grande calibre Arrow não se destina a hemodiálise de longa duração nem a utilização em doentes com vasos trombosados. O cateter com superfície antimicrobiana Arrowg+ard Blue está contraindicado em doentes com hipersensibilidade conhecida à clorexidina, à sulfadiazina de prata e/ou a fármacos sulfas (consulte as instruções do produto para obter referências).
- ru** Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с катетером Blue FlexTip ARROWg+ard Blue для вливания больших объемов. Противопоказания. Катетер Arrow с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами. Катетер с противомикробной поверхностью Arrowg+ard Blue противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к хлоргексидину, сульфадиазину серебра и/или сульфамидным лекарственным препаратам (см. инструкцию к изделию).
- sl** Komplet za hemodializno katetizacijo z dvema svetlinama z ukrivljenim katetrom Blue FlexTip ARROWg+ard Blue za infundiranje velike prostornine. Kontraindikacije: Kateter Arrow z dvema svetlinama in velikimi odprtini ni zasnovan za dolgotrajno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami. Kateter z antimikrobno površino Arrowg+ard Blue je kontraindiciran za bolnike z znano preobčutljivostjo na klorheksidin, srebrov sulfadiazin in/ali zdravila s sulfonamidi (glejte navodila za uporabo).
- es** Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter curvado Blue FlexTip ARROWg+ard Blue para infusiones de volumen alto. Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior Arrow no ha sido diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados. El catéter con superficie antimicrobiana Arrowg+ard Blue está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina, la sulfadiazina de plata o las sulfamidas (consulte la bibliografía en las instrucciones del producto).
- sv** Tvåkanaligt katetriseringsset för hemodialys med Blue FlexTip ARROWg+ard Blue krökt kateter för högvolyminfusion. Kontraindikationer: Arrow grov tvåkanaligt kateter är inte avsett för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl. Arrowg+ard Blue kateter med antibakteriell yta är kontraindicerad för patienter med känd överkänslighet mot klorhexidin, silversulfadiazin och/eller sulfaläkemedel (se bruksanvisningen för referenser).
- tr** İki Lümenli Hemodializ Kateterezasyon Seti, Blue FlexTip ARROWg+ard Blue Eğri Kateter ile, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için. Kontrendikasyonlar: Arrow büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ için veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır. Arrowg+ard Blue antimikrobiyel yüzey kateteri klorheksidin, gümüş sulfadiazin ve/veya sulfa ilaçlarına bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir (referanslar için ürün talimatına başvurun).



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/min)	Venous Pressure Setting (mmHg)
Distal (10 Ga.)	2.1	250 400	100 180
Proximal (10 Ga.)	1.8	250 400	130 200

\* Priming volumes are approximate and are done without accessories.  
† Venous Pressure settings are approximate and were determined by varying the blood flow rates from 250 to 400 mL/min in an in vitro experiment using blood analog solution.



Arrow International, Inc.  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

LBL027420 (08/19)



REF CS-25142-CF

14 Fr. 2 Lumen 20 cm catheter length

.038 inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWg+ard Blue® Curved Catheter for High Volume Infusions

