



REF ES-04301-M

Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter
Equipo de Cateterización Venosa Central con Catéter con punta flexible Blue FlexTip

5 Fr. catheter 1 Lumen 20 cm catheter 0.025 inch dia. spring-wire guide
Fr. calibre mm longitud mm diámetro guía

Contents:

- 1: Indwelling Catheter: 5 Fr. (1.8 mm OD) x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Integral Extension Line, Extension Line Clamps, Integral Suture Wing
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .025" (0.64 mm) dia. x 60 cm (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 6.35 to 7.20 cm RW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator
- 1: Fastener: Catheter Clamp
- 1: Clamp: Catheter

Rx only

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death. Not made with natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic.

Contenido:

- 1: Catéter de poliuretano radiopaco de 5 Fr. (1.8 mm OD) x 20 cm de longitud con punta flexible Blue FlexTip, línea de extensión integral, pinza deslizable sobre línea de extensión y adaptador plástico con sitio de sutura
- 1: Alambre Guía flexible con marcas, de 0.64 mm de diámetro x 60 cm de longitud (punta recta suave en un extremo – punta en "J" en el otro) dentro de funda protectora con avanzador Arrow
- 1: Aguja introductora de calibre 18 Ga. X 6.35 a 7.20 cm y pared regular
- 1: Sonda de transducción de presión
- 1: Jeringa de 5 CC Arrow Raulerson permite introducir el Alambre Guía y evita la extravasación de sangre
- 1: Dilatador de vasos
- 1: Sujetador de la pinza ajustable
- 1: Pinza de sujeción ajustable

Rx solamente

Aviso: Antes de utilizar el equipo, lea todas las advertencias, precauciones e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede resultar en lesiones graves o muerte del paciente. No fabricado con látex de caucho natural. Los componentes de la trayectoria de líquido son apirógenos.



Lumen

Priming
Volume*
(mL)

Gravity
Flow
Rate†
(mL/hr)

Distal (16 Ga.) 0.4 2498

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.

† Flow rate values are approximate and are determined using deionized water at 100 cm head height.



Lumen

Volumen
Residual*
(mL)

Rango de
flujo†
(ml/h)

Distal (16 Ga.) 0.4 2498

* El volumen residual es aproximado y esta medido sin accesorios.

† El rango de flujo esta medido con solución salina normal, a temperatura ambiente, con una columna de 100 cm de altura y representa la capacidad de flujo aproximado.

LOT



Hecho en México por:
Arrow Internacional de Chihuahua, S. A. de C. V.
Ave. Washington No. 3701, Interior Circuito
Industrial Alta Tecnología, Edificio 40,
Col. Panamericana, Chihuahua, Chihuahua,
C.P. 31200, México
R.F.C.: AIC-940704-HH2

Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

Teleflex®
www.teleflex.com

LBL069092 R00 (2023-03)



REF ES-04301-M

Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter
Equipo de Cateterización Venosa Central con Catéter con punta flexible Blue FlexTip

5 Fr. catheter 1 Lumen 20 cm catheter 0.025 inch dia. spring-wire guide
Fr. calibre mm longitud mm diámetro guía