


REF ML-00703

Multi-Lumen Central Venous Catheter

with Blue FlexTip®
for use only with Arrow MAC™
Two-Lumen Central Venous Access Device

ARROW®



| Lumen | Priming Vol.* (mL) | Flow Rate† (mL/hr) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Distal (16 Ga.) | 0.40 | 3150 |
| Medial (18 Ga.) | 0.30 | 1400 |
| Proximal (18 Ga.) | 0.30 | 1440 |

* Priming volumes are approximate and are done without the injection caps. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

Contents:


1: Multi-Lumen Indwelling Catheter:
7 Fr. Radiopaque Polyurethane
with Blue FlexTip®, Catheter Contamination Guard,
Extension Line Clamps, Injection Site Caps
(16 cm Indwelling Catheter length when
used with MAC™)

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use – do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Keep dry. Do not use if package has been previously opened or damaged. Is not made with natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

  Teleflex Medical

 IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland
0086

- FR** Cathéter veineux central à lumières multiples avec Blue FlexTip à utiliser exclusivement avec le dispositif d'accès veineux central à deux lumières Arrow MAC
- DE** Viellumiger, zentraler Venenkatheter mit Blue FlexTip nur zum Gebrauch mit dem Einführbesteck für den zweilumigen, zentralen Venenkatheter von Arrow MAC
- IT** Catetere per vena centrale multilume con Blue FlexTip da usare esclusivamente con il dispositivo di accesso venoso centrale a due lumi Arrow MAC
- PL** Wielokanalowy cewnik do cewnikowania żył centralnych z końcówką Blue FlexTip, do użytku tylko z dwukanalowym urządzeniem Arrow MAC do uzyskiwania dostępu do żył centralnych
- PT** Cateter Venoso Central com Lúmen Múltiplo e Blue FlexTip para utilizar apenas com o Dispositivo para Acesso Venoso Central com Lúmen Duplo Arrow MAC
- RU** Многопросветный катетер для главных вен с Blue FlexTip, для применения исключительно с двухпросветным устройством для доступа в главные вены Arrow MAC
- SL** Centralni venski kateter z več svetlinami z Blue FlexTip je samo za uporabo s pripomočkom za venski dostop Arrow MAC z dvema svetlinama
- ES** Catéter venoso central de luz múltiple con punta Blue FlexTip para uso exclusivo con el dispositivo de acceso venoso central de dos luces de Arrow MAC
- SV** Flerkanalig central venkateter med Blue FlexTip, endast för användning med Arrow MAC tvåkanalig produkt för centralt ventillträde
- TR** Multi-Lümen Santral Venöz Kateter, Blue FlexTip ile, sadece Arrow MAC İki Lümenli Santral Venöz Erişim Cihazı ile kullanılmak içindir



IL-00703-130C (2/14)

ARROW
INTERNATIONAL

REF
ML-00703
Multi-Lumen Central Venous Catheter

7 Fr.

3 Lumen

16 cm
indwelling
catheter length
with MAC™

Peel to
Open