

Dimensions:  
Width: 6-3/4" (17,2 cm)  
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

REF DE-04400-S

## Besteck für zentralen Venenkatheter

# ARROW®

### Inhalt:

- 1: ..... Verweilkatheter:  
16 Ga x 30 cm, röntgendichtes  
Polyurethan mit seitliche  
Öffnungen, integrierter Nahtflügel
- 1: ..... Führungsdraht, Nitinol,  
mit cm Markierung: 0,81 mm  
Durchm. x 60 cm (gerade weiche  
Spitze an einem Ende – J-förmige  
Spitze am anderen Ende), mit Arrow  
Advancer, EKG-Markierung
- 1: ..... Einführungskanüle: Echogen  
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: ..... Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,  
röntgendicht, über Einführungskanüle  
(20 Ga), RW
- 1: ..... Arrow-Raulerson-Federdraht-  
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: ..... Druckumwandler-sonde
- 1: ..... Katheterklemmen-Halter
- 1: ..... Katheterklemme
- 1: ..... Gewebedilatator 7 Fr (2,3 mm)  
x 10,2 cm
- 1: ..... Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: ..... SharpsAway II Verriegelnder  
Entsorgungsnapf
- 1: ..... Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086,  
sofern nicht anders angegeben.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind  
nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bermville Road  
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

 EN Central Venous Catheterization Set

 BE Набор для центральной венозной катетеризации

 HR Centralni venski kateter Komplet

 CS Centrální žilní katetrizační set

 DA Centralvenøs kateteriserings-sæt

 NL Centraal veneuze katheterisatieset

 ET Tsentraalveeni kateteriseerimiskomplekt

 FI Keskuslaskimokatetrisarja

 FR Jeu de cathétérisme veineux central

 EL Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής φλέβας

 HU Centrális vénás katéterezési szett

 IS Holæðaleggsett

 IT Set per cateterismo della vena centrale

**SHARPS  
SAFETY  
FEATURES**

Katheterdurchmesser: 16 Ga, 1,7 mm

Füllmenge: 0,32 ml

Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt.  
Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

Flussrate: 3200 ml/Std.

Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler  
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz  
ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

SZ-04400-105A (11/13)



LOT



(01) 0 08 01902 08749 2

ARROW  
INTERNATIONAL



REF DE-04400-S

16<sup>Ga</sup>

30

cm  
Katheter-  
länge

0,81

mm  
Durchmesser  
Federführungsdraht

Besteck für zentralen Venenkatheter

Peel to  
Open