

REF ES-04650

Central Venous Catheterization Set

ARROW®

Contents:

- 1: Indwelling Catheter:
24 Ga x 3-1/2" (9 cm)
Radiopaque Polyurethane
with Placement Wire
- 1: Spring-Wire Guide: .018"
(0.46 mm) dia. x 13-3/4"
(35 cm) (Straight Soft Tip
on One End – "J" Tip on Other)
- 1: Introducer Needle: 21 Ga
x 1-1/2" (3.81 cm) TW
- 1: Syringe: 3 ml Luer-Slip
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub:
Fastener
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub:
Catheter Clamp

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Sterile. Fluid path components are non-pyrogenic.

Manufacturer
Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

CE **0086**
Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

Teleflex®
www.teleflex.com

- fr** Jeu de cathétérisme veineux central
Conserver à l'abri du rayonnement solaire. Conserver au sec.
- de** Besteck für zentralen Venenkatheter
Vor Sonnenlicht schützen. Trocken halten.
- it** Set per cateterismo della vena centrale
Tenere lontano dalla luce solare. Conservare in un luogo asciutto.
- pl** Zestaw do cewnikowania żył centralnych
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla światła.
Przechowywać w suchym miejscu.
- pt** Conjunto de Cateterização Venosa Central
Manter afastado da luz solar. Manter seco.
- ru** Набор для катетеризации центральных вен
Предохранять от солнечного света. Хранить в сухом месте.
- sl** Komplet za centralno vensko katetrizacijo
Hranite zaščiten pred sončno svetlobo. Hranite na suhem.
- es** Conjunto de cateterización venosa central
Mantener alejado de la luz del sol. Mantener en un lugar seco.
- sv** Set för central venkatetrisering
Skydda från solljus. Förvaras torrt.
- tr** Santral Venöz Kateterizasyon Seti
Güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Kuru tutulmalıdır.

Catheter Diameter: 24 Ga, 0.8 mm

Priming Volume: 0.08 ml
Priming volumes are approximate and are done without the injection cap.

Flow Rate: 416 ml/hr
Flow rate values are approximate and are determined using deionized water at 100 cm head height.

SI-04650-200A (12/19)



Caution



Consult instructions for use



Do not reuse



Do not resterilize



Sterilized by ethylene oxide



Keep away from sunlight



Keep dry



Do not use if package is damaged



Not made with natural rubber latex

LOT

Use By

ARROW
INTERNATIONAL

REF ES-04650

24 Ga

9 cm catheter length

.018 inch dia. spring-wire guide

Central Venous Catheterization Set

Peel to Open