

Dimensions:
 Width: 6-3/4" (17,2 cm)
 Length: 11-5/16" (28,7 cm)

PMS 193

REF **ES-04660**

Central Venous Catheterization Set

ARROW®

Contents:

- 1:Indwelling Catheter:
 24 Ga x 5" (12 cm)
 Radiopaque Polyurethane
 with Placement Wire
- 1: Spring-Wire Guide: .018"
 (0.46 mm) dia. x 13-3/4"
 (35 cm) (Straight Soft Tip
 on One End – "J" Tip on Other)
- 1:Introducer Needle: 21 Ga
 x 1-1/2" (3.81 cm) TW
- 1: Syringe: 3 ml Luer-Slip
- 1:SecondSite™ Adjustable
 Hub: Fastener
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub:
 Catheter Clamp

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Sterile. Fluid path components are non-pyrogenic.

Manufacturer
 Arrow International, Inc.
 Subsidiary of Teleflex Incorporated
 2400 Bernville Road
 Reading, PA 19605 USA

CE REP
 Teleflex Medical
 IDA Business and Technology Park
 Dublin Road, Athlone
 Co. Westmeath, Ireland

Teleflex®
 www.teleflex.com

- fr** Jeu de cathétérisme veineux central
 Conserver à l'abri du rayonnement solaire. Conserver au sec.
- de** Besteck für zentralen Venenkatheter
 Vor Sonnenlicht schützen. Trocken halten.
- it** Set per cateterismo della vena centrale
 Tenere lontano dalla luce solare. Conservare in un luogo asciutto.
- pl** Zestaw do cewnikowania żył centralnych
 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla światła.
 Przechowywać w suchym miejscu.
- pt** Conjunto de Cateterização Venosa Central
 Manter afastado da luz solar. Manter seco.
- ru** Набор для катетеризации центральных вен
 Предохранять от солнечного света. Хранить в сухом месте.
- sl** Komplet za centralno vensko katetризациjo
 Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo. Hranite na suhem.
- es** Conjunto de cateterización venosa central
 Mantener alejado de la luz del sol. Mantener en un lugar seco.
- sv** Set för central venkatetrisering
 Skydda från solljus. Förvaras torrt.
- tr** Santral Venöz Kateterizasyon Seti
 Güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Kuru tutulmalıdır.

Catheter Diameter: 24 Ga, 0.8 mm

Priming Volume: 0.10 ml
 Priming volumes are approximate and are done without the injection cap.

Flow Rate: 690 ml/hr
 Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

- Caution
- Consult instructions for use
- Do not reuse
- Do not resterilize
- Sterilized by ethylene oxide
- Keep away from sunlight
- Keep dry
- Do not use if package is damaged
- Not made with natural rubber latex

LOT

Use By

PMS 193

(91/5) 0001-0990/025

PMS 193

ARROW
 INTERNATIONAL

REF **ES-04660**

24 Ga

12 cm
 catheter
 length

.018 inch dia.
 spring-wire
 guide

Central Venous Catheterization Set

Peel to Open