



ARROW®

Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-12122-E**

Contents: _____

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 12 Fr. x 16 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps, Injection Site Caps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .035" (0.89 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator: Stepped
- 1: Drape: 24" x 36"
- 1: Scalpel: #11

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

FR Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume

Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.

DE Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen

Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierte Gefäßen geeignet.

IT Set per cateterismo a due lumi in emodialisi con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati

Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.

PT Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes

Contra-indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo não foi concebido para hemodiálise a longo prazo nem para utilização em doentes que apresentem vasos com trombos.

ES Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen

Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior no se ha diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.

SV Set för tvåkanalig hemodialyskatetrering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym

Kontraindikationer: Den grova tvåkanaliga katetern är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.



Caution



Consult instructions for use



Do not reuse



Do not resterilize



Sterilized by ethylene oxide



Keep away from sunlight



Keep dry



Do not use if package is damaged



Not made with natural rubber latex

Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.



LOT

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland



Use By

DuPont™ Tyvek®
package

Manufacturer:
Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®

www.teleflex.com
IS-12122-130C (8/15)



Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-12122-E**

12 Fr.

2 Lumen

16 cm catheter length

.035 inch dia. spring-wire guide

ARROW®