

ARROW®



Two-Lumen Hemodialysis Catheter

with Blue FlexTip® for High Volume Infusions

REF MC-12122-F

- FR** Cathéter pour hémodialyse à deux lumières avec Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume
Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.
- DE** Zweilumiger Hämodialyse-Katheter mit Blue-FlexTip für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen
Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierte Gefäßen geeignet.
- IT** Catetere per emodialisi a due lumi con Blue FlexTip per volumi di infusione elevati
Controindicazioni: Il catetere a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.
- PT** Cateter para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes
Contra-Indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo não foi concebido para hemodiálise a longo prazo nem para utilização em doentes que apresentem vasos com trombos.
- ES** Catéter de dos lúmenes para hemodiálisis con Blue FlexTip para infusiones de gran volumen
Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior no se ha diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.
- SV** Tvåkanalig hemodialyskater med Blue FlexTip för infusioner med hög volym
Kontraindikationer: Den grova tvåkanaliga katetern är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 12 Fr. x 16 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps, Injection Site Caps
1: Tissue Dilator: Stepped

All components are CE 0086 unless otherwise noted.



Caution

Consult
instructions for use

Do not reuse



Do not resterilize

Sterilized
by ethylene oxideKeep away
from sunlight

Keep dry

Do not use if
package is damagedNot made with
natural rubber latex

Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland
0086

Manufacturer:
Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®
www.teleflex.com



LOT



IC-12122-130B (8/15)

ARROW®



Two-Lumen Hemodialysis Catheter

with Blue FlexTip® for High Volume Infusions

REF MC-12122-F

- FR** Cathéter pour hémodialyse à deux lumières avec Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume
Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.
- DE** Zweilumiger Hämodialyse-Katheter mit Blue-FlexTip für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen
Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierte Gefäßen geeignet.
- IT** Catetere per emodialisi a due lumi con Blue FlexTip per volumi di infusione elevati
Controindicazioni: Il catetere a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.
- PT** Cateter para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes
Contra-Indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo não foi concebido para hemodiálise a longo prazo nem para utilização em doentes que apresentem vasos com trombos.
- ES** Catéter de dos lúmenes para hemodiálisis con Blue FlexTip para infusiones de gran volumen
Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior no se ha diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.
- SV** Tvåkanalig hemodialyskater med Blue FlexTip för infusioner med hög volym
Kontraindikationer: Den grova tvåkanaliga katetern är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 12 Fr. x 16 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps, Injection Site Caps
1: Tissue Dilator: Stepped

All components are CE 0086 unless otherwise noted.



Caution

Consult
instructions for use

Do not reuse



Do not resterilize

Sterilized
by ethylene oxideKeep away
from sunlight

Keep dry

Do not use if
package is damagedNot made with
natural rubber latex

Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland
0086

Manufacturer:
Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®
www.teleflex.com



LOT



IC-12122-130B (8/15)