



ARROW®

# Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-12142-F****Contents:**

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter:  
14 Fr. x 15 cm Radiopaque Polyurethane  
with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps,  
Injection Site Caps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .038" (0.97 mm)  
dia. x 27-1/2" (70 cm) (Straight Soft Tip on One  
End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: Catheter: 16 Ga. x 1-7/8" (4.8 cm) Radiopaque  
over 19 Ga. TW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW  
and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire  
Introduction Syringe
- 2: Tissue Dilators
- 1: Drape: 24" x 36"
- 1: Scalpel: #11

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

**FR** Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume

Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.

**DE** Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen

Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.

**IT** Set per cateterismo a due lumi in emodialisi con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati

Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.

**PL** Dwukanałowy zestaw cewnika do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych

Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą w naczyniach.

**PT** Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes

Contra-indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo não foi concebido para hemodiálise a longo prazo nem para utilização em doentes que apresentem vasos com trombos.

**RU** Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов

Противопоказания. Катетер с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами.

**SL** Komplet za hemodializno katetizacijo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine

Kontraindikacije: Kateter z dvema svetlinama in velikimi luknjami ni zasnovan za dolgoročno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami.

**ES** Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen

Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior no se ha diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.

**SV** Set för tvåkanalig hemodialyskatetrisering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym

Kontraindikationer: Den grova tvåkanaliga katetern är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.

**TR** İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için

Kontrendikasyonlar: Büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır.



Caution

Consult  
instructions for use

Do not reuse



Do not resterilize

Sterilized  
by ethylene oxideKeep away  
from sunlight

Keep dry

Do not use  
if package is damagedNot made with  
natural rubber latex

Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Fluid path components are non-pyrogenic.

**Contraindications: The large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.**



LOT

**CE** 0086  
Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

Use  
ByDuPont™ Tyvek®  
package

Manufacturer:  
Arrow International, Inc.  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®

www.teleflex.com  
IS-12142-130C (8/15)

## Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-12142-F**

14 Fr.

2 Lumen

15 cm  
catheter  
length.038 inch dia.  
spring-wire  
guide

ARROW®