



Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Curved Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-12142-CF**

14 Fr. | **2** Lumen | **15** cm catheter length | **.038** inch dia. spring-wire guide

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter, Curved: 14 Fr. x 15 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .038" (0.97 mm) dia. x 27-1/2" (70 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 16 Ga. x 1-7/8" (4.8 cm) Radiopaque over 19 Ga. TW Introducer Needle
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator: 16 Fr. (5.3 mm) x 11.4 cm
- 1: Tissue Dilator: 14 Fr. (4.7 mm) x 14 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Suture Wing
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11


All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Rx only. **Warning: Read all package insert warnings, cautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**


Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The Arrow large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.

- fr** **Jeu de cathétérisme à deux lumières pour hémodialyse avec cathéter courbé Blue FlexTip pour infusions à débit élevé** Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.
- de** **Zweilumiges Katheterisierungsbesteck für Hämodialyse mit kurvenförmigem Blue FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen** Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.
- it** **Set per cateterismo emodialisi a due lumi, con catetere ricurvo Blue FlexTip per infusioni a volumi elevati** Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.
- pl** **Dwukanałowy zestaw cewnika do hemodializy z zakrzywionym cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych** Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą w naczyniach.
- pt** **Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip para Infusões de Grandes Volumes** Contra-indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo não foi concebido para hemodiálise a longo prazo nem para utilização em doentes que apresentem vasos com trombos.
- ru** **Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с изогнутым катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов** Противопоказания: Катетер с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами.
- sl** **Komplet za hemodializno katetризacijo z dvema svetlinama z ukrivljenim katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine** Kontraindikacije: Kateter z dvema svetlinama in velikimi luknjami ni zasnovan za dolgoročno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami.
- es** **Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter curvado Blue FlexTip para infusiones de volumen alto** Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior no se ha diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.
- sv** **Tvåkanaligt katetriseringsset för hemodialys med Blue FlexTip krökt kateter för högvolyminfusion** Kontraindikationer: Den grova tvåkanaliga katetern är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.
- tr** **İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Eğri Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için** Kontrendikasyonlar: Büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır.



LATEX
Not made with natural rubber latex



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/min)	Venous Pressure Setting (mmHg)
Distal (10 Ga.)	1.60	250 400	90 130
Proximal (10 Ga.)	1.40	250 400	110 180

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.
† Venous Pressure settings are approximate and were determined by varying the blood flow rates from 250 to 400 mL/min in an in vitro experiment using blood analog solution.



Manufacturer: Arrow International, Inc. Subsidiary of Teleflex Incorporated 2400 Bernville Road Reading, PA 19605 USA

Teleflex Medical IDA Business and Technology Park Dublin Road, Athlone Co. Westmeath, Ireland

www.teleflex.com

IS-12142-132A (06/18)