



ARROW®

You-Bend™ Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

REF **CU-13122-F****Contents:**

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter*: 12 Fr. x 13 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps, Injection Site Caps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .035" (0.89 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer™
- 1: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator: Stepped
- 2: UserGard® Needle-Free Injection Hubs
- 1: Drape: 24" x 36"
- 1: Scalpel: #11

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

FR Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières You-Bend avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume

Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.

DE Besteck für zweilumigen You-Bend-Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen

Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.

IT Set per cateterismo in emodialisi a due lumi You-Bend con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati

Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.

PL Dwukanałowy zestaw You-Bend do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych

Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą w naczyniach.

PT Conjunto de Cateterização para Hemodiálise You-Bend com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes

Contra-indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo não foi concebido para hemodiálise a longo prazo nem para utilização em doentes que apresentem vasos com trombos.

RU Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации You-Bend с катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов

Противопоказания. Катетер с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами.

SL Komplet za hemodializno katetizacijo You-Bend z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine

Kontraindikacije: Kateter z dvema svetlinama in velikimi luknjami ni zasnovan za dolgoročno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami.

ES Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis You-Bend con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen

Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior no se ha diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.

SV You-Bend set för tvåkanalig hemodialyskatetrisering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym

Kontraindikationer: Den grova tvåkanaliga katetern är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.

TR You-Bend İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar İçin

Kontrendikasyonlar: Büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır.



Caution



Consult instructions for use



Do not reuse



Do not resterilize



Sterilized by ethylene oxide



Keep away from sunlight



Keep dry



Do not use if package is damaged



Not made with natural rubber latex



* MR Conditional

Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.



LOT

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland



Use By

Manufacturer:
Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®

www.teleflex.com
IU-13122-130C (8/15)

DuPont™ Tyvek®
package



You-Bend™ Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

REF **CU-13122-F**

12 Fr.

2 Lumen

13 cm catheter length

.035 inch dia. spring-wire guide

ARROW®