

Dimensions:
Width: 8-5/8" (21.9 cm)
Length: 15-1/2" (39.4 cm)

REF DE-15122E-S

Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen

ARROW®

Inhalt:

- 1: Zwei-Lumen-Verweilkatheter: 12 Fr x 20 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,89 mm Durchm. x 68 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer, EKG-Markierung
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Einführungskanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Gewebedilatator 12 Fr (4,0 mm) x 14 cm
- 1: Abdecktuch: 61 cm x 91 cm
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf
- 2: Injektionskappe

EN Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

FR Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume

IT Set per cateterismo a due lumi in emodialisi con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati

PL Dwukanalowy zestaw cewnika do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych

PT Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes

RU Комплект для гемодиализной катетеризации с двухпросветным катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов

SL Komplet za hemodializno katetризациjo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine

ES Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen

SV Set för tvåkanalig hemodialyskatetrisering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym

TR İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.


Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.



Arrow International, Inc.
2400 Berrville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland



Querschnitt des Katheters



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Min.)	Venöse Druckwerte (mmHg)
Distal (12 Ga)	1,6	200	100
		340	200
Proximal (12 Ga)	1,5	200	100
		340	200

* Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt. Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

† Die Blutfluß-Angaben sind Ungefährwerte und wurden durch verändern der venösen Druckwerte von 100 bis 200 mmHg in einem in vitro Verfahren mit blutähnlicher Flüssigkeit ermittelt.

LOT



(01) 0 08 01902 08326 5

5215122114A (1/14)



REF DE-15122E-S 12 Fr 2 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,89 mm Durchmesser Federführungsdraht
Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to Open