



REF CS-15142-F

14 Fr. | 2 Lumen | 20 cm catheter length | .038 inch dia. spring-wire guide

# Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

**Contents:**

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 14 Fr. x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .038" (0.97 mm) dia. x 27-1/2" (70 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 16 Ga. x 1-7/8" (4.8 cm) Radiopaque over 19 Ga. TW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator: 14 Fr. (4.7 mm) x 14 cm
- 1: Tissue Dilator: 16 Fr. (5.3 mm) x 11.4 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

**Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

California Prop. 65

Warning: Cancer and Reproductive Harm  
www.P65Warnings.ca.gov.

Not made with natural rubber latex.  
Fluid path components are non-pyrogenic.

**Contraindications: The large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.**

**fr** Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume

Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.

**de** Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue FlexTip Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen

Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.

**it** Set per cateterismo a due lumi in emodialisi con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati

Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.

**pl** Dwukanałowy zestaw cewnika do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych

Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą w naczyniach.

**pt** Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes

Contra-indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo não foi concebido para hemodiálise a longo prazo nem para utilização em doentes que apresentem vasos com trombos.

**ru** Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов

Противопоказания. Катетер с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами.

**sl** Komplet za hemodializno katetризacijo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine

Kontraindikacije: Kateter z dvema svetlinama in velikimi luknjami ni zasnovan za dolgoročno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami.

**es** Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen


Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior no se ha diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.

**sv** Set för tvåkanalig hemodialyskatetrisering med Blue FlexTip kateter för infusioner med hög volym

Kontraindikationer: Den grova tvåkanaliga katetern är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.

**tr** İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için

Kontraindikasyonlar: Büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır.



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate (mL/min)	Venous Pressure Setting† (mmHg)
Distal (10 Ga.)	1.7	250 400	100 170
Proximal (10 Ga.)	1.5	250 400	120 190

\* Priming volumes are approximate and are done without accessories.  
† Venous pressure settings are approximate and were determined by varying the blood flow rates from 250 to 400 mL/min in an *in vitro* experiment using blood analog solution.



CE 0086 Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

Manufacturer:  
Arrow International, Inc.  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®  
www.teleflex.com  
IS-15142-130D (10/17)



REF CS-15142-F

Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

14 Fr. | 2 Lumen | 20 cm catheter length | .038 inch dia. spring-wire guide

