



REF SI-21142

9 Fr. distal lumen | 2 Lumen | 10 cm device length | .035 inch dia. spring-wire guide

MAC™ Two-Lumen Central Venous Access Set with Arrowgard Blue® Access Device and Integral Hemostasis Valve for use with 7 - 7.5 Fr. Catheters

Contents:

- 1: Two-Lumen Central Venous Access Device¹: 10 cm Radiopaque Polyurethane with 9 Fr. Distal Lumen, Arrowgard® Antimicrobial Surface Treatment², Integral Hemostasis Valve, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .035" (0.89 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator: 9 Fr. (3.0 mm) x 20.7 cm
- 1: Obturator: 8 Fr.
- 1: Cath-Gard® Catheter Contamination Shield: 80 cm with Tuohy-Borst Adapter, Sterile Tape
- 1: Dust Cap: Vented
- 3: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Stopcock: 4-way High-Flow
- 3: Gauze Pad: 4" x 4" (10 cm x 10 cm)

¹Licensed under US Patent No. 5,250,038.

²Licensed under US Patent No. 6,706,024.

All components CE 0086 unless otherwise noted.


Rx only. Warning: Read all package insert warnings, cautions and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Not made with natural rubber latex.

Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The Arrowgard Blue antimicrobial catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine acetate, silver sulfadiazine, and/or sulfa drugs.

- fr** Dispositif d'accès veineux central à deux lumières MAC avec dispositif d'accès Arrowgard Blue et valve hémostatique intégrés pour emploi avec les cathéters 7 - 7,5 Fr.
- de** MAC Zweilumiges Einführbesteck für zentralen Venenkatheter mit Arrowgard Blue-Einführvorrichtung und eingebautem Hämostaseventil zum Gebrauch mit Kathetern der Größen 7 - 7,5 Fr.
- it** Set di accesso venoso centrale a due lumi MAC con dispositivo di accesso Arrowgard Blue e valvola emostatica per l'uso con cateteri da 7 - 7,5 Fr.
- pl** Dwukanałowy zestaw MAC do uzyskiwania dostępu do żył centralnych, z urządzeniem Arrowgard Blue do uzyskiwania dostępu i integralnym zaworem hemostaticznym, do użycia z cewnikami o rozmiarze 7 - 7,5 F
- pt** Conjunto de Acesso Venoso Central de Dois Lúmenes MAC com Dispositivo de Acesso Arrowgard Blue e Válvula de Hemostase Integral para utilização com Cateteres 7 - 7,5 Fr.
- ru** Комплект для катетеризации главных вен MAC с двухпросветным катетером, устройством для доступа Arrowgard Blue и несъемным гемостазным клапаном, для использования с катетерами 7 - 7,5 Fr.
- sl** Komplet za centralni venski dostop MAC z dvema svetlinama s pripomočkom za dostop Arrowgard Blue in vgrajenim hemostatskim ventilom za uporabo s katetri 7 - 7,5 Fr.
- es** Conjunto para acceso venoso central de dos luces MAC con dispositivo de acceso Arrowgard Blue y válvula hemostática integral para uso con catéteres de entre 7 y 7,5 Fr.
- sv** MAC tvåkanaligt set för centralt ventillträde med Arrowgard Blue accessprodukt och inbyggd hemostasventil för användning med 7 - 7,5 Fr katetrar
- tr** MAC İki Lümenli Santral Venöz Erişim Seti, Arrowgard Blue Erişim Cihazı ve Entegre Hemostaz Valfi, 7 - 7,5 Fr. Kateterler ile kullanılmak üzere



Store below 25°C (77°F).
 Avoid excessive heat above 40°C (104°F).

Arrow International, Inc.
 Subsidiary of Teleflex Incorporated
 2400 Bernville Road
 Reading, PA 19605 USA

CE REP Teleflex Medical
 IDA Business and
 Technology Park
 Dublin Road, Athlone
 0086 Co. Westmeath, Ireland

Teleflex®
 www.teleflex.com
 II-21142-131A (09/19)



REF SI-21142

9 Fr. distal lumen | 2 Lumen | 10 cm device length | .035 inch dia. spring-wire guide

MAC™ Two-Lumen Central Venous Access Set with Arrowgard Blue® Access Device and Integral Hemostasis Valve for use with 7 - 7.5 Fr. Catheters

