

Antimicrobial surfaces utilizing chlorhexidine acetate and silver sulfadiazine

**Contents:**

- 1: ..... Two-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. x 6" (16 cm) Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip<sup>®</sup>, ARROWgard<sup>®</sup> Antimicrobial Surface Treatment<sup>†</sup>, Extension Line Clamps, Injection Site Caps
- 1: ..... Spring-Wire Guide, Marked: .032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Straight Soft Tip on One End – "J" Tip on Other) with Arrow Advancer<sup>™</sup>
- 1: ..... Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- 1: ..... Pressure Transduction Probe
- 1: ..... Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow<sup>®</sup> Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: ..... Tissue Dilator
- 1: ..... Clamp: Catheter
- 1: ..... Fastener: Catheter Clamp

<sup>†</sup> Licensed under US Patent No. 6,706,024.

**Rx only.**

**Warning:** Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

**Contraindications:** The ARROWgard Blue<sup>®</sup> antimicrobial catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine, and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Store below 25°C (77°F). Avoid excessive heat above 40°C (104°F).



Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland




**REF CS-22702-E**

# Two-Lumen Central Venous Catheterization Set

with Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue<sup>®</sup> Catheter

# ARROW<sup>®</sup>

- FR** Jeu de cathétérisme veineux central à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue<sup>®</sup>  
Conservez le produit à une température inférieure à 25°C. Veillez à ne pas exposer le produit à une chaleur excessive supérieure à 40°C.
- DE** Besteck für zweilumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWgard-Blue-Katheter  
Unter 25°C lagern. Zu hohe Temperaturen über 40°C vermeiden.
- IT** Set per cateterismo della vena centrale a due lumi con catetere Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue<sup>®</sup>  
Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C. Evitare il calore eccessivo superiore a 40°C.
- PL** Dwukanałowy zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue<sup>®</sup>  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed temperaturą powyżej 40°C.
- PT** Conjunto de Cateterização Venosa Central com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue<sup>®</sup>  
Conservar a temperaturas inferiores a 25°C. Evitar temperaturas superiores a 40°C.
- RU** Комплект для катетеризации главных вен с двухпросветным катетером Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue<sup>®</sup>  
Хранить при температуре ниже 25°C. Избегать нагрева свыше 40°C.
- SL** Komplet za centralno vensko katetризациjo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue<sup>®</sup>  
Shranjujte pod 25°C. Izogibajte se prekomerni vročini nad 40°C.
- ES** Conjunto de cateterización venosa central de dos luces con catéter Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue<sup>®</sup>  
Almacenar a temperaturas inferiores a 25°C. Evite temperaturas excesivas por encima de 40°C.
- SV** Set för tvåkanalig central venkatetrisering med Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue-kateter  
Förvaras vid temperatur under 25°C. Undvik höga temperatur över 40°C.
- TR** İki Lümenli Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip<sup>®</sup> ARROWgard Blue Kateter ile  
25°C'ın altında saklayın. 40°C'ın üzerindeki aşırı ısıdan sakının.



Lumen	Priming Vol.* (mL)	Flow Rate <sup>†</sup> (mL/hr)
Distal (14 Ga.)	0.50	5700
Proximal (18 Ga.)	0.40	2900

\*Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

<sup>†</sup> Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

15-22702-1300 (7/15)

**ARROW<sup>®</sup>**  
INTERNATIONAL

**REF CS-22702-E** 7 Fr. 2 Lumen 16 cm catheter length .032 inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with ARROWgard Blue<sup>®</sup> Catheter

Peel to Open