

Fluid path of needle and extension set is sterile, non-pyrogenic, non-DEHP, and not made with natural rubber latex.



9001

REF

Manufactured for:
Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park,
Dublin Rd, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
Ph: 1.866.479.8500
ArrowEZIO.com
US and foreign patents
Product of the U.S.A.
0086
CE
issued and pending.

ARROW® EZ-IO®
INTRAOSSUEOUS VASCULAR ACCESS
25 mm 15 ga
3 kg or over

**GERMAN
BESCHREIBUNG:**
EZ-IO® INTRAOSSEÄRES
GEFÄSSZUGANGSSYSTEM
Der Flüssigkeitspfad des
Nadelsatzes und der
Anschlussleitung ist steril,
nicht pyrogen sowie DEHP-
und naturlatextfrei.

**DUTCH
BESCHRIJVING:**
EZ-IO® INTRAOSSEALE
VAATTOEGANG
Vloeistofpad van naald en
verlengset is steriel,
pyrogeenvrij, bevat geen
DEHP en is niet vervaardigd
met natuurrubberlatex.

**FRENCH
DESCRIPTION:**
ACCÈS VASCULAIRE
INTRA-OSSEUX EZ-IO®
Le circuit du liquide de l'aiguille
et de l'extension est stérile, non
pyrogène et exempt de DEHP et
n'est pas fabriqué à partir de
latex de caoutchouc naturel.

**ITALIAN
DESCRIZIONE:**
ACCESSO VASCOLARE
INTRAOSSEO EZ-IO®
Il percorso di fluido dell'ago e
del set di prolunga è sterile,
non pirogenico, non contiene
DEHP e non è stato realizzato
con lattice di gomma naturale.

**RUSSIAN
ОПИСАНИЕ:**
ВНУТРИКОСТНЫЙ
СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП EZ-IO®
Канал для жидкости иглы и
удлинителя является
стерильным, апиrogenным,
не содержит ДЭГФ и
натуральный латекс.

**GREEK
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**
ΕΝΔΟΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ EZ-IO®
Η διαδρομή υγρού της βελόνας
και του set επέκτασης είναι
ασπαστερογόνου, μη
πυρογενούς, χωρίς DEHP και
δεν κατασκευάζεται με λάτεξ
από φυσικό καουτσούκ.

**PORTUGUESE
DESCRIÇÃO:**
ACCESSO VASCULAR
INTRA-OSSEO EZ-IO®
O circuito do fluido da agulha
e o conjunto de extensão são
esterilizados, apirogenicos, sem
DEHP, e não fabricados em
látex de borracha natural.

**SPANISH
DESCRIPCIÓN:**
ACCESO VASCULAR
INTRAÓSEO EZ-IO®
La vía de fluido del set de aguja
y del set prolongador es una vía
estéril, no pirogénica, que no
contiene DEHP y que no está
fabricada en látex de caucho
natural EZ-IO®.

ARROW® EZ-IO®
INTRAOSSUEOUS VASCULAR ACCESS

Needle Set

REF 9001



25 mm
x
1.8 mm



Teleflex®

Teleflex®

ARROW® EZ-IO®
INTRAOSSUEOUS VASCULAR ACCESS

Needle Set

REF 9001

CONTENTS	QTY
EZ-IO® 25 mm 15 ga Intraosseous Needle Set	5
EZ-Connect® Extension Set (Priming Volume - Approx. 1.0 ml)	5
EZ-IO® Wristband	5
NeedleVISE® 1-Port Sharps Block	5
Instructions for Use	1

NSN: 6515-01-537-9007

ArrowEZIO.com 8739 Rev 02

Teleflex®

ARROW® EZ-IO®
INTRAOSSUEOUS VASCULAR ACCESS

Needle Set

REF 9001

Teleflex®

PMS 281 C

PMS 423 C

PMS 299 C

PMS Black C