

Fluid path of needle and extension set is sterile, non-pyrogenic, non-DEHP, and not made with natural rubber latex.



Manufactured for: Teleflex Medical
 IDA Business & Technology Park,
 Dublin Rd, Athlone,
 Co. Westmeath, Ireland
 Ph: 1.866.479.8500
 ArrowEZIO.com

US and foreign patents
 Product of the U.S.A.
 issued and pending.

REF 9001

2797



ARROW® EZ-IO®
 INTRAOSSEOUS VASCULAR ACCESS
 25 mm 15 ga
 3 kg or over

GERMAN
BESCHREIBUNG:
EZ-IO® INTRAOSSEÄRES
GEFÄSSZUGANGSSYSTEM
 Der Flüssigkeitspfad des
 Nadelsets und der
 Anschlussleitung ist steril,
 nicht pyrogen sowie DEHP-
 und naturlatextfrei.

DUTCH
BESCHRIJVING:
EZ-IO® INTRAOSSEALE
VAATTOEGANG
 Vloeistofpad van naald en
 verlengset is steriel,
 pyrogeenvrij, bevat geen
 DEHP en is niet vervaardigd
 met natuurrubberlatex.

FRENCH
DESCRIPTION:
ACCÈS VASCULAIRE
INTRA-OSSEUX EZ-IO®
 Le circuit du liquide de l'aiguille
 et de l'extension est stérile, non
 pyrogène et exempt de DEHP et
 n'est pas fabriqué à partir de
 latex de caoutchouc naturel.

ITALIAN
DESCRIZIONE:
ACCESSO VASCOLARE
INTRAOSSEO EZ-IO®
 Il percorso di fluido dell'ago e
 del set di prolunga è sterile,
 non pirogenico, non contiene
 DEHP e non è stato realizzato
 con lattice di gomma naturale.

RUSSIAN
ОПИСАНИЕ:
ВНУТРИКОСТНЫЙ
СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП EZ-IO®
 Канал для жидкости иглы и
 удлинителя является
 стерильным, апиrogenным,
 не содержит ДЭГФ и
 натуральный латекс.


GREEK
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΕΝΔΟΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ EZ-IO®
 Η διαδρομή υγρού της βελόνας
 και του set επέκτασης είναι
 αποστειρωμένη, μη
 πυρογονόγος, χωρίς DEHP και
 δεν κατασκευάζεται με λάτεξ
 από φυσικό καουτσούκ.

PORTUGUESE
DESCRIÇÃO:
ACCESO VASCULAR
INTRA-OSSEO EZ-IO®
 O circuito do fluido da agulha
 e o conjunto de extensão são
 esterilizados, apirogenicos, sem
 DEHP, e não fabricados em
 látex de borracha natural.

SPANISH
DESCRIPCIÓN:
ACCESO VASCULAR
INTRAOSSEO EZ-IO®
 La vía de fluido del set de aguja
 y del set prolongador es una vía
 estéril, no pirogénica, que no
 contiene DEHP y que no está
 fabricada en látex de caucho
 natural EZ-IO®.

ARROW® EZ-IO®
 INTRAOSSEOUS VASCULAR ACCESS

Needle Set
 REF 9001



ARROW® EZ-IO®
 INTRAOSSEOUS VASCULAR ACCESS

Needle Set
 REF 9001

CONTENTS	QTY
EZ-IO® 25 mm 15 ga Intraosseous Needle Set	5
EZ-Connect® Extension Set (Priming Volume - Approx. 1.0 ml)	5
EZ-IO® Wristband	5
NeedleVISE® 1-Port Sharps Block	5
Instructions for Use	1

NSN: 6515-01-537-9007
 ArrowEZIO.com 8739A Rev 00

ARROW® EZ-IO®
 INTRAOSSEOUS VASCULAR ACCESS

Needle Set
 REF 9001

Teleflex®

Teleflex®

Teleflex®

Teleflex®

- PMS 281 C
- PMS 423 C
- PMS 299 C
- PMS Black C