

Product Includes
One-Piece
Sheath
Design

REF CI-09803

Percutaneous Sheath Introducer Set

with Integral Hemostasis Valve/Side Port
for use with 7 - 7.5 Fr. Catheters

ARROW®

Sheath O.D.: 3.5 mm

Contents:

- 1: Sheath: 8 Fr. x 4" (10 cm)
Arrow-Flex® Radiopaque Polyurethane
with Integral Hemostasis Valve/
Side Port and Tissue Dilator
- 1: Spring-Wire Guide:
.035" (0.89 mm) dia.
x 17-3/4" (45 cm)
(Straight Soft Tip on One End —
"J" Tip on Other)
- 1: Catheter:
18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm)
Radiopaque over 20 Ga. RW
Introducer Needle
- 1: Introducer Needle:
18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Obturator: 8 Fr.

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

This Product Contains Dry Natural Rubber.

 Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



- FR** Jeu d'introduction de gaines par voie percutanée avec valve hémostatique/port latéral intégrés pour emploi avec les cathéters 7 - 7,5 Fr.
- DE** Perkutanes Schleuseneinführbesteck mit eingebauter Hämostaseventil/Seitenanschluß-Baugruppe zum Gebrauch mit Kathetern der Größen 7 - 7,5 Fr.
- IT** Set per introduzione di guaina percutanea con valvola emostatica/bocchetta laterale incorporate per l'uso con cateteri da 7 - 7,5 Fr.
- PL** Zestaw do przeskórnego wprowadzania koszulki, z integralnym zaworem hemostatycznym/portem bocznym do użycia z cewnikami o rozmiarze 7 - 7,5 F
- PT** Conjunto de Introdução de Bainha Percutânea com Dispositivo de Válvula de Hemostase Integral e Porta Lateral, para utilizar com Cateteres 7 - 7,5 Fr.
- RU** Комплект чрескожной капсулы-интубатора с несъемным гемостазным клапаном/боковым портом для использования с катетерами 7 - 7,5 Fr.
- SL** Uvajalni komplet s perkutanim tulcem z vgrajenim hemostatskim ventilom/stranskim vhomom za uporabo s katetri 7 – 7,5 Fr.
- ES** Conjunto introductor de vaina percutánea con válvula hemostática y orificio lateral integrales para uso con catéteres de 7 a 7,5 Fr.
- SV** Set för perkutan skyddsintroducerare med integral hemostasventil/sidoöppning för bruk med katetrar mellan 7 och 7,5 Fr.
- TR** Perkütan Kilif İntroduser Seti, Entegre Hemostaz Valfi/Yan Portlu, 7-7,5 Fr. Kateterler ile kullanılmak üzere

II-09803-1300 (2021-04)

ARROW
INTERNATIONAL

REF
CI-09803

8 Fr.

10 cm
sheath
length

.035 inch dia.
spring-wire
guide

Percutaneous Sheath Introducer Set

Peel to
Open