

REF SI-09903-E

Percutaneous Sheath Introducer Set with Integral Hemostasis Valve/Side Port for use with 7.5 - 8 Fr. Catheters

ARROW®

Contents:


- 1: Sheath: 9 Fr. x 4" (10 cm) Arrow-Flex®
Radiopaque Polyurethane with
Integral Hemostasis Valve/Side Port
and Tissue Dilator
- 1: Spring-Wire Guide, Marked .035"
(0.89 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm)
(Straight Soft Tip on One End – "J" Tip on Other)
with Arrow Advancer™
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2"
(6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire
Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Cath-Gard® Catheter Contamination Shield:
80 cm with TwistLock™ Adapter
- 1: Obturator: 8 Fr.
- 1: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Stopcock: 4-way High-Flow
- 3: Gauze Pads: 4" x 4"

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

 Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA
 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



CS Set s perkutánním zaváděcím pouzdrém a integrovaným hemostatickým ventilem a bočním portem pro použití s katetry 7,5 - 8 Fr.

DA Perkutan sheath introducer-sæt med integreret hæmostaseventil/ sideåbning til brug med 7,5 - 8 Fr. katetre

NL Percutane hulsintroducerset met integrale hemostaseklep/zijpoort voor gebruik met 7,5 - 8 Fr. katheters

FR Jeu d'introduction de gaines par voie percutanée avec valve hémostatique/ port latéral intégrés pour emploi avec les cathéters 7,5 - 8 Fr.

DE Perkutanes Schleuseneinführbesteck mit eingebauter Hämostaseventil/ Seitenanschluß-Baugruppe zum Gebrauch mit Kathetern der Größen 7,5 - 8 Fr.

EL Σετ διαδερμικού εισαγωγέα θηκαριού με ενιαία αμμοστατική βαλβίδα/πλευρική θύρα για χρήση με καθετήρες 7,5 - 8 Fr.

HU Percutan hüvelybevezető felszerelés egybeépített vérzécscsapító szeleppel és oldalcsatlakozóval 7,5 - 8 Fr. katéterekkel való használatra

IT Set per introduzione di guaina percutanea con valvola emostatica/ bocchetta laterale incorporate per l'uso con cateteri da 7,5 - 8 Fr.

PL Zestaw do przezskórnego wprowadzania koszulki, z integralnym zaworem hemostaticznym/portem bocznym do użycia z cewnikami o rozmiarze 7,5 - 8 F.

PT Conjunto de Introdução de Bainha Percutânea com Dispositivo de Válvula de Hemostase Integral e Porta Lateral, para utilizar com Cateteres 7,5 - 8 Fr.

RU Комплект чрескожной капсулы-интубатора с несъемным гемостазным клапаном/боковым портом, для использования с катетерами 7,5 - 8 Fr.

SK Perkutánná sada zavádzača puzdra s integrálnym hemostatickým ventilom / postranným portom pre použitie s 7,5 - 8 Fr. katétami

SL Uvajalni komplet s perkutanim tulcem z vgrajenim hemostatskim ventilom/stranskim vhomom za uporabo s katetri 7 - 8 Fr.

ES Conjunto introductor de vaina percutánea con válvula hemostática y orificio lateral integrales para uso con catéteres de 7,5 - 8 Fr.

SV Set för perkutan skyddsintroducerare med integral hemostasventil/ sidoöppning för bruk med katetrar mellan 7,5 - 8 Fr.

TR Perkütan Kılıf İntroduser Seti, Entegre Hemostaz Valfi/Yan Portlu, 7,5 - 8 Fr. Kateterler ile kullanılmak üzere

1109903-130C (2021-04)

ARROW®

INTERNATIONAL

REF SI-09903-E 9^{Fr.} 10^{cm} sheath length 3.9^{mm} sheath O.D. .035^{inch} dia. spring-wire guide

Percutaneous Sheath Introducer Set with Integral Hemostasis Valve/Side Port

Peel to Open