



## Two-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip® for use only with Arrow MAC™ Two-Lumen Central Venous Access Device

REF **ML-00702**

**7** Fr. | **2** Lumen | **16** cm indwelling catheter length with MAC™


**Contents:**

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Catheter Contamination Guard, Extension Line Clamps
  - 2: Dust Cap: Non-Vented
- All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Rx only.

**Warning: Read all package insert warnings, cautions and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Fluid path components are non-pyrogenic.



Catheter Cross Section

Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.40	4824
Proximal (16 Ga.)	0.46	4494

\* Priming volumes are approximate and are done without accessories.

† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

- fr** Cathéter veineux central à deux lumières avec Blue FlexTip à utiliser exclusivement avec le dispositif d'accès veineux central à deux lumières Arrow MAC
- de** Zweilumiger, zentraler Venenkatheter mit Blue FlexTip nur zum Gebrauch mit dem Einführbesteck für den zweilumigen, zentralen Venenkatheter von Arrow MAC
- it** Catetere per vena a due lumi con Blue FlexTip da usare esclusivamente con il dispositivo di accesso venoso centrale a due lumi Arrow MAC
- pl** Dwukanałowy cewnik do cewnikowania żył centralnych z końcówką Blue FlexTip, do użytku tylko z dwukanałowym urządzeniem Arrow MAC do uzyskiwania dostępu do żył centralnych
- pt** Cateter Venoso Central com Lúmen Duplo e Blue FlexTip para utilizar apenas com o Dispositivo para Acesso Venoso Central com Lúmen Duplo Arrow MAC
- ru** Двухпросветный катетер для главных вен с Blue FlexTip, для применения исключительно с двухпросветным устройством для доступа главных вен Arrow MAC
- sl** Centralni venški kateter z dvema svetlinama z Blue FlexTip je samo za uporabo s pripomočkom za venški dostop Arrow MAC z dvema svetlinama
- es** Catéter venoso central de dos luces con punta Blue FlexTip para uso exclusivo con el dispositivo de acceso venoso central de dos luces de Arrow MAC
- sv** Tvåkanalig central venkateter med Blue FlexTip, endast för användning med Arrow MAC tvåkanalig produkt för centralt ventilträde
- tr** İki Lümenli Santral Venöz Kateter, Blue FlexTip ile, sadece Arrow MAC İki Lümenli Santral Venöz Erişim Cihazı ile kullanılmak içindir

**EC REP** Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland



**Manufacturer:**

Arrow International, Inc.  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

**Teleflex®**  
www.teleflex.com

IL-00702-130C (2020-02)



## Two-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip® for use only with Arrow MAC™ Two-Lumen Central Venous Access Device

REF **ML-00702**

**7** Fr. | **2** Lumen | **16** cm indwelling catheter length with MAC™