

REF HO-14702


HANDS-OFF® Two-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip®
for use only with Arrow One-Piece Percutaneous Sheath Introducer System

ARROW®

Lumen	Priming Vol.* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.58	3200
Proximal (16 Ga.)	0.52	2200

* Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.



Catheter Cross Section

Contents:

1: Two-Lumen Indwelling Catheter:
7 Fr. x 12" (30 cm)
Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®,
Cath-Gard® Catheter Contamination Shield,
Extension Line Clamps, Injection Site Caps

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



- FR** Cathéter veineux central HANDS-OFF à deux lumières avec Blue FlexTip uniquement pour emploi avec le système d'introduction de gaine par voie percutanée monobloc Arrow
- DE** Zweilumiger zentraler HANDS-OFF-Venenkatheter mit Blue FlexTip ausschließlich zur Verwendung mit dem einteiligen Einführsystem für perkutane Schleusen von Arrow
- IT** Catetere per vena centrale HANDS-OFF a due lumi con Blue FlexTip per l'uso esclusivo con il sistema di introduzione di guaina percutanea monopezzo Arrow
- PL** Dwukanalowy cewnik HANDS-OFF do cewnikowania żył centralnych z końcówką Blue FlexTip, do użycia tylko z jednoczęściowym systemem do perzskórnego wprowadzania koszulki Arrow
- PT** Cateter Venoso Central HANDS-OFF de Lúmen Duplo com Blue FlexTip, para utilizar apenas com o Sistema de Introdução de Bainhas Percutâneas Arrow de Peça Única
- RU** Двухпросветный катетер для главных вен HANDS-OFF с Blue FlexTip, для применения исключительно с системой однокомпонентной чрескожной капсулы-интубатора Arrow
- SL** Centralni venski kateter HANDS-OFF z dvema svetlinama z Blue FlexTip je samo za uporabo z uvajalnim sistemom z enodelnim perkutanim tulcem Arrow
- ES** Catéter para cateterismo venoso central de dos luces HANDS-OFF con punta Blue FlexTip sólo para uso con el sistema introductor de vaina percutánea Arrow de una pieza
- SV** HANDS-OFF tvåkanalig central venkateter med Blue FlexTip, endast för användning med Arrows odelade perkutana hylsinförarsystem
- TR** HANDS-OFF İki Lümenli Santral Venöz Kateter, Blue FlexTip ile, sadece Arrow Tek Parçalı Perkütan Kılıf Introducer Sistemi ile kullanılmak içindir

10-14702-1308 (8/11)

ARROW®
INTERNATIONAL

REF
HO-14702

7 Fr.

2 Lumen

30 cm
catheter
length

23 cm insertable
catheter length
with Cath-Gard®

HANDS-OFF® Two-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip®

Peel to
Open