

REF HO-14703

# HANDS-OFF® Multi-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip®


for use only with Arrow One-Piece  
Percutaneous Sheath Introducer System

# ARROW®

Lumen	Priming Vol.* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.49	2300
Medial (18 Ga.)	0.40	1000
Proximal (18 Ga.)	0.44	1100

\* Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.



#### Contents:

1: ..... Multi-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. x 12" (30 cm)  
Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Cath-Gard® Catheter Contamination Shield, Extension Line Clamps, Injection Site Caps

#### Rx only.

**Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Sterile. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

EC/REP Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland



- FR** Cathéter veineux central à lumières multiples HANDS-OFF avec Blue FlexTip uniquement pour emploi avec le système d'introduction de gaine par voie percutanée monobloc Arrow
- DE** Viellumiger, zentraler HANDS-OFF-Venenkatheter mit Blue-FlexTip ausschließlich zur Verwendung mit dem einteiligen Einführsystem für perkutane Schleusen von Arrow
- IT** Catetere per vena centrale HANDS-OFF multilume con Blue FlexTip per l'uso esclusivo con il sistema di introduzione di guaina percutanea monopezzo Arrow
- PL** Wielokanalowy cewnik HANDS-OFF do cewnikowania żył centralnych z końcówką Blue FlexTip, do użycia tylko z jednozłoczęściowym systemem do przeszskórnego wprowadzania koszulki Arrow
- PT** Cateter Venoso Central HANDS-OFF com Lúmen Múltiplo e Cateter Blue FlexTip, para utilizar apenas com o Sistema de Introdução de Bainhas Percutâneas Arrow de Peça Única
- RU** Многопросветный катетер для главных вен HANDS-OFF с Blue FlexTip, для применения исключительно с системой одноконтентной чрескожной капсулы-интубатора Arrow
- SL** Centralni venski kateter HANDS-OFF z več svetlinami z Blue FlexTip je samo za uporabo z uvažalnimi sistemom z enodelnim perkutanim tulcem Arrow
- ES** Catéter para vena central HANDS-OFF de luz múltiple con Blue FlexTip sólo para uso con el sistema introductor de vaina percutánea Arrow de una pieza
- SV** HANDS-OFF flerkanalig centralvenös kateter med Blue FlexTip, endast för användning med Arrows odelade perkutana hylsinförarsystem
- TR** HANDS-OFF Multi-Lümenli Santral Venöz Kateter, Blue FlexTip ile, sadece Arrow Tek Parçah Perkütan Kılıf İntroduser Sistemi ile kullanılmak içindir

10-14703-1308 (11/11)

ARROW®  
INTERNATIONAL

REF  
HO-14703

7 Fr.

3 Lumen

30 cm  
catheter  
length

23 cm insertable  
catheter length  
with Cath-Gard®

HANDS-OFF® Multi-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip®

Peel to  
Open